

СДЕЛАНО В РОССИИ

АППАРАТ
ВИБРОАКУСТИЧЕСКОГО И
ИНФРАКРАСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

ВИТАФОН-2

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Аппарат зарегистрирован в Российской Федерации и внесен в Государственный реестр медицинских изделий



ООО «Витафон»

СОДЕРЖАНИЕ:

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	1
НАЗНАЧЕНИЕ АППАРАТА	1
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....	2
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....	2
ПАРАМЕТРЫ НАЗНАЧЕНИЯ:	3
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	4
УСТРОЙСТВО АППАРАТА.....	4
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ АППАРАТА	5
ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ	9
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ,	20
ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ	20
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	22
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.....	23
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ	23
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ВОЗДЕЙСТВИЯ.....	23
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЙСТВИЕ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ.....	25
ОБЛАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ.....	25
ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ РЕЖИМ И ЭНЕРГИЯ.....	27
ПРАВИЛА УСТАНОВКИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ	27
ОЩУЩЕНИЯ.....	29
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ	29
И ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ	29
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА ЛЕЧЕНИЯ	29
СОЧЕТАНИЕ С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ	30
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ	30

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ!

Перед применением аппарата необходимо внимательно изучить настоящие Руководство по эксплуатации и Рекомендации по применению, которые содержат сведения и указания, необходимые для правильной, безопасной и эффективной эксплуатации аппарата.

При покупке аппарата требуйте проверки:

- работоспособности;
- комплектности;
- наличия штампа продавца и даты продажи в свидетельстве о приемке и талоне на гарантийный ремонт.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Аппарат виброакустического и инфракрасного воздействия «ВИТАФОН-2» (далее по тексту – аппарат или аппарат «ВИТАФОН-2») является медицинским изделием. Аппарат выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и сертифицирован в установленном порядке.

По безопасности аппарат соответствует требованиям ГОСТ Р 50267.0-92 для изделий класса II типа BF с корпусом без защиты от проникновения воды. В зависимости от степени потенциального риска применения аппарат относится к классу 2а по ГОСТ Р 51609, по возможным последствиям отказа в процессе эксплуатации – к классу В, по воспринимаемым механическим воздействиям – к группе 2 по ГОСТ Р 50444. Вид климатического исполнения – УХЛ категория 4.2 по ГОСТ 15150.

НАЗНАЧЕНИЕ АППАРАТА

Аппарат предназначен для профилактики и лечения заболеваний, связанных с нарушением капиллярного кровотока и лимфотока. Аппарат оказывает противовоспалительное, противоотечное, обезболивающее, трофическое и регенеративное действие. Аппарат создает микровибрацию с непрерывно меняющейся звуковой частотой при помощи сменных виброакустических преобразователей – виброфонов и (или) импульсное инфракрасное излучение (далее по тексту – ИК-излучение) при помощи ИК-излучателя. Раздельное или сочетанное воздействие микровибрации и ИК-излучения способствует увеличению микрокапиллярного кровотока и лимфотока в области воздействия, восстановлению двигательной функции мышц, улучшению нервной трофики. Это позволяет добиться выраженного терапевтического эффекта при лечении заболеваний

воспалительного и травматического происхождения, сокращения сроков лечения и предупреждения осложнений. Аппарат применяется также для закрепления лечебного эффекта после выздоровления и в профилактических целях.

Аппарат предназначен для применения в лечебно-профилактических и санаторных учреждениях, а также в домашних условиях по рекомендации и под контролем врача-специалиста.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки приведен в Гарантийном талоне.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания от сети переменного тока, В.....	220 ± 22
Частота питающей сети, Гц.....	50-60
Потребляемая мощность, ВА, не более.....	20
Время непрерывной работы, ч, не менее.....	8
Средний срок службы, лет, не менее.....	5
Масса аппарата, нетто, кг, не более.....	3,25
Габаритные размеры, мм, не более.....	185x195x85



ПАРАМЕТРЫ НАЗНАЧЕНИЯ:

Количество режимов виброакустического и инфракрасного воздействия14

Режим воздействия	Длительность Т _ц цикла изменения частоты, с	Длительность Т _ц цикла изменения средней мощности, с
Режимы 1, 6	150 ± 15	300 ± 30
Режимы 2, 4, АВТО 1 – АВТО 12	150 ± 15	150 ± 15
Режим 3	300 ± 30	150 ± 15
Режим 5	740 ± 60	740 ± 60
Режим 7	108 ± 10	216 ± 10

Диапазон изменения частоты микровибрации:	
нижняя частота F _{н1} , Гц, в пределах	38 ± 5
верхняя частота F _в , Гц, не более	20 000
Период импульсной модуляции частоты микро- вибрации (Тим) в режимах 3 и 4, с, в пределах	0,8 - 1,2
Амплитуда микровибрации на нижней частоте диапазона, мкм: максимальное значение А _{max} , в пределах	
вибрфона одиночного.....	16 – 28
вибрфона сдвоенного	10 – 22
вибрфона типа «матрац»	2 – 6
вибрфона точечного	10 – 30
минимальное значение А _{min} , не более	0,2 А _{max}

Значения амплитуды микровибрации в зависимости от параметров **ЭНЕРГИЯ, ВЕС:**

ВЕС	ЭНЕРГИЯ 4	ЭНЕРГИЯ 3	ЭНЕРГИЯ 2	ЭНЕРГИЯ 1
> 85 кг	А _{max}	(0,6 – 0,9)А _{max}	(0,3 – 0,6)А _{max}	≤ 0,2А _{max}
< 15 кг	(0,5 – 0,8)А _{max}	(0,3 – 0,6)А _{max}	(0,2 – 0,4)А _{max}	≤ 0,2А _{max}

Мощность ИК-излучения:	
минимальная, мВт, не более	3,0
максимальная, мВт, в пределах	20,0 – 40,0
Длина волны ИК-излучения, мкм, в пределах	0,95±0,04



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! В аппарате, включенном в сеть, имеется опасное для жизни переменное напряжение. При эксплуатации аппарата соблюдайте общие правила безопасности при пользовании электроприборами.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ вытирать пыль на корпусе влажной салфеткой при включенном в сеть аппарате. Не допускайте попадания влаги в корпус аппарата.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать аппарат в ваннных и душевых комнатах.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ разбирать, ремонтировать или модернизировать аппарат самостоятельно или поручать это лицам, не имеющим специальной подготовки. При возникновении неполадок в работе аппарата обращайтесь в ремонтные службы, указанные в разделе «Гарантийные обязательства».

ВНИМАНИЕ! В целях обеспечения пожарной безопасности убедитесь в исправности сетевой розетки, к которой подключается аппарат, а также в отсутствии повреждений сетевого шнура и вилки аппарата.

Предохраняйте аппарат от падений и ударов о твердую поверхность. Не прилагайте растягивающих усилий к шнурам преобразователей.

При необходимости подключения аппарата к сети через удлинитель рекомендуется использовать удлинитель промышленного производства.

УСТРОЙСТВО АППАРАТА

Аппарат «ВИТАФОН-2» (рис. 1) состоит из блока управления и присоединяемых к нему сменных преобразователей: виброфонов и ИК-излучателя.

Рабочими поверхностями одиночного, двойного и виброфона типа «матрац» являются мембраны. Работа виброфонов сопровождается непрерывным звучанием мембран с частотой, изменяющейся в звуковом диапазоне. Последовательность изменения частоты циклично повторяется в процессе работы аппарата.

Рабочая поверхность ИК-излучателя – металлический диск с равномерно распределенными по поверхности отверстиями, в которые вмонтированы оптические элементы. Оптическими элементами являются полупроводниковые излучатели света инфракрасного диапазона (невидимого), из них один центральный и три равноудаленных крайних дополнительно оснащены индикаторными светодиодами красного цвета свечения. Свечение четырех красных светодиодов в процессе работы аппарата свидетельствует об исправности ИК-излучателя.

Рабочие поверхности преобразователей имеют декоративное покрытие.




Рис. 1. Внешний вид аппарата и сменных преобразователей

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ АППАРАТА

- 1 Подключение одного или одновременно двух сменных преобразователей, входящих в комплект аппарата, с автоматическим определением и отображением на дисплее типа подключенных преобразователей;
- 2 Программирование необходимых параметров процедур с помощью кнопок управления и индикацию соответствующей информации на дисплее;
- 3 Создание ИК-излучателем инфракрасного излучения с изменяющейся мощностью;
- 4 Создание виброфонами микровибрации с частотой, непрерывно изменяющейся в звуковом диапазоне (характер изменения частоты микровибрации для различных режимов воздействия приведен на рис. 2);

- 5 Задание амплитуды микровибрации при программировании параметров процедуры установкой значения ЭНЕРГИЯ с возможностью дополнительной коррекции пропорционально весу и росту пациента;
- 6 Задание для процедур с режимами 1–7 автоматического запуска от одной до трёх одностипных (с одинаковыми параметрами РЕЖИМ, ЭНЕРГИЯ, ВЕС, РОСТ) процедур в сутки, а также задание длительности и времени начала для каждой из процедур;
- 7 Проведение процедур с периодическими включениями и выключениями воздействия (режимы АВТО 1, АВТО 2, АВТО 3, АВТО 5, АВТО 8, АВТО 12);
- 8 Ввод значения веса пациента (ВЕС) в пределах от 3 до 120 кг с дискретностью 1 кг;
- 9 Ввод значения роста пациента (РОСТ) в пределах от 50 до 200 см с дискретностью 1 см;
- 10 Задание длительности воздействия (ДЛИТЕЛЬНОСТЬ) от 1 до 60 минут с дискретностью 1 минута;
- 11 Обратный отсчёт и отображение времени, оставшегося до окончания процедуры;
- 12 Сохранение установок точного времени и режимов работы при сбоях сетевого электропитания, а также при отключении аппарата от сети на срок до одного месяца;
- 13 Изменение вводимого параметра на 1 единицу при одиночном нажатии кнопок «▲», «▼», а при удержании одной из кнопок – ускоренное изменение вводимого параметра;
- 14 Подача звуковых сигналов для подтверждения нажатия кнопок аппарата, подачу сдвоенного звукового сигнала при достижении вводимого параметра максимального или минимального значения;
- 15 Подача световых и звуковых сигналов перед окончанием процедуры;
- 16 Световая индикация подключения к электрической сети;
- 17 Отображение текущего времени (после нажатия кнопки ЧАСЫ).




Рис. 2а. Характер изменения частоты микровибрации в режимах 1 – 4




Рис. 26. Характер изменения частоты микровибрации в режимах 5 – 7

ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Подготовка к работе и включение аппарата

Убедитесь в отсутствии видимых повреждений аппарата и преобразователей. Перед первым применением для дезинфекции протрите рабочие поверхности преобразователей салфеткой, увлажненной 3% раствором перекиси водорода. В дальнейшем эту процедуру повторяйте при необходимости.

Подключите вилку сетевого шнура к розетке сети. Выключателем СЕТЬ включите питание аппарата, при этом должно наблюдаться свечение светодиодного индикатора, а на дисплее появится информация о типе подключенного преобразователя. При отсутствии подсоединенных преобразователей к блоку управления аппарата на дисплее появится надпись:

Л НЕТ
П НЕТ

2. Включение часов и установка точного времени

Для отображения текущего времени нажмите кнопку ЧАСЫ. В верхней строке дисплея появится надпись ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ, а в нижней – значение часов, минут и секунд:

ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ
16 : 25 25

Повторным нажатием на кнопку ЧАСЫ можно выйти из режима отображения текущего времени.

Для установки точного времени или корректировки хода часов по сигналам точного времени НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ кнопку ЧАСЫ в течение 4 секунд. На дисплее появится надпись со стрелкой напротив значения часов:

ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ
16 : 25 12

С помощью кнопок «▲» и «▼» установите необходимое значение часов (например, 18), затем кнопкой ВВОД подтвердите выбор. На дисплее появится надпись со стрелкой напротив значения минут:

ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ
18 : 25 23

С помощью кнопок «▲» и «▼» установите необходимое значение минут (например, 00), а по сигналу точного времени нажатием кнопки СБРОС «обнулите» значение секунд. Затем кнопкой ВВОД подтвердите выбор. Часы начнут отсчет текущего времени, а на дисплее появится

надпись:

ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ
18 : 00 00

3. Подключение преобразователей

Преобразователи можно подключать к любому из разъёмов блока управления ЛЕВЫЙ или ПРАВЫЙ. При подключении к разъёму ЛЕВЫЙ вибратора одиночного на дисплее появится надпись:

Л 1 ВИБРОФОН
П НЕТ

При подключении к разъёму ПРАВЫЙ вибратора типа «матрац» на дисплее появится надпись:

Л НЕТ
П МАТРАЦ

При подключении к разъёму ЛЕВЫЙ вибратора двойного, а к разъёму ПРАВЫЙ – ИК-излучателя на дисплее появится надпись:

Л 2 ВИБРОФОНА
П ИК-ИЗЛУЧАТЕЛЬ

4. Ввод параметров, начало процедуры, прерывание процедуры

Подключите к аппарату указанные в используемой методике преобразователи. Нажмите кнопку ВВОД. На дисплее появится надпись:

ПУСК РУЧ. <
*ПУСК АВТ.

Кнопками «▲» и «▼» установите необходимый режим пуска начала процедуры.

На данном этапе имеется возможность начать процедуру нажатием на кнопку СТАРТ. При этом параметры процедуры (РЕЖИМ, ЭНЕРГИЯ, ВЕС, РОСТ, ДЛИТЕЛЬНОСТЬ) будут такими же, как в предшествующей процедуре.

Для ввода новых параметров процедуры нажмите вместо кнопки СТАРТ кнопку ВВОД. Примеры ввода параметров процедур для различных типов преобразователей и имеющихся в аппарате режимов работы приведены ниже.

При необходимости прервать процедуру нажмите кнопку СБРОС. На дисплее появится надпись:

ПРОЦЕДУРА
ПРЕРВАНА

Примерно через 30 секунд надпись сменится на исходную – с информацией о подключенных преобразователях.

5. Программирование процедуры при использовании вибрфона одиночного

Например, в методике процедуры Рекомендаций по применению указано:

«используемый преобразователь – вибрфон одиночный, режим пуска начала процедуры – ручной (ПУСК РУЧ.), режим воздействия – 4, энергия – 3, вес пациента – 75 кг, рост – 180 см, длительность – 35 минут».

Подключите к левому разъему аппарата вибрфон одиночный. На дисплее появится надпись:

Л 1 ВИБРОФОН
П НЕТ

Нажмите кнопку ВВОД. На дисплее появится надпись:

ПУСК РУЧ. <
*ПУСК АВТ.

Нажмите кнопку ВВОД. На дисплее появится надпись:

РЕЖИМ
2

Кнопками «▲» и «▼» установите номер режима 4. Нажмите кнопку ВВОД. На дисплее появится надпись:

ЭНЕРГИЯ
2

Кнопками «▲» и «▼» установите значение энергии 3. Нажмите кнопку ВВОД. На дисплее появится надпись:

ВЕС
75

Аналогично введите параметры ВЕС, РОСТ и ДЛИТЕЛЬНОСТЬ. На дисплее будут последовательно появляться надписи:

РОСТ
180

..

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
35

..

ВВОД ЗАКОНЧЕН.
СТАРТ?

Нажмите кнопку СТАРТ. Аппарат начнет выполнять заданную процедуру, а на дисплее появится надпись:

ДО КОНЦА
ПРОЦЕДУРЫ 35 : 00

Числа на дисплее показывают время, оставшееся до конца процедуры, в минутах и секундах.

Перед окончанием процедуры светодиод попеременно изменяет цвет свечения (желтый/зелёный), при этом раздаются короткие звуковые сигналы, предупреждающие о том, что процедура подходит к концу. Последний звуковой сигнал имеет несколько большую длительность и сигнализирует о том, что процедура закончилась. На дисплее появится надпись:

ПРОЦЕДУРА
ОКОНЧЕНА

Примерно через 30 секунд или после нажатия кнопки **ВВОД** надпись сменится на исходную – с информацией о подключенных преобразователях:

Л 1 ВИБРОФОН
П НЕТ

6. Программирование процедуры при использовании ИК-излучателя

При работе аппарата с ИК-излучателем задаются только режим и длительность воздействия. Например, в методике процедуры Рекомендаций по применению указано:

«используемый преобразователь – ИК-излучатель, режим пуска начала процедуры – ручной (ПУСК РУЧ.), режим воздействия – 5, длительность – 25 минут».

Подключите к левому разъему аппарата ИК-излучатель. На дисплее появится надпись:

Л ИК-ИЗЛУЧАТЕЛЬ
П НЕТ

Нажмите кнопку **ВВОД**. На дисплее появится надпись:

ПУСК РУЧ. <
*ПУСК АВТ.

Нажмите кнопку **ВВОД**. На дисплее появится надпись:

РЕЖИМ
2

Кнопками «▲» и «▼» установите номер режима 5. Нажмите кнопку **ВВОД** и аналогично установите длительность воздействия – 25 минут. На дисплее будут последовательно появляться надписи:

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
25

ВВОД ЗАКОНЧЕН.

СТАРТ?

Нажмите кнопку СТАРТ. Аппарат начнет выполнять заданную процедуру, а на дисплее появится надпись:

ДО КОНЦА
ПРОЦЕДУРЫ 25 : 00

Числа на дисплее показывают время, оставшееся до конца процедуры, в минутах и секундах.

Перед окончанием процедуры светодиод попеременно изменяет цвет свечения (желтый/зелёный), при этом раздаются короткие звуковые сигналы, предупреждающие о том, что процедура подходит к концу. Последний звуковой сигнал имеет несколько большую длительность и сигнализирует о том, что процедура закончилась. На дисплее появится надпись:

ПРОЦЕДУРА
ОКОНЧЕНА

Примерно через 30 секунд или после нажатия кнопки ВВОД надпись сменится на исходную – с информацией о подключенных преобразователях:

Л ИК-ИЗЛУЧАТЕЛЬ
П НЕТ

7. Программирование процедуры при использовании двух виброфонов

Например, в методике процедуры Рекомендаций по применению указано:

«используемые преобразователи: Л – виброфон сдвоенный, энергия – 3; П – виброфон типа «матрац», энергия – 2, режим пуска начала процедуры – ручной (ПУСК РУЧ.), режим воздействия – 2, вес пациента – 80 кг, рост – 180 см, длительность – 10 минут».

Подключите к левому разъёму аппарата виброфон сдвоенный, а к правому – виброфон типа «матрац». На дисплее появится надпись:

Л 2 ВИБРОФОНА
П МАТРАЦ

Нажмите кнопку ВВОД. На дисплее появится надпись:

ПУСК РУЧ. <
*ПУСК АВТ.

Нажмите кнопку ВВОД. На дисплее появится надпись:

РЕЖИМ
4

Кнопками «▲» и «▼» установите номер режима 2. Нажмите кнопку

ВВОД. На дисплее появится надпись:

ЭНЕРГИЯ Л=2 <⏮	П=4
-------------------	-----

Кнопками «▲» и «▼» установите значение энергии 3 для левого канала. Нажмите кнопку ВВОД. На дисплее появится надпись:

ЭНЕРГИЯ Л=3	П=4 <⏮
----------------	--------

Кнопками «▲» и «▼» установите значение энергии 2 для правого канала. Нажмите кнопку ВВОД. На дисплее появится надпись:

ВЕС 75

Аналогично введите параметры ВЕС, РОСТ и ДЛИТЕЛЬНОСТЬ. На дисплее будут последовательно появляться надписи:

РОСТ 180

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 10

ВВОД ЗАКОНЧЕН. СТАРТ?

Нажмите кнопку СТАРТ. Аппарат начнет выполнять заданную процедуру, а на дисплее появится надпись:

ДО КОНЦА ПРОЦЕДУРЫ 10 : 00

Числа на дисплее показывают время, оставшееся до конца процедуры, в минутах и секундах.

Перед окончанием процедуры светодиод попеременно изменяет цвет свечения (желтый/зелёный), при этом раздаются короткие звуковые сигналы, предупреждающие о том, что процедура подходит к концу. Последний звуковой сигнал имеет несколько большую длительность и сигнализирует о том, что процедура закончилась. На дисплее появится надпись:

ПРОЦЕДУРА ОКОНЧЕНА

Примерно через 30 секунд или после нажатия кнопки ВВОД надпись сменится на исходную – с информацией о подключенных преобразователях:

Л 2 ВИБРОФОНА П МАТРАЦ

8. Программирование процедуры при использовании вибрфона и ИК-излучателя

Например, в методике процедуры Рекомендаций по применению указано:

«используемые преобразователи: Л – вибрфон сдвоенный, энергия – 2, П – ИК-излучатель, режим пуска начала процедуры – ручной (ПУСК РУЧ.), режим воздействия – 5, вес пациента – 80 кг, рост – 180 см, длительность – 6 минут».

Подключите к левому разъёму аппарата вибрфон сдвоенный, а к правому – ИК-излучатель. На дисплее появится надпись:

Л 2 ВИБРОФОН
П ИК-излучатель

Нажмите кнопку ВВОД. На дисплее появится надпись:

ПУСК РУЧ. <
*ПУСК АВТ.

Нажмите кнопку ВВОД. На дисплее появится надпись:

РЕЖИМ
2

Кнопками «▲» и «▼» установите номер режима 5. Нажмите кнопку ВВОД. На дисплее появится надпись:

ЭНЕРГИЯ
4

Кнопками «▲» и «▼» установите значение энергии 2. Нажмите кнопку ВВОД. На дисплее появится надпись:

ВЕС
75

Аналогично введите параметры ВЕС, РОСТ и ДЛИТЕЛЬНОСТЬ. На дисплее будут последовательно появляться надписи:

РОСТ
180

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
6

ВВОД ЗАКОНЧЕН.
СТАРТ?

Нажмите кнопку СТАРТ. Аппарат начнет выполнять заданную процедуру, а на дисплее появится надпись:

ДО КОНЦА
ПРОЦЕДУРЫ 6 : 00

Числа на дисплее показывают время, оставшееся до конца процедуры, в минутах и секундах.

Перед окончанием процедуры светодиод попеременно изменяет цвет свечения (желтый/зелёный), при этом раздаются короткие звуковые сигналы, предупреждающие о том, что процедура подходит к концу. Последний звуковой сигнал имеет несколько большую длительность и сигнализирует о том, что процедура закончилась. На дисплее появится надпись:

ПРОЦЕДУРА
ОКОНЧЕНА

Примерно через 30 секунд или после нажатия кнопки ВВОД надпись сменится на исходную – с информацией о подключенных преобразователях:

Л 2 ВИБРОФОНА
П ИК-излучатель

9. Автоматический запуск процедур

Процедуры с режимами 1-7 можно проводить в режиме автоматического пуска (ПУСК АВТ.). Аппарат позволяет запускать от одной до трёх однотипных (с одинаковыми параметрами РЕЖИМ, ЭНЕРГИЯ, ВЕС, РОСТ) процедур в сутки, а также задавать длительность и время начала для каждой из процедур.

Подключите используемые преобразователи. Кнопками «▲» и «▼» установите режим автоматического пуска. На дисплее появится надпись:

ПУСК РУЧ.
*ПУСК АВТ. <

Нажмите кнопку ВВОД и введите требуемые параметры процедуры (РЕЖИМ, ЭНЕРГИЯ, ВЕС, РОСТ). На дисплее появится надпись:

* НАЧ. 1 ПРОЦЕДУРЫ
0<00

В этом состоянии аппарат готов к вводу времени начала и длительности первой процедуры. Например, требуется начать в 09 часов 30 минут первую процедуру длительностью 15 минут.

Кнопками «▲» и «▼» установите час начала первой процедуры. На дисплее появится надпись:

* НАЧ. 1 ПРОЦЕДУРЫ
09<00

Нажмите кнопку ВВОД и введите минуты начала первой процедуры. На дисплее появится надпись:

* НАЧ. 1 ПРОЦЕДУРЫ
9:30←

Нажмите кнопку ВВОД и кнопками «▲» и «▼» установите длительность первой процедуры. На дисплее появится надпись:

* ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 1
15

Нажмите кнопку ВВОД. На дисплее появится надпись:

* СТАРТ?
ПРОДОЛЖИТЬ ВВОД?

Время начала и длительность первой процедуры введены и, если предполагается, что это будет единственная процедура за сутки, то нажмите кнопку СТАРТ. Аппарат в заданное время начнет выполнение запрограммированной процедуры. Если планируется ещё одна процедура, то нажмите кнопку ВВОД и произведите операции по вводу параметров второй процедуры. Те же действия выполните при необходимости проведения третьей процедуры в сутки.

Если после ввода времени начала очередной процедуры на дисплее появится надпись:

ВРЕМЯ ЗАНЯТО
№ ПРОЦЕДУРЫ

то это значит, что введенное время совпало со временем начала одной из ранее запрограммированных процедур. Для исправления ошибки нажмите кнопку ВВОД и введите другое время начала процедуры.

После ввода параметров необходимого количества процедур на дисплее появится надпись:

ВВОД ЗАКОНЧЕН.
СТАРТ?

Нажмите кнопку СТАРТ. На дисплее появится надпись:

* ТЕК. ВРЕМЯ ЧЧ:ММ
№ ПРОЦЕДУРА ЧЧ:ММ

Верхняя строка – текущее время в часах и минутах. Нижняя – номер ближайшей по времени процедуры и время ее начала.

При совпадении этих времён прозвучит звуковой сигнал и начнется выполнение запрограммированной процедуры, а на дисплее появится надпись:

* ДО КОНЦА
ПРОЦЕДУРЫ ММ:СС

Числа на дисплее показывают время в минутах и секундах, оставшееся до завершения процедуры. Цвет свечения индикаторного светодиода изменится с желтого на зелёный, показывая, что процедура выполняется.

Перед окончанием процедуры светодиод попеременно изменяет цвет свечения (желтый/зелёный), при этом раздаются короткие звуковые сигналы, предупреждающие о том, что процедура подходит к концу. Последний звуковой сигнал имеет несколько большую длительность и сигнализирует о том, что процедура закончилась. На дисплее появится надпись:

* ТЕК. ВРЕМЯ ЧЧ:ММ № ПРОЦЕДУРА ЧЧ:ММ

Верхняя строка – текущее время в часах и минутах. Нижняя – номер следующей процедуры и время ее начала.

Символ «*» на дисплее свидетельствует о настройке или работе аппарата в автоматическом режиме.

В процессе работе аппарата в режиме автоматического пуска все кнопки аппарата заблокированы, кроме кнопки СБРОС, нажатием на которую можно при необходимости прервать работу аппарата.

10. Автоматические режимы с периодически повторяющимся включением

Режимы АВТО 1, АВТО 2, АВТО 3, АВТО 5, АВТО 8, АВТО 12 отличаются от описанных выше режимов 1-7 тем, что в течение процедуры аппарат автоматически включает и выключает воздействие с заданной периодичностью до тех пор, пока не будет произведено прерывание процедуры кнопкой СБРОС или отключение аппарата от сети. В этих режимах время, на которое включается воздействие, одинаково и равно 3 минутам, а продолжительность паузы в зависимости от режима составляет от 3 до 36 минут:

АВТО 1 – 3 мин. работа, 3 мин. пауза, 3 мин. работа, 3 мин. пауза и т.д.;

АВТО 2 – 3 мин. работа, 6 мин. пауза, 3 мин. работа, 6 мин. пауза и т.д.;

АВТО 3 – 3 мин. работа, 9 мин. пауза, 3 мин. работа, 9 мин. пауза и т.д.;

АВТО 5 – 3 мин. работа, 15 мин. пауза, 3 мин. работа, 15 мин. пауза и т.д.;

АВТО 8 – 3 мин. работа, 24 мин. пауза, 3 мин. работа, 24 мин. пауза и т.д.;

АВТО 12 – 3 мин. работа, 36 мин. пауза, 3 мин. работа, 36 мин. пауза и т.д.;

Зависимость суммарной дозы воздействия (фонирования) от выбранного режима и продолжительности процедуры приведена в таблице:

Режим	Периодичность включения	Суммарная доза фонирования в минутах при продолжительности процедуры:						
		1 ЧАС	2 ЧАСА	4 ЧАСА	6 ЧАСОВ	12 ЧАСОВ	14 ЧАСОВ	24 ЧАСА
АВТО1	1 раз в 6 мин	30	60	120	180	360	420	720
АВТО2	1 раз в 9 мин	21	42	81	120	240	282	460
АВТО3	1 раз в 12 мин	15	30	60	90	180	210	360
АВТО5	1 раз в 18 мин	12	21	42	60	120	141	240
АВТО8	1 раз в 27 мин	9	16	27	42	81	96	162
АВТО12	1 раз в 36 мин	6	12	21	30	57	66	111

Подключите используемые преобразователи. Кнопками «▲» и «▼» установите режим автоматического пуска. На дисплее появится надпись:

ПУСК РУЧ.
*ПУСК АВТ. <

Нажмите кнопку ВВОД. Кнопками «▲» и «▼» установите номер режима, например, АВТО 2. На дисплее появится надпись:

* РЕЖИМ
АВТО 2

Аналогично введите параметры ЭНЕРГИЯ, ВЕС, РОСТ. На дисплее появится надпись:

* ВВОД ЗАКОНЧЕН.
СТАРТ?

Нажмите кнопку СТАРТ. Аппарат начнет выполнять заданную процедуру, а на дисплее появится надпись:

* ДО КОНЦА
ПРОЦЕДУРЫ 03 : 00

Числа на дисплее показывают время, в минутах и секундах, оставшееся до начала паузы. Во время паузы на дисплее появится надпись:

* ТЕК. ВРЕМЯ ЧЧ:ММ
АВТО 2

Верхняя строка – текущее время в часах и минутах. Нижняя – установленный режим работы.

По окончании паузы воздействие автоматически возобновится на три минуты, далее снова последует пауза и так далее до отключения аппарата выключателем от сети или до нажатия кнопки СБРОС.

В первом случае все ранее установленные параметры процедуры сохраняются, и после подключения аппарата к сети он возобновит работу по этой же программе. Во втором случае все ранее установленные параметры сбрасываются, а аппарат готов к перепрограммированию параметров процедуры.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Аппарат рассчитан на продолжительный режим работы и эксплуатацию при температуре окружающего воздуха плюс $(25 \pm 10)^\circ\text{C}$ и относительной влажности от 45 до 80%.

Аппарат при эксплуатации допускается хранить и транспортировать в упакованном виде при температуре от минус 10 до плюс 40°C и относительной влажности не более 80%. Во избежание повреждения жидкокристаллического дисплея не рекомендуется подвергать аппарат воздействию отрицательной температуры окружающего воздуха ниже минус 10°C .

После перевозки или хранения в холодном помещении аппарат необходимо выдержать перед включением в сеть при комнатной температуре не менее 4 часов.

Для дезинфекции рабочие поверхности преобразователей следует протирать салфеткой, увлажненной 3% раствором перекиси водорода.

При длительном перерыве в работе с аппаратом отключите шнур питания от розетки сети, отсоедините преобразователи от блока управления, вложите их в защитные футляры. Аппарат и его составные части поместите в потребительскую тару.

Информация по обеспечению электромагнитной совместимости (ЭМС)

Аппарат «ВИТАФОН-2» по электромагнитной совместимости (ЭМС) соответствует требованиям ГОСТ Р 50267.0.2 (МЭК 60601-1-2) и должен эксплуатироваться в соответствии с приведенной в данном разделе информацией.

Следует иметь в виду, что применение мобильных радиочастотных средств связи может оказывать воздействие на аппарат.

Предупреждение

1. Использование преобразователей, не входящих в состав аппарата, может привести к увеличению ПОМЕХОЭМИССИИ или снижению ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ аппарата.

2. Применение аппарата совместно или во взаимосвязи с другим оборудованием не предусмотрено, а если такое их применение является необходимым, то нормальное функционирование аппарата в этой конфигурации должно быть подтверждено испытанием.

ПОМЕХОЭМИССИЯ.

Помехоэмиссия аппарата соответствует требованиям

ГОСТ Р 51318.11-99, 2006 (СИСПР 11-97, 2004) для устройств класса Б группы 1, предназначенных для применения в любых местах размещения, включая жилые дома и здания, непосредственно подключенные к распределительной электрической сети, питающей жилые дома. Аппарат использует радиочастотную энергию только для выполнения внутренних функций. Уровень эмиссии радиочастотных помех является низким и, вероятно, не приведет к нарушениям функционирования расположенного вблизи электронного оборудования. Аппарат предназначен для применения в любых местах размещения, включая жилые дома и здания, непосредственно подключенные к распределительной электрической сети, питающей жилые дома.

ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ.

Аппарат устойчив к электростатическим разрядам $\pm 4\text{кВ}$. Исходя из этого полы помещения, в котором эксплуатируется аппарат, должны быть выполнены из дерева, бетона или керамической плитки. Если полы покрыты синтетическим материалом, то относительная влажность воздуха должна составлять не менее 80%. При применении антистатических материалов относительная влажность воздуха должна составлять не менее 30%.

Качество электрической энергии, уровни магнитного поля промышленной частоты в электрической сети здания должны соответствовать типичным условиям коммерческой или больничной обстановки. Если пользователю аппарата требуется непрерывная работа в условиях возможных прерываний сетевого напряжения, рекомендуется обеспечить питание аппарата от источника бесперебойного питания.

При эксплуатации аппарата вблизи от стационарных радиопередатчиков, таких как базовые станции радиотелефонных сетей (сотовых/беспроводных) и наземных подвижных радиостанций, любительских радиостанций, АМ и FM радиовещательных передатчиков, телевизионных передатчиков, следует проводить наблюдения за работой аппарата с целью проверки его нормального функционирования. Если в процессе наблюдения выявляется отклонение от нормального функционирования, то, возможно, необходимо принять дополнительные меры, такие как переориентировка или перемещение аппарата.

Следует иметь в виду, что применение мобильных радиочастотных средств связи может оказывать воздействие на аппарат. Расстояние между используемыми мобильными радиотелефонными системами связи и любым элементом аппарата, включая кабели, должно быть не меньше рекомендуемого пространственного разнosa в 2,3 м.

Помехи могут иметь место вблизи оборудования, маркированного знаком:



ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
При включенном питании аппарата дисплей не светится.	Отсутствует напряжение в розетке сети, к которой подключен аппарат.	Подключите аппарат к исправной розетке сети.
После включения аппарата в режим отображения текущего времени наблюдается значительное несоответствие точному времени.	Встроенный аккумулятор часов разрядился после длительного хранения.	Включите аппарат в сеть и оставьте его включенным на 6–7 часов для заряда аккумулятора. Установите точное время, следуя Руководству по эксплуатации.
Работа аппарата не соответствует приведенным в Руководстве по эксплуатации функциональным возможностям.	а) Имелись недопустимые помехи в сети, вызвавшие сбой настроек аппарата. б) Плохой контакт в розетке сети.	При включенном питании аппарата нажмите тонким предметом из изоляционного материала кнопку, расположенную в круглом отверстии в нижней части основания аппарата.
После нажатия кнопки СТАРТ на дисплее появляется надпись: ОШИБКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ	При вводе параметров процедуры преобразователи отсоединились от блока управления.	Нажмите кнопку ВВОД . Присоедините к блоку управления отсоединившиеся преобразователи. На дисплее отобразится информация о подключенных к блоку управления преобразователях.

Если приведенные методы устранения неисправности не дали желаемого результата, следует обратиться в сервисную службу предприятия-изготовителя.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Применение аппарата противопоказано:

- в области ближе десяти сантиметров от злокачественных новообразований;
- при беременности ближе десяти сантиметров от плода;
- в области ближе десяти сантиметров от тромба при тромбозе;
- в области ближе десяти сантиметров от атеросклеротического образования при выраженном атеросклерозе;
- при острых инфекционных заболеваниях;
- в острой фазе инфекционных заболеваний и высокой (более 38,5 °С) температуре тела (за исключением случаев наличия специальных методических рекомендаций);
- в области действия имплантированных стимуляторов.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Микровибрация тканей, также как и тепло, является важной и незаменимой составляющей физиологических и иммунных процессов. Микровибрация необходима для лимфодренажа, венозного оттока, для обеспечения питания клеток, удаленных от капилляров, для обеспечения иммунных процессов в части продвижения и контакта лейкоцитов с клетками ткани, для нормального костномозгового кровообращения. Источником микровибрации в живом организме является периодическое сокращение миофибрилл мышечных клеток.

Процессы метаболизма в организме происходят лишь при контактом взаимодействии биологических субстанций (фундаментальный закон близкодействия). Для того чтобы реакция состоялась необходимо непосредственное сближение взаимодействующих компонентов и их пространственная ориентация относительно друг друга. Поэтому наличие микровибраций клеток и крупных биологических молекул является необходимым условием для большинства биологических и, особенно, иммунологических реакций.

Микровибрации не только увеличивают частоту контактов и обеспечивают изменение ориентации биокomпонентов в пространстве, но и облегчают их прохождение через эндотелиальные щели и различные мембраны, то есть усиливают транспорт веществ и клеток из капилляров в интерстиции и обратно из интерстиций в венозные и лимфатические капилляры. Наличие клапанов в веноз-

ных и лимфатических сосудах превращает микровибрацию в направленное движение крови и лимфы.

Механические колебания присутствуют в организме благодаря не только пульсовой активности сердца (инфразвуковые частоты) и сосудисто-мышечной активности (звуковые частоты), но и благодаря механическим воздействиям внешней среды. Таким образом, виброакустические аппараты воздействуют на ткани естественным для организма физическим фактором микровибрации.

Снижение интенсивности микровибраций тканей приводит к замедлению иммунных реакций, ухудшению лимфодренажа и венозному застою, что в конечном итоге снижает иммунитет и способность организма к самовосстановлению.

Дефицит микровибрации может возникать с возрастом, при хронической усталости, переутомлении от интенсивных и длительных нагрузок, при травмах, воспалительных процессах, при нарушении кровоснабжения отделов спинного мозга, при общем снижении интенсивности сокращения мышечных клеток, возникающего по другим причинам.

Виброакустическое воздействие аппарата «Витафон-2» позволяет скомпенсировать дефицит микровибраций в локальной области от минимально достаточного уровня до физиологического максимума, который определяется как интенсивность микровибраций мышечной ткани при максимальном физическом напряжении здорового организма. Виброакустическое воздействие позволяет добиваться следующих эффектов:

1. Усиления насосной функции как лимфатических, так и венозных капилляров и мелких сосудов, вследствие чего улучшается дренаж тканей.
2. Увеличения выхода форменных элементов крови (лимфоцитов, эритроцитов и т.п.) из артериальных капилляров в интерстиции и родоначальных кроветворных стволовых клеток из костного мозга в венозный синус.
3. Повышения проводимости интерстиций в отношении перемещения катаболитов и метаболитов и увеличения частоты контактов биологических компонентов в интерстиции, за счет чего интенсифицируются иммунные и другие реакции.
4. Увеличения проницаемости эндотелиальных щелей лимфатических капилляров для крупных лимфообразующих фракций, способствуя тем самым понижению онкотического давления в ткани и увеличению вывода в циркуляцию цитокинов и медиаторов, обеспечивающих более адекватные системные реакции ор-

ганизма.

- 5 Ускорения фильтрационных процессов, происходящих на пористых мембранах (например, в нефронах почек).
- 6 Возбуждения механорецепторов (тельца Пачини, Мейснера, свободных нервных окончаний и др.).

Виброакустическая терапия тем эффективнее, чем больший дефицит микровибраций испытывают ткани. Эта особенность, а также отсутствие вмешательства в тонкие биохимические механизмы регуляции и определили высокую безопасность, эффективность и широкий спектр применения виброакустической терапии.

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЙСТВИЕ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Терапевтический эффект инфракрасного излучения (ИК-излучения) связан с усилением микроциркуляции в тканях, активацией физических и биохимических процессов в организме и уменьшением интенсивности воспалительных процессов.

Мощность ИК-излучения автоматически и непрерывно меняется по заданной циклической программе от минимальной 3 мВт до максимальной 40 мВт, благодаря чему, в области воздействия возникают микротемпературные колебания. Кроме того, рабочая поверхность ИК-излучателя – металлический диск, контакт которого с телом вызывает кратковременное понижение температуры на 2-3°C на поверхности области воздействия. Это приводит к усилению микродрожания мышц и, тем самым, к улучшению лимфооттока и венозного оттока.

В ИК-излучателе используется излучение со средней длиной волны 0,95 мкм. Воздействие такого излучения носит противовоспалительный характер.

ОБЛАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Области воздействия традиционны для виброакустической терапии: местное воздействие на область патологии, воздействие на область почек, область печени и воздействие на различные отделы позвоночника.

Воздействие на область патологии повышает местные иммунные реакции, улучшает лимфодренаж и венозный отток, способствуя уменьшению отека и выводу из тканей в кровь продуктов метаболизма, способствуя адекватной реакции организма на состояние области патологии. Установка виброфонов осуществляется по следующему принципу: непосредственно рядом или вокруг области патологии на наиболее ровную здоровую часть тела для плотного прилегания. Лечение всегда идет со стороны здоровой части тела в

непосредственной близости к патологическому очагу. По мере уменьшения патологического очага приближается и область воздействия.

Воздействие на область почек улучшает их функцию по поддержанию кислотно-щелочного баланса крови и ее очистке от продуктов активности мышечных клеток, составляющих более половины массы тела и расходующих около 80% энергетического потенциала организма. Воздействие на область почек способствует нормализации артериального давления, ускорению восстановления мышечных волокон и, как следствие, повышению работоспособности. Источником микровибрации для почек является мышечный слой почечной лоханки и прилегающие мышцы спины. Поэтому на область почек воздействуют со стороны спины в проекции почечной лоханки.

Воздействие на область печени способствует улучшению ее функции, препятствуя накоплению в крови токсических и других веществ, подлежащих разложению в печени. Источником микровибрации для печени является тонус желчного пузыря и диафрагма. Поэтому в виброакустической терапии в основном воздействуют на область желчного пузыря в проекции на живот и в проекции диафрагмы на грудную клетку.

Воздействие на область позвоночника способствует улучшению кровоснабжения спинного мозга, восстановлению проводимости нервных путей, уменьшению отека (если он есть), более полному восстановлению энергетического потенциала мышечных и нервных клеток, облегчению выхода стволовых клеток из костного мозга в кровеносное русло. Для восстановления мышц спины воздействуют паравертебрально. Для укрепления межпозвоночных дисков, улучшения кровоснабжения спинного и костного мозга воздействуют на центральные отростки позвонков.

Воздействие на область почек, печени и позвоночника применяется также для общего укрепления организма и профилактики заболеваний. Если нет противопоказаний, то виброакустическое воздействие на область почек, печени и позвоночника всегда включается в комплекс лечения. Лечение подвергается организм, а не только болезненная область.

ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ РЕЖИМ И ЭНЕРГИЯ

Выбор параметров РЕЖИМ и ЭНЕРГИЯ производится в зависимости от области воздействия.

Наиболее чувствительным органом к микровибрации является кишечник, согласованная перистальтика которого осуществляется с активным участием механорецепторов и проприорецепторов. Поэтому в области кишечника режимы 3, 4, 6, а также ступени энергии 3 и 4, как правило, не применяют, за исключением случаев полной дискинезии кишечника в послеоперационный период. При этом воздействие в этих режимах кратковременно и осуществляется на фоне низкоинтенсивной виброакустической терапии.

Режимы 3, 4, 6 усиливают лимфоотток и применяются, как правило, на конечностях для лечения отеков и гематом травматического происхождения. Иногда эти режимы используются кратковременно при воздействии на внутренние органы для достижения противовоспалительного воздействия при хронических патологиях.

При воздействии на внутренние органы используются обычно режимы 1, 2, 5, 7.

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

ИК-излучатель устанавливается на поверхность тела непосредственно, а одиночный и сдвоенный виброфоны – через марлевую, бумажную или хлопчатобумажную салфетку. Виброфон типа «матрац» подкладывают под больного через тонкий влагонепроницаемый материал.

Виброфоны крепят с помощью эластичного бинта, специальных фиксирующих манжет для аппаратов серии «Витафон», удерживают руками или прижимают собственным весом. Поверхности преобразователей должны плотно прилегать к телу. Критерием правильности наложения виброфонов служит максимальное ощущение микровибрации на низкой частоте. Не следует с чрезмерным усилием прижимать мембраны к телу. Это приведет к прекращению микровибрации и отсутствию лечебного эффекта.

Виброфоны могут располагаться на любом расстоянии друг от друга (если их расположение не определено методикой), как в одной плоскости, так и под углом. Однако не рекомендуется располагать виброфоны мембранами один навстречу другому, если расстояние между ними менее 10 см, так как в этом случае происходит взаимное погашение энергии и ослабление лечебного эффекта.

При воздействии на суставы и в некоторых других случаях реко-

мендуется располагать виброфоны под углом 90° относительно друг друга (рис. 3). При этом в зоне пересечения осей виброфонов эффект воздействия максимален.




Рис. 3. Установка виброфонов под углом 90° относительно друг друга.

При лечении распространенного остеохондроза виброфон типа «матрац» разворачивают в один ряд (рис. 4) и укладывают вдоль позвоночника, причем верхний край матраца должен находиться посередине шеи.




Рис. 4. Установка виброфона типа «матрац» при лечении распространенного остеохондроза

Для профилактики образования пролежней виброфон типа «матрац» раскладывают в двухрядную конфигурацию (рис. 5) и помещают под область таза и нижней части спины под простыню, так чтобы виброфоны матраца располагались вдоль спины, причем крайние его виброфоны оказались на области К.




Рис. 5. Установка виброфона типа «матрац» при профилактике пролежней

ОЩУЩЕНИЯ

Во время процедуры ощущения либо отсутствуют, либо наблюдается приятное чувство тепла и вибрации. При хронических заболеваниях иногда возникает усиление болезненных ощущений. Надо отметить, что обострение при лечении хронических болезней неизбежно и свидетельствует о положительных изменениях в ходе болезни. Усиления собственно болезненных ощущений можно избежать, если дозу лечебного воздействия увеличивать постепенно и применять, если требуется, противовоспалительные или бактерицидные препараты.

Субъективные ощущения результатов лечения наступают не сразу. Иногда через несколько дней, иногда только после одного, а то и нескольких курсов лечения.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ И ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ

В виброакустической терапии под продолжительностью воздействия понимают время воздействия на одну область патологии. Время и режимы воздействия были установлены эмпирически в ходе многолетних медицинских исследований и наблюдений начиная с 1994 года. Результаты исследований используются во всех аппаратах виброакустического воздействия.

Различают минимальное и достаточное время воздействия на данную область при каждой процедуре, а также количество воздействий (сеансов) в сутки. За время каждой процедуры воздействие оказывается на несколько областей. Время, в течение которого осуществляется воздействие на все предусмотренные области, называется временем процедуры. Время процедуры зависит от количества одновременно используемых виброфонов.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА ЛЕЧЕНИЯ

Выраженный лечебный эффект в большинстве случаев наступает в результате проведения курсового лечения. Продолжительность курса лечения зависит от тяжести, длительности и характера заболевания и колеблется в пределах от нескольких дней до нескольких месяцев. При периодическом применении аппарата лечебный эффект накапливается.

Привыкания к виброакустическому воздействию с непрерывно меняющейся звуковой частотой не обнаружено. Однако при некоторых хронических заболеваниях, таких как гипертония, аденома, глаукома и другие, прекращение виброакустической терапии после

достижения лечебного эффекта примерно через 2-3 месяца приводит к постепенной утрате достигнутого результата. Поэтому требуется либо периодическое повторение курсов виброакустической терапии, либо проведение поддерживающего лечения (процедуры проводятся 2-4 раза в неделю).

Между курсами лечения традиционно делают перерыв. Перерыв в виброакустической терапии относят к воздействию на конкретную область. При этом в силу локального действия микровибрации чередование областей воздействия является перерывом. Достаточным перерывом считается 5-7 дней.

СОЧЕТАНИЕ С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ

Виброакустическая терапия хорошо сочетается с другими методами физиотерапии и лекарственной терапией. При этом следует учесть, что виброакустическое воздействие повышает эффективность лекарственной терапии, и поэтому дозировку лекарственных препаратов иногда требуется уменьшать.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

адрес электронной почты: **info@vitafon.ru**

телефоны для справок: **8 800 100 -19-45** (звонок по России бесплатный),
(812) 783-36-02, (812) 747-26-48, (812) 747-26-27

www.vsegdazdorov.ru

www.vitafon.ru

Адрес предприятия-изготовителя: 198097, Санкт-Петербург,
Огородный пер., д. 23

Адрес для почтовых отправок (ремонт): 198096, г. Санкт-Петербург, а/я
28, ООО «Витафон»

МЕТОДИКИ ФОНИРОВАНИЯ

ВВЕДЕНИЕ	4
Что такое микровибрация в организме	4
Дефицит микровибрации в организме	5
Дефицит микровибрации и заболевания	6
Компенсация дефицита микровибраций	7
Эффективность фонирувания	8
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ФОНИРОВАНИЯ	9
Противопоказания для фонирувания	10
Области воздействия микровибрацией	12
Мощность воздействия	14
Особенности фонирувания некоторых областей	15
Правила установки виброфонов	15
Время воздействия и частота процедур	16
Продолжительность курса	17
Ощущения от фонирувания	18
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МЕТОДИКАМИ	18
Порядок проведения процедур	19
ОБЩАЯ РЕСУРСНАЯ ПОДДЕРЖКА ОРГАНИЗМА	20
Общая ресурсная поддержка организма (ОРПО)	20
Увеличение работоспособности	21
Снятие усталости мышц	22
Профилактика простудных заболеваний	23
Улучшение качества сна, облегчение засыпания	24
АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ (ГИПЕРТОНИЯ)	25
Общие положения	25
Методика № 1	27
Методика № 2	29
ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА И СУСТАВОВ	31
Общие положения	31
Методика фонирувания позвоночника	32
Остеохондроз, радикулит	33
Грыжа межпозвоночного диска	37
Сколиоз	37
Боль в спине	38

Методика фонирования суставов	41
Артроз, артрит, повреждения мениска.....	43
Пяточная шпора	47
Подагра	48
МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ	49
Аденома предстательной железы	49
Простатит.....	50
Преждевременная эякуляция	54
Импотенция	55
Бесплодие у мужчин	56
ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ.....	59
Бесплодие у женщин	59
Болезненные менструации	60
Нарушение менструального цикла	62
Серозный мастит	62
Лактостаз.....	63
Улучшение лактации.....	64
УРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ	65
Почечная недостаточность.....	65
Хронический пиелонефрит	66
Цистит и нарушение мочеиспускания	67
Энурез и энкопрез	68
ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА.....	71
Хронический гастрит и дуоденит	71
Дуоденит	72
Запор	74
Геморрой.....	75
Дисбактериоз	78
Колики.....	78
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.....	79
Стенокардия. Ишемическая болезнь сердца (ИБС)	79
Последствия инсульта	80
Аритмии	81
Варикоз вен	82
Трофические язвы на ногах	84
ПРОСТУДА, ОРВИ, ОРЗ	86

Общие положения.....	86
Гайморит	88
Ринит (насморк).....	89
Тонзиллит (ангина)	90
Бронхит, трахеит	92
ТРАВМЫ	94
Переломы конечностей, ключицы, ребер	94
Компрессионный перелом позвоночника	95
Рана, послеоперационный шов.....	96
Ожог	97
Ушиб, гематома	98
Вывих, растяжение	99
Отморожение конечностей	100
ЗАБОЛЕВАНИЯ ГЛАЗ	100
Глаукома и катаракта	101
Близорукость и дальнозоркость.....	102
ЗАБОЛЕВАНИЕ ЗУБОВ	103
Кариес. Профилактика кариеса.....	103
Зубная боль	104
Пародонтоз. Профилактика.....	105
Стоматит	106
ЗАБОЛЕВАНИЯ УШЕЙ	107
Нейросенсорная тугоухость.....	107
Отит. Воспаление уха.....	107
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ	108
АЛЛЕРГИЯ.	110
ХРОНИЧЕСКИЙ ГЕПАТИТ	111
ПРОЛЕЖНИ СО СТОРОНЫ СПИНЫ	115
ДИАБЕТИЧЕСКАЯ АНГИОПАТИЯ	116
ВЕГЕТОСОСУДИСТАЯ ДИСТОНΙΑ	117
ЛИМФОСТАЗ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ	118
В КОСМЕТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ	119
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГОЛОСА	120
Упражнение «качели на локтях».....	120

ВВЕДЕНИЕ

Веками в качестве основного метода лечения использовались лекарственные препараты. В основе многочисленных таблеток, инъекций, мазей лежит биохимический метод воздействия, когда у организма стимулируются или подавляются реакции при появлении в крови и тканях химических веществ.

Фарминдустрия получила в последние десятилетия колоссальное развитие, появилось множество новых препаратов, однако успехи в снижении заболеваемости весьма скромны, а здоровье подрастающего поколения вызывает серьезную тревогу. Возможно, это связано с тем, что лекарственные препараты в большинстве своем только корректируют реакции организма, но не дают ему дополнительной энергии для восстановления. В тоже время, взаимосвязи внутренних процессов в организме очень сложны и до конца не изучены, чтобы, глядя на ограниченный набор анализов и симптомов, гарантированно правильно скорректировать реакции организма в каждом конкретном случае. Поэтому на рубеже третьего тысячелетия стал активнее разрабатываться и применяться **системный ресурсный подход** к восстановлению здоровья.

При **ресурсном подходе** организм рассматривается как многоклеточная система, в которой клетки должны взаимодействовать, получать питание и очищаться от продуктов их активности. Перемещение веществ и клеток по тканям и сосудам это **биофизический процесс, требующий** значительных энергетических затрат. Особое место в этом процессе занимает уровень тканей: перемещение иммунных клеток сквозь ткани, доставка питания клеткам, удаленным от капилляров, выведение из тканей шлаков.

Изучение биофизических особенностей строения и функционирования тканей и органов живых организмов позволило разработать **биофизические методы** ресурсной помощи организму. Их применение существенно расширило восстановительные возможности организма. Наиболее эффективной оказалась помощь физическим ресурсом **микровибрации**.

Что такое микровибрация в организме

Микровибрации (в организме) – это биофизический ресурс, который организм получает за счет непрерывного и попеременного сокращения мышечных клеток, а также за счет возбуждения голосовых связок в процессе пения или говорения. Мышечные клетки составляют 60% массы тела человека и примерно половину получаемой ими энергии они тратят на сокращение для создания микро-

вибрации. То есть, организм в целом тратит колоссальное количество энергии на создание микровибрации за счет мышечных тканей.

Медицинская наука давно знала о микровибрации, возникающей при направленном физическом напряжении мышц. На основе этих знаний строилась оздоровительная физкультура и дыхательная гимнастика. Однако только на рубеже XX-XXI веков с помощью специально разработанного прибора «миотремографа» было выявлено, что часть мышечных клеток сокращается все 24 часа в сутки, даже при полном расслаблении и во сне. Это явление получило название «микровибрации в покое» или «микровибрационный фон».

Исследование роли микровибрации в организме показало, что это такой же жизненно важный ресурс для организма как вода, пища, кислород, тепло. Без пищи человек может прожить несколько недель, без воды – несколько дней, без воздуха – несколько минут. Без тепла человек может прожить несколько дней, часов или минут, в зависимости от того, при какой температуре он находится. При полном отсутствии микровибрации наступает смерть.

Микровибрация обеспечивает перемещение веществ и клеток по тканям и капиллярам, и непосредственно влияет на все иммунные, регенеративные и обменные процессы. Чтобы организм был здоров, необходимо, чтобы все ткани были здоровы, то есть клетки получали достаточно питания и из тканей своевременно удалялись шлаки (погибшие и поврежденные клетки). Все эти условия напрямую связаны с микровибрацией.

Микровибрация:

- обеспечивает доставку питания к клеткам, к которым не подходят капилляры и иные кровеносные сосуды;
- обеспечивает венозный и лимфатический отток, тем самым, способствуя очистке тканей от шлаков;
- влияет на местные иммунологические реакции, способствуя обнаружению погибших и поврежденных клеток и обеспечивая их выведение из тканей;
- обеспечивает пространственную перестройку клеточного массива в регенеративных процессах;
- влияет на выход родоначальных стволовых клеток из костного мозга в циркуляцию (патент РФ № 2166924).

Дефицит микровибрации в организме

Мышечные клетки не являются «вечными двигателями»: они сокращаются, используя запасенную ими энергию, затем расслабляются для восполнения потраченных ресурсов. Возможности организма по доставке питания каждой клетке ограничены, поэтому в

организме всегда есть некоторый дефицит собственных микровибраций.

Анализ состояния ресурсов организма в разном возрасте показывает, что даже в наилучшие годы жизни избытка микровибраций в тканях нет, а недостаточность не является редкостью. Поэтому организм человека подсознательно стремится к поглощению микровибраций извне: растирание, поглаживание, купание, массаж, и т.п.

Реальная жизнь зачастую складывается так, что организм тратит ресурсов больше, чем накапливает. Со временем **дефицит ресурса микровибрации растёт** (если его не компенсировать). На снижение уровня микровибрации в организме влияет и малоподвижный образ жизни, и хроническая усталость, частые стрессы, периодическое переутомление от интенсивных и длительных нагрузок, травмы и т. д. С увеличением дефицита микровибрации, накапливаются проблемы в тканях. Все хуже выводятся шлаки, все больше клеток недополучает питание. Из-за этого функциональные клетки (которые обеспечивают выполнение функций различных органов и тканей человека) гибнут чаще и не заменяются новыми, а замещаются клетками соединительной ткани. Процесс деградации и старения прогрессирует.

Дефицит микровибрации и заболевания

Развитие патологий в организме может быть также связано с местным дефицитом микровибрации. Характерной особенностью многих заболеваний является накопление поврежденных клеток той или иной ткани. Клетки в организме гибнут постоянно, но под действием повреждающих факторов (проникновение вредных веществ, переохлаждение, удары и т.п.) их может погибнуть больше, чем в нормальных условиях. Для утилизации большего количества погибших клеток требуется больше энергии микровибрации.

Организм умеет перераспределять ресурсы микровибрации, обедняя второстепенные области и обогащая микровибрацией область заболевания. Но он не сможет это выполнить если:

- имеется общий дефицит микровибраций;
- есть нарушение проводимости нервных путей (не все нервные клетки проводят нервные импульсы от рецепторов в мозг и от мозга к функциональным клеткам);
- мышечные клетки, обеспечивающие область заболевания микровибрацией, были повреждены или истощены.

В такой ситуации развивается **острый местный дефицит микровибрации и возникает риск хронического течения заболевания.**

При истощении мышечных клеток ситуация усугубляется еще и тем, что может образоваться замкнутый круг проблемы. Мышечные клетки создают микровибрацию и обеспечивают тем самым доставку питания не только другим клеткам, но и самим себе. Если мышечные клетки не сокращаются, то нет микровибрации. Если нет микровибрации – нет питания ни мышечным, ни другим клеткам, нет питания – нет сократительной активности мышечных клеток, а, соответственно, нет микровибрации. Клетки продолжают гибнуть и скапливаться, заболевание – прогрессировать. Чтобы разорвать этот проблемный круг, **организму нужны дополнительные ресурсы извне для компенсации возникшего дефицита микровибрации.**

Компенсация дефицита микровибраций

Существует два, принципиально разных, метода компенсации дефицита микровибраций в организме:

- за счет энергии скелетных мышц путем выполнения специальных физических упражнений, дыхательной гимнастики или возбуждения мышц электрическим током (электротерапия);
- за счет внешнего источника микровибрации.

Возможности первого метода ограничены, поскольку расходуется энергия мышечных клеток. При больших физических нагрузках и применении электротерапии помимо расходования мышечных ресурсов возникает риск повышенной гибели нервных и мышечных клеток. С учетом того, что здоровье организма – это здоровье составляющих его клеток, к любым методам оздоровления, которые могут вызвать гибель клеток, необходимо относиться осторожно.

Второй метод предполагает наличие внешнего источника микровибрации, который не требует энергетических затрат со стороны организма.

Наиболее дефицитными являются микровибрации голосового (звукового, акустического) диапазона частот (20-10 000) Гц. В тоже время такие микровибрации хорошо проникают в ткани организма на глубину до 10 сантиметров. Эта особенность используется в медицинских аппаратах, которые получили название виброакустических. Процесс передачи звуковой микровибрации в тело называется **виброакустическим воздействием или фонированием** и не требует энергетических затрат организма.

Говоря о внешнем источнике микровибрации, важно обратить внимание на отличие микровибрации от вибрации – повреждающего фактора. Они различаются по диапазону амплитуды и частоты:

Вид	Амплитуда, мм	Частота, Гц
Вибрация	0,1 - 10	0,1 - 100000
Микровибрация	0,0001 – 0,05	0,1 - 10 000

Абсолютно безопасными для организма являются амплитуды, сравнимые с размером клетки – менее 0,05 миллиметра. Чем выше частота и больше амплитуда, тем выше вероятность гибели клеток от вибрации. Так, вибромассажеры без отдаленных отрицательных последствий могут применять только здоровые люди и очень не долго.

В виброакустических аппаратах используются только безопасные и естественные для организма человека уровни энергии:

- амплитуда микровибрации сравнима с размерами клеток;
- мощность воздействия не превышает мощность микровибрации тканей при максимальном мышечном напряжении;
- частота микровибрации находится в пределах речевого диапазона, то есть аналогична тем микровибрациям, которые возникают при возбуждении голосовых связок в процессе пения или говорения.

Виброакустическое воздействие (фонирование):

- позволяет полностью компенсировать дефицит микровибраций во всех органах и тканях;
- принципиально не может вызвать повреждения клеток, поэтому применяется для воздействия даже на область ран, перелома, грыжи и т. д.;
- дает чистый ресурс организму.

С созданием виброакустических аппаратов появились принципиально новые возможности в восстановлении, сохранении и улучшении здоровья организма, а вместе с этим и надежды на реальное продление активного долголетия.

Эффективность фонирования

Качественно новые возможности в лечении заболеваний с помощью виброакустического воздействия подтверждены в более чем 45 научных исследованиях и наблюдениях, а также более чем 15-летней медицинской практикой. Виброакустическое воздействие позволяет:

- при заболеваниях позвоночника вылечить и не допускать обострения остеохондроза, радикулита, полностью реабилитироваться при межпозвонковой грыже;

- при гипертонии вначале стабилизировать, а затем и нормализовать артериальное давление при одновременном повышении работоспособности и качества жизни, чего нельзя добиться лекарственной монотерапией;
- добиться полной ремиссии при тяжелом заболевании печени – хроническом вирусном гепатите;
- избежать операции при аденоме простаты (ДГПЖ) и значительно улучшить качество жизни, самочувствие и работоспособность;
- вылечить простатит, значительно и устойчиво улучшить потенцию без лекарств;
- сократить срок лечения перелома с 4 недель до 3, а при трудном срастающихся переломах с 3 месяцев до 2 - 2,5 месяцев), обеспечить быстрое восстановление подвижности суставов, предотвратить осложнения и в целом существенно сократить период нетрудоспособности;
- избавиться от аллергических реакций;
- укрепить иммунную систему и снизить заболеваемость в три и более раза;
- женщинам справиться с нарушениями менструального цикла, решить проблему функционального бесплодия;
- остановить гангрену и избежать ампутации.

Список можно продолжить, но уже из перечисленного следует, что потенциал метода огромен, и это предопределено биофизическим действием микровибрации – жизненно важного, незаменимого и почти всегда дефицитного ресурса организма.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ФОНИРОВАНИЯ

Фонирование – комфортная процедура, выполняемая пользователем самостоятельно с помощью виброакустических аппаратов. Общая цель фони́рования – обеспечить организм энергией микровибрации в областях, где имеется недостаток собственной микровибрации. Фонирование осуществляется по методикам, которые включают в себя перечень областей воздействия, продолжительность и мощность воздействия на область, периодичность проведения процедур.

ВНИМАНИЕ! Для выбора методики фони́рования необходимо правильно установить диагноз, а также выявить области, входящие в перечень противопоказаний.

Противопоказания для фонирувания

Фонирувание не рекомендуется проводить в период острого развития инфекционного заболевания и при высокой (выше 38,5°C) температуре. Сам факт острого процесса свидетельствует о достаточности у организма ресурсов на его ведение. Но по завершении острой фазы заболевания желательно пройти фонирувание по методике общей ресурсной поддержки (Схема 1).

В настоящее время остаются не исследованными и потому относятся к противопоказаниям следующие области:

- 1) **Злокачественных новообразований,**
- 2) **Выраженного атеросклероза,**
- 3) **Расположения плода при беременности,**
- 4) **Тромба при тромбофлебите,**
- 5) **Импантированного кардиостимулятора,**
- 6) **Желчного пузыря при наличии в нем камней.**

Фонирувание противопоказано на расстоянии ближе 10 см от соответствующих областей, но не исключает возможность проведения фонирувания в других областях.

Кисты в почках не являются противопоказанием. По имеющимся длительным (год и более) наблюдениям за кистами почек под влиянием фонирувания они имеют тенденцию к уменьшению или не меняются. Наблюдаемые на УЗИ колебания размеров кист обусловлены погрешностью измерения.

Камни в почках также не являются противопоказанием. Фонирувание оказывает благоприятное влияние на самостоятельное отхождение камней малого размера (до 4 мм). Чем раньше камень отойдет, тем лучше прогноз. Обычно пациенты не замечают когда они выходят. При наличии больших камней в почках (более 4 мм) необходимо соблюдать некоторые ограничения (см. раздел «Особенности фонирувания некоторых областей»).

Всегда есть вероятность, что больной не знает по каким-либо причинам о наличии у него вышеперечисленных противопоказаний, и ему хотелось бы быть уверенным в том, что фонирувание не навредит и в этом случае. Рассмотрим этот вопрос с теоретических позиций и имеющегося опыта применения виброакустической терапии.

1) **Злокачественные новообразования.**

Злокачественное образование (опухоль) развивается и растет за счет строительных белков, накопления погибших клеток. Энергия микровибрации способствует выводу погибших клеток и строительных белков из области патологии по сети лимфатических сосудов.

Таким образом, если в области воздействия находится опухоль, то теоретически её рост должен остановиться, так как микровибрация способствует выводу из области строительного материала. За 15 лет (более двух миллионов пользователей) не зарегистрировано ни одного случая возникновения онкологии в зоне регулярного воздействия аппаратом «Витафон».

2) Выраженный атеросклероз.

Когда мы говорим о выраженном атеросклерозе, то предполагаем опасность отрыва атеросклеротических бляшек и закупорки артерий. Некоторые бляшки легкоподвижны и, рано или поздно, отрываются потоками крови. Именно они представляют опасность. Чем выше артериальное давление и чем хуже сглаживают сосуды пульсовую волну, тем выше вероятность отрыва бляшек. Фони́рование области почек снижает артериальное давление, смягчает пульсовую волну и, тем самым, уменьшает вероятность отрыва атеросклеротической бляшки.

Фонирование области почек увеличивает сосудисто-мышечные ресурсы, что повышает шансы избежать или, во всяком случае, уменьшить осложнения от закупорки артерий.

Поэтому, если фонирование атеросклеротических бляшек пока остается противопоказанием, то **фони́рование области почек (К)**, даже у больных с выраженным атеросклерозом, можно сказать, **принципиально необходимо**, и его надо выполнять без длительных перерывов. Профилактический эффект сохраняется не более месяца, поэтому перерывы в фони́ровании почек более 2–3 недель нежелательны.

3) Беременность.

На ранних этапах беременность выявляется не сразу, и существует вероятность, что в этот неопределенный период могут выполняться процедуры фони́рования. Есть ли какая-либо опасность отрицательного влияния такого воздействия на плод? Научных исследований в этой области не проводилось, поэтому мы можем анализировать теоретически и изучая аналогии в жизни. Женщина, вынашивающая ребенка, может принимать душ, купаться, ездить в транспорте, ходить, а в начальном периоде даже бегать. Все это оказывает на растущий плод виброакустическое воздействие, по интенсивности не уступающее воздействию от виброакустических аппаратов. Поэтому теоретических опасений нет, и жизненный опыт свидетельствует о безопасности микровибраций для растущего плода.

После установления факта беременности фони́рование можно оказывать на области, расположенные на уровне и выше диафраг-

мы грудной клетки.

4) Тромбы.

Образовавшийся в венах тромб может оторваться и закупорить в итоге какую-нибудь легочную артерию. Это происходит по разным естественным причинам (случайные удары, резкое сокращение мышц), но главное — тромб должен созреть для отрыва. Неизвестно, как повлияет виброакустическое воздействие на тромб, поэтому его исключают из областей фонирувания.

Тромбофлебит, как правило, развивается в сосудах конечностей. В таких случаях остается возможным проводить фонирувание в основных областях воздействия (почках, печени и позвоночнике). Кроме того, фонирувание насыщает ткани микровибрацией в радиусе 7 сантиметров, и поэтому его можно осуществлять уже на расстоянии 10 см выше тромба. Если местоположение тромба неизвестно, но есть опасение, что он существует в какой-то патологической области, то такую область лучше исключить из областей фонирувания.

5) Имплантированные кардиостимуляторы.

Исследований по влиянию воздействия микровибрации на работу кардиостимуляторов не проводилось, поэтому у таких больных нельзя устанавливать виброфоны ближе 10 см от установленного кардиостимулятора.

6) Камни в желчном пузыре.

Наличие камней в желчном пузыре свидетельствует о его дискинезии. Фонирувание желчного пузыря с камнями повышает его тонус, что может сопровождаться болезненностью и другими неприятными ощущениями, а также вызвать смещение камней. При наличии камней в желчном пузыре область желчного пузыря (область М) не фонируют. В этом случае воздействие оказывают на область печени (М5).

Области воздействия микровибраций

Области воздействия изображены на обложке (рис. 1, 8), а также на цветном вкладыше в середине (рис. 2-7). Описание некоторых областей воздействия дано непосредственно в тексте.

Практически все методики фонирувания для различных заболеваний и проблемных состояний помимо области патологии/боли включают в себя области печени (М), почек (К) и позвоночника (его сегментов). Такой подход к составлению методик был выработан многолетней практикой. **Восстановление области заболевания происходит за счет ресурсов всего организма, которые, в частности, зависят от состояния печени, почек и позвоночника.**

Фонирование области печени способствует улучшению ее функции, препятствуя накоплению в крови токсичных и других веществ, подлежащих разложению в печени. Печень, в силу своих особенностей, практически не имеет мышечных прослоек. Источником микровибрации для печени является тонус желчного пузыря, наполовину расположенного внутри печени, тонус воротной вены печени, движение диафрагмы и пульсации печеночных артерий. Поскольку микровибрация лучше передается через жидкие среды, то обычно фонировать проекцию желчного пузыря и воротной вены на живот (область М, рис. 1).

Фонирование области почек улучшает их функцию по поддержанию кислотно-щелочного баланса крови и ее очистке от продуктов активности мышечных клеток. Через 40 минут после воздействия микровибрации на область почек увеличиваются собственные микровибрации и повышается работоспособность. Источником микровибрации для почек является мышечный слой почечной лоханки, мышечный слой мочеточника и прилегающие мышцы спины. Поэтому на область почек воздействуют со стороны спины в проекции почечной лоханки ближе к мочеточнику (область К, рис. 4).

Фонирование области позвоночника снимает отек, ускоряет восстановление энергетического потенциала мышечных и нервных клеток, способствует костномозговому кроветворению и обогащению крови зрелыми стволовыми клетками (патент России № 2166924). Для восстановления мышц спины воздействуют слева и справа от позвоночника. Для укрепления межпозвоночных дисков, улучшения кровоснабжения спинного и костного мозга воздействуют на центральные отростки позвонков (рис. 4). Здоровье позвоночника также чрезвычайно важно для здоровья всего организма. В нем находится костный мозг, обеспечивающий кровь эритроцитами и стволовыми клетками. Через позвоночник проходят все нервные пути, управляющие внутренними органами и мышечными структурами. Многие специалисты считают, что большинство хронических болезней начинается с проблемы в каком-то сегменте позвоночника.

Компенсация дефицита микровибрации в области почек, печени и позвоночника применяется, даже если нет никакой патологии, в целях общего укрепления организма и профилактики заболеваний. За свой универсальный системный характер такой комплекс получил название общей ресурсной поддержки организма (ОРПО). Методика фонирования для целей ОРПО приведена ниже.

Фонирование области патологии существенно увеличивает скорость удаления шлаков, уменьшает отек, усиливает капилляр-

ный кровоток и иммунные реакции.

С учетом вышеизложенного при проведении процедур фониرو-
вания следует:

1) соблюдать последовательность воздействия на области, указанные в методиках фонирования, которые, как правило, начи-
наются с фонирования области почек (К) и печени (М). В первую
очередь необходимо увеличить общие ресурсы организма, и уже во
вторую очередь обеспечить микровибрацией область патологии;

2) не исключать из методики фонирования области воздей-
ствия (при отсутствии противопоказаний или особых рекоменда-
ций).

Лечебное действие инфракрасного излучения

Терапевтический эффект инфракрасного излучения (ИК-излучения)
связан с усилением микроциркуляции в тканях, активизацией физи-
ческих и биохимических процессов в организме и уменьшением
интенсивности воспалительных процессов.

Мощность ИК-излучения автоматически и непрерывно меняется по
заданной цикличной программе от минимальной 3 мВт до макси-
мальной 40 мВт, благодаря чему, в области воздействия возникают
микротемпературные колебания. Кроме того, рабочая поверхность
ИК-излучателя – металлический диск, контакт которого
с телом вызывает кратковременное понижение температуры на 2-
3°C на поверхности области воздействия.

Это приводит к усилению микродрожания мышц и, тем самым, к
улучшению лимфооттока и венозного оттока.

В ИК-излучателе используется излучение со средней длиной волны
0,95 мкм. Воздействие такого излучения носит противовоспалитель-
ный характер.

Инфракрасное излучение (ИК-преобразователь) можно применять
отдельно при лечении заболеваний воспалительного характера (отит,
гайморит, цистит, бронхит) по рекомендации лечащего врача, в
случае отсутствия противопоказаний использования сухого тепла.

Мощность воздействия

Мощность (амплитуда) микровибрации определяется парамет-
ром «Энергия». Мощность воздействия определена практическим
путем для каждой области фонирования, и ее не рекомендуется
менять при отсутствии специальных указаний.

Особенности фонирувания некоторых областей

При проведении процедур фонирувания необходимо иметь в виду:

1) при опущении почек во всех случаях, когда в схемах указаны точки К, виброфоны устанавливают на область опущенного расположения почек;

2) при наличии крупных камней (более 4 мм) в почках фонирувание следует проводить при доступности медицинской помощи. Воздействие микровибрацией не может стронуть крупные камни, однако они могут начать отходить по другим причинам, поэтому может потребоваться медицинская помощь. Чем раньше камни отойдут, тем лучше;

3) при наличии камней в желчном пузыре или если он удален, то во всех случаях, когда в схемах указаны точки М, их заменяют на М5;

4) при наличии только одной почки оба виброфона устанавливают в области этой почки – первый на точку К, второй – в проекции мочеточника (под первым виброфоном).

Правила установки виброфонов

Преобразователь, с помощью которого передаются микровибрации при контакте с телом, называется виброфоном. Виброфоны прикладывают мембранами к поверхности тела через марлевую, бумажную или хлопчатобумажную салфетку. Виброфоны крепят с помощью эластичного бинта, специальных фиксирующих манжет для аппаратов серии «Витафон», удерживают руками или прижимают собственным весом (например, лежа на спине). Поверхности мембран должны плотно прилегать к телу. Критерием правильности наложения служит максимальное ощущение микровибрации на низкой частоте (когда звук наиболее низкий). Не следует с чрезмерным усилием прижимать мембраны к телу. Это приведет к прекращению микровибрации и отсутствию восстановительного эффекта.

Виброфоны, как правило, устанавливают по два на область. При этом виброфоны могут располагаться на любом расстоянии друг от друга (если их расположение не определено методикой), как в одной плоскости, так и под некоторым углом друг к другу (например, при фонировании суставов). Глубина воздействия от плоскости мембраны виброфона вглубь тканей составляет 10 см.

При сильном повреждении тканей (гангрена, отморожение, нарывы и т.п.) при фонировании соответствующей области виброфоны устанавливают на заведомо здоровую часть, прилегающую к

поврежденной ткани. Это необходимо для того, чтобы избежать излишнего поступления шлаков в кровь под воздействием микро-вибрации из пораженной области. По мере восстановления, область фонирувания приближают к краю области патологии.

Если нет специальных указаний, фонирувание проводят в положении лежа на спине или сидя.

Время воздействия и частота процедур

Методики фонирувания включают в себя рекомендуемое количество процедур и время воздействия на область. При выполнении методик необходимо придерживаться следующих правил.

1) Даже одна минута фонирувания полезна для организма, поэтому, если есть временные ограничения, методику выполняют частично, пропорционально уменьшая время фонирувания каждой области (не сокращая перечень областей воздействия).

2) Не рекомендуется превышать **достаточное** время – наибольшее время, указанное в последней строке схем фонирувания для конкретной области. Это время определено практическим путем, и его увеличение нецелесообразно. Правильнее проводить дополнительные процедуры.

3) Чем больше процедур проводится в сутки и в неделю, тем быстрее достигается результат. При этом при увеличении нагрузок (стресс, охлаждение, физическое утомление и т.д.) рекомендуется проводить дополнительные процедуры.

4) Эффект от одной процедуры сохраняется около 2 часов, поэтому следующую процедуру целесообразно проводить не ранее, чем через **2 часа**. Если в методике фонирувания время воздействия на область почек (К) составляет более 30 минут, то следующую процедуру фонирувания области почек рекомендуется проводить не ранее, чем через **4 часа**.

5) Методики фонирувания построены таким образом, чтобы время фонирувания увеличивалось постепенно по дням от начального до **достаточного** и далее не менялось. Не рекомендуется менять темп увеличения времени по сравнению с методикой, поскольку это может вызвать значительную нагрузку на органы, очищающие кровь от шлаков. В силу индивидуальности состояния каждого организма, темп набора дозы может быть уменьшен для большей комфортности восстановительного процесса. Ускорять темп увеличения времени фонирувания по сравнению с методикой можно только в возрасте до 30 лет (при отсутствии серьезных и хронических заболеваний) и набирать дозу не более 5 минут в день и только до **достаточного** времени.

6) Если имеется несколько заболеваний, то выбирают одну методику фонирования для наиболее беспокоящей проблемы.

7) Если фонирование какой-либо области ранее уже проводилось, при этом перерыв составил не более 1 месяца, то при переходе к фонированию по другой схеме для этой же области можно начинать не с первого дня схемы, а исходя из достигнутого достаточного для этой области времени.

Продолжительность курса

Фонирование выполняется курсами. Основным курс фонирования предполагает большое количество процедур, как правило, несколько раз в сутки 5-7 дней в неделю (указано в методиках). **Если в методике не указана продолжительность основного курса**, то частое фонирование продолжают до полного выздоровления или достижения желаемого результата. В зависимости от характера, тяжести заболевания и активности фонирования результат достигается от нескольких дней до нескольких месяцев.

Если полное выздоровление не наступает или невозможно (в зависимости от заболевания), то через 3 месяца в основном курсе делают перерыв не менее чем в 5 дней (но не более 1 месяца), если иной срок не указан в методике фонирования.

Если в течение одного месяца не ощущается никаких изменений в организме, необходимо проверить исправность аппарата, уточнить диагноз, первопричину заболевания и схему фонирования.

При достижении желаемого результата от основного курса переходят к **поддерживающим процедурам**, то есть уменьшают количество процедур в сутки и в неделю по сравнению с основным курсом. Поддерживающие процедуры проводятся на достигнутом достаточном времени для областей воздействия (время, указанное в последней строке схем). Рекомендуемое количество поддерживающих процедур для профилактики конкретного заболевания указано в методиках, а если не указано – пользователь сам выбирает их количество с учетом жизненных обстоятельств, но желательно не менее 1 процедуры в неделю. При увеличении ресурсных трат (стресс, охлаждение, физическое утомление и т.д.) рекомендуется пропорционально увеличить количество поддерживающих процедур в неделю. Поддерживающие процедуры могут проводиться как по схеме фонирования для конкретного заболевания, так и по схеме ОРПО.

Помимо поддерживающих процедур для улучшения результата (в частности при хронических заболеваниях) **основные курсы фонирования повторяют**. При этом, если перерыв в фонировании

составит менее 1 месяца (с учетом поддерживающих процедур), то процедуры проводятся сразу на достаточном времени (время, указанное в последней строке схем).

В целом, **рекомендуется регулярное фони́рование** в целях профилактики независимо от необходимости лечения конкретного заболевания. Фони́рование способствует более полному восполнению ресурсов организма, которые расходуются каждый день. При регулярном фони́ровании ресурсы организма накапливаются, что проявляется в хорошем самочувствии, повышении работоспособности, снижении частоты простудных заболеваний. Однако из-за постоянного действия повреждающих факторов состояние ресурсов постепенно возвращается до исходного уровня, а эффект сохраняется не более 3 месяцев. Регулярные процедуры можно проводить по методике фони́рования для целей ОРПО (Схема 1).

Ощущения от фони́рования

Во время фони́рования в области воздействия наблюдается приятное чувство тепла и легкой вибрации.

При попадании в зону воздействия нервного центра иногда могут появляться болезненные ощущения. Их появление является положительным симптомом, который свидетельствует о восстановлении адекватной реакции организма на внутренние нарушения. При возникновении таких болезненных ощущений процедуры не прекращают, при этом можно уменьшить время воздействия на область болезненных ощущений и/или на позвоночник в течение одной процедуры (не сокращая количество процедур в сутки).

Фони́рование при хронических заболеваниях, как правило, протекает через кратковременное усиление болезненных проявлений (5-10 дней), которые постепенно исчезают. При наступлении обострения процедуры не прекращают.

При запущенных формах заболеваний болезненные ощущения могут исчезнуть только к концу первого курса или даже при повторных курсах фони́рования.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МЕТОДИКАМИ

Методики фони́рования построены следующим образом. В каждом разделе, посвященном определенной патологии или проблеме, кратко освещено понимание причин развития проблемы, исходя из ресурсного подхода к здоровью, а также сформулированы те результаты, которых можно достичь посредством фони́рования.

Методика включает в себя схемы фони́рования (тип используемых виброфонов, энергия, длительность и режим воздействия на

каждую область), указание на частоту процедур, продолжительность курса, а также дополнительные меры, которые также значимы для достижения результата.

В схемах и описании используется следующая терминология:

Виброфон – один из виброакустических преобразователей, который прикладывается к телу (см. рис).



Левый преобразователь – преобразователь, подключенный к разъему **Л** левого канала аппарата. Сокращенно **Левый**

Правый преобразователь - преобразователь, подключенный к разъему **П** правого канала аппарата. Сокращенно **Правый**

Внимание! В большинстве схем к левому каналу подключается сдвоенный виброфон, устанавливаемый на область **К**, на все время процедуры. К правому каналу подключается сдвоенный виброфон, одиночный виброфон, матрас или ИК-излучатель.

Время процедуры задается для правого канала. Правый преобразователь в процессе выполнения процедуры последовательно переставляется с одной области на другую согласно схеме. Суммарное время для этих областей равно времени фонирования области **К**.

В иных случаях имеются пояснения к схеме фонирования.

Порядок проведения процедур

Поскольку время задается для левого и правого канала одновременно, то возможно два варианта проведения процедуры. Выберите вариант удобный для себя.

Вариант 1. Время задается согласно схеме для правого канала.

Подключите преобразователи к левому и правому каналу согласно схеме фонирования. Выберите по схеме и задайте режим, соответствующий дню фонирования, и энергию для каждого канала. Вес и рост задайте приблизительно. Время задайте согласно дню фонирования и выбранной области правого канала. Нажмите кнопку «СТАРТ».

Установите левый сдвоенный виброфон на область **К** и оставьте на ней до конца процедуры. Время фонирования области **К** равно суммарному времени фонирования областей правым виброфоном.

Правым виброфоном последовательно фонируйте все области, указанные в схеме для правого канала. При этом вначале установите преобразователь на следующую область, затем измените, **при необходимости, время и энергию** для этой области и нажмите

кнопку «СТАРТ». Последовательность фонирувания областей не имеет значения.

Например: **Схема 1, день 1.**

Подключите 2 дввоенных виброфона к аппарату, установите **режим 1**. Задайте для левого виброфона **энергию 3**, для правого – **энергию 2**. Далее установите вес и рост. Установите время для области **М – 5 минут**. Установите левый дввоенный виброфон на область **К** и оставьте на ней до конца процедуры. Правый виброфон установите на область **М**. Нажмите кнопку «СТАРТ».

По окончании установите время для области **Е3 – 2 минуты**. Правый виброфон переставьте на область **Е3**. Нажмите кнопку «СТАРТ».

По окончании переставьте правый виброфон на область **Е4**. Нажмите кнопку «СТАРТ».

По окончании установите время для области **Е11 – 1 минута**. Правый виброфон переставьте на область **Е11**. Нажмите кнопку «СТАРТ».

Вариант 2. Время задается согласно схеме для левого канала.

В этом случае не надо перепрограммировать аппарат, но необходимо отслеживать время фонирувания для каждой области правого канала и своевременно переставлять виброфоны на следующую область. Такой способ подходит для той части схемы фонирувания, где не надо менять параметр «Энергия» или «Режим».

Если для проведения фонирувания используется только один преобразователь, то время задается для этого преобразователя.

ОБЩАЯ РЕСУРСНАЯ ПОДДЕРЖКА ОРГАНИЗМА

Общая ресурсная поддержка организма (ОРПО)

Методика. Фонирувание проводят по **схеме 1**. Эффект пропорционален количеству процедур в сутки и в неделю. Для сокращения времени фонирувания в течение одной процедуры, области Е11, Е3 и Е4 можно заменить на одну область Е40, которая предполагает перемещение виброфонов вдоль позвоночника от процедуры к процедуре (рис. 5). Темп увеличения времени фонирувания такой же, как для Е11.

Схема 1. Фони́рование для ОРПО.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фони́рования в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон				
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 2			
		К	М	Е11	Е3	Е4
1-2	Реж.1	10	5	1	2	2
3-4	Реж.1	12	6	2	2	2
5-6	Реж.2	14	7	2	3	2
7-8	Реж.2	16	8	2	3	3
9-10	Реж.2	18	9	3	3	3
11-12	Реж.2	20	10	3	4	3
13-14	Реж.2	22	10	3	5	4
15-16	Реж.2	24	10	4	6	4
далее	Реж.2	27	10	5	7	5

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

Увеличение работоспособности

Методика. Фони́рование проводят по **схеме 2**. Процедуры повторяют **1-3 раза в сутки 2-7 раз в неделю в период повышенных физических, умственных и психических нагрузок**. Суммарное количество процедур в неделю зависит от интенсивности и продолжительности нагрузок. Чем больше нагрузки, тем больше процедур, но польза есть даже от одной процедуры.

Схема 2. Фонирование для увеличения работоспособности.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фонирования в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон	
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 2
		К	М
1	Реж.1	5	5
2	Реж.1	6	6
3	Реж.2	7	7
4	Реж.2	8	8
5	Реж.2	9	9
6	Реж.2	10	10
7	Реж.2	11	11
8	Реж.2	12	12
9	Реж.2	13	13
далее	Реж.2	15	15

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

Снятие усталости мышц

Цель фонирования. Фонирование конкретных групп мышц применяется при их утомлении после значительных нагрузок, либо для ресурсной накачки с целью расширения физических возможностей, например в спорте. Фонирование позволяет избежать болезненных осложнений, ускоряет восстановление мышц (в 1,5-2 раза) и способствует очистке крови от продуктов мышечной активности. Наиболее актуально восстановление мышц спины, мышц голени и ступни, поскольку они участвуют в нейромышечной системе амортизации позвоночника и суставов (подробнее в разделе «Заболевания позвоночника и суставов»).

Методика. Фонирование проводят по **схеме 3**. Если ранее фонирование проводилось (при отсутствии перерыва более 1 месяца), стартовый день в схеме выбирается, исходя из достигнутого времени для области почек (К). Процедуры повторяют **1-3 раза в сутки в период повышенной физической нагрузки**. При фонировании кистей виброфоны зажимают в кулаках, мембранами к ладоням. На

другие области конечностей виброфоны фиксируют эластичным бинтом или с помощью манжет.

Схема 3. Фони́рование для снятия мышечной усталости.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фони́рования в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон	
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 3
		К	Наиболее утомленные группы мышц
1	Реж.1	9	По 3 мин. на группу
2	Реж.1	15	По 5 мин. на группу
3	Реж.2	21	По 7 мин. на группу
4	Реж.2	24	По 8 мин. на группу
далее	Реж.2	30	По 10 мин. на группу

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

Профилактика простудных заболеваний

Методика. Фони́рование проводят по **схеме 4**. Процедуры повторяют **1-3 раза в сутки 2-7 раз в неделю**. Начинать курс рекомендуется при каждом устойчивом изменении температуры окружающей среды более чем на 7 градусов.

Продолжительность курса - 2-3 недели. Для профилактики простудных заболеваний проводят 2-4 курса в год (с сентября по май). Профилактика оправдывается лучшим самочувствием, настроением, существенно большей работоспособностью.

Дополнительные меры указаны в разделе:

«Простуда.ОРВИ.ОРЗ»

Схема 4. Фонирование для профилактики простудных заболеваний.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фонирования в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон	
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 2
		К	М
1	Реж.1	5	5
2	Реж.1	6	6
3	Реж.2	7	7
4	Реж.2	8	8
5	Реж.2	9	9
6	Реж.2	10	10
7	Реж.2	11	11
8	Реж.2	12	12
9	Реж.2	13	13
10	Реж.2	14	14
далее	Реж.2	15	15

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

Улучшение качества сна, облегчение засыпания

От качества сна зависит темп восстановления ресурсов. Фонирование по **схеме 5** перед сном способствует засыпанию и улучшению качества сна.

Схема 5. Фонирование для улучшения качества сна.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фонирования в минутах Левый – двудвойный виброфон Правый – двудвойный виброфон			
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 2		
		К	М	D1	D2
1-2	Реж. 1	5	3	1	1
3-4	Реж. 1	7	3	2	2
5-6	Реж. 2	9	5	2	2
7-8	Реж. 2	11	7	2	2
9-10	Реж. 2	13	9	2	2
11-12	Реж. 2	15	10	2	3
13-17	Реж. 2	17	12	2	3
18-16	Реж. 2	19	14	2	3
17-18	Реж. 2	20	15	2	3
далее	Реж. 2	20	15	2	3

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ (ГИПЕРТОНИЯ)

Общие положения

Причины. Зачастую, обнаружив повышенное артериальное давление (АД), люди спешат его привести в норму с помощью каких-либо лекарственных средств. С позиций системного (ресурсного) подхода такая практика не совсем верна и может привести к ухудшению функции почек и развитию вторичных неблагоприятных эффектов. Медицинской науке хорошо известно, что функция почек с ростом систолического АД улучшается и что почки – единственный орган, которому требуется высокое давление для фильтрации крови. При очень низком давлении (менее 80 мм. рт. ст.) почки прекращают фильтрацию. Длительное значительное искусственное снижение АД неблагоприятно скажется на всем организме, увеличится риск осложнений и перехода артериальной гипертензии в хроническую форму. **Оптимальным уровнем АД** является АД, при котором наблюдается наилучшее самочувствие и наивысшая работоспособность.

Почки всегда участвуют в процессе регуляции АД. Для того что-

бы снизить АД, очень важно сначала улучшить функцию почек.

Цель фонирувания. В целом ряде медицинских исследований показано, что фонирувание области почек существенно улучшает их функцию и способствует ускорению нормализации АД. Фонирувание позволяет улучшить самочувствие и повысить работоспособность, и при этом снизить дозу принимаемых гипотензивных препаратов, в том числе отказаться от них. Давление же снижается иногда после нескольких сеансов, иногда через несколько месяцев в зависимости от стадии гипертонической болезни и длительности искусственного снижения АД. После месяца процедур отмечается снижение уровня холестерина в крови. Эффективность метода пропорциональна количеству выполненных процедур.

Методика. В большинстве случаев снижения АД добавляются с помощью **методики №1**. Если гипертензия вызвана сосудистой недостаточностью спинного или головного мозга, то более эффективно **методика №2**.

Продолжительность курса. Фонирувание продолжают до достижения оптимального уровня АД. По достижении оптимального АД переходят к поддерживающим процедурам фонирувания: количество процедур можно сократить до 1-2 раз в сутки, но при увеличении физических нагрузок, переохлаждении, длительном стрессе проводят на одну процедуру больше (2-3 раза в сутки). При необходимости повторные курсы проводят 2-3 раза в год.

Дополнительные меры. Фонирувание области почек ощутимо повышает работоспособность, но, несмотря на это, для достижения стабильного результата не следует увеличивать нагрузки на организм в первые несколько месяцев. Желательно соблюдать следующие рекомендации:

1) избегать длительных и интенсивных физических нагрузок. Даже у молодого здорового организма верхнее АД повышается до 180 мм. рт. ст. и более при выполнении интенсивной мышечной работы;

2) избегать частых, интенсивных и продолжительных стрессов. При стрессе мышцы переходят в статическое напряжение, которое может продолжаться несколько часов и даже дней. Статическое напряжение увеличивает расход ресурсов в 1.5-3 раза. Стресс по расходу мышечной энергии за сутки сравним с интенсивной физической работой;

3) не пребывать долго на холоде. Охлаждение организма приводит к усилению общего мышечного тонуса и дополнительной нагрузке на почки;

4) правильно питаться, так чтобы не набирать вес. Увеличе-

ние массы тела пропорционально увеличивает среднесуточную мышечную активность на перемещение и координацию;

5) избегать ударных нагрузок на позвоночник (подробнее в разделе «Методика фонирувания позвоночника»).

Методика № 1

Методика № 1 применяется при артериальной гипертензии (гипертонии) 1-3 степени в случае, **если верхнее (систолическое) АД без приема лекарств**, понижающих давление, **утром обычно меньше, чем вечером**. Если вечером повышается только систолическое давление, фонирувание проводят по **схеме 6**. Если вечером повышается и систолическое, и диастолическое АД, фонирувание проводят по **схеме 7**. Процедуры повторяют **2-3 раза в сутки**.

Лечение гипертонии 1 степени (уровень АД в пределах 125/90 - 159/99 мм. рт. ст.) проводят без медикаментозной терапии. Лечение гипертонии 2 и 3 степени (уровень АД более 160/100 мм. рт. ст.) проводят с применением гипотензивных препаратов с постепенным уменьшением дозы. Первые 2 недели фонирувание проводят с применением полной суточной дозы гипотензивных препаратов. Далее – при гипертонии 2 степени дозу лекарств уменьшают на 1/2 суточной дозы каждые 2-3 недели, а при гипертонии 3 степени на 1/4 суточной дозы каждые 2-3 недели. Под суточной дозой понимается доза лекарственного препарата, рекомендованного врачом для постоянного приема. Полный отказ от гипотензивных препаратов возможен, если верхнее АД при продолжающихся процедурах фонирувания не превышает 160 мм. рт. ст.



Схема 6. Фонирование при гипертонии 1-3 степени, когда вечером повышается только верхнее (систолическое) АД.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фонирования в минутах
		Левый – сдвоенный виброфон Энергия 3
		Область К
1-2	Реж.1	5
3-4	Реж.1	7
5-6	Реж.2	9
7-8	Реж.2	11
9-11	Реж.2	14
12-14	Реж.2	17
15-17	Реж.2	20
18-22	Реж.2	25
23-27	Реж.2	30
28-32	Реж.2	35
далее	Реж.2	20-30 для гипертонии 1 степени 30-40 для гипертонии 2-3 степени

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.



Схема 7. Фонирование при гипертонии 1-3 степени, когда вечером повышается и систолическое, и диастолическое АД.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фонирования в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон				
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 2			
		К	М	М5	С	Е50
1-2	Реж.1	10	3	3	3	1
3-4	Реж.1	12	4	3	3	2
5-6	Реж.2	14	4	4	3	3
7-8	Реж.2	16	4	4	4	4
9-10	Реж.2	18	5	4	4	5
11-12	Реж.2	20	6	4	4	6
13-14	Реж.2	22	6	5	4	7
15-17	Реж.2	25	7	5	5	8
18-22	Реж.2	30	8	6	7	9
23-27	Реж.2	35	9	8	9	9
далее	Реж.2	40	10	10	10	10

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

Методика № 2

Методика № 2 применяется при гипертонии 1-3 степени, если **верхнее АД без приема лекарств, понижающих давление, утром на 10 и более единиц больше, чем вечером** (гипертензия, вызванная сосудистой недостаточностью). Гипотензивные лекарственные препараты при этом типе гипертонии, как правило, не эффективны, поэтому процедуры проводят без медикаментозной терапии. Фонирование проводят по **схеме 8**. Процедуры повторяют **2-3 раза в сутки**. После каждой процедуры рекомендуется выполнить упражнение «качели на локтях».

Особенности установки виброфонов в области глаз указаны на рис. 6 настоящих Методик фонирования.

Схема 8. Фони́рование при гипертонии 1-3 степени, если верхнее (систолическое) АД утром на 10 и более единиц больше, чем вечером.

Неделя	Ре- жим	Энергия виброфонов, области и время фони́рования в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон					
		1 установка		2 установка		3 установка	
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 2	Левый Энергия 2	Правый Энергия 2	Левый Энергия 2	Правый Энергия 2
		К	М	Левый глаз	Правый глаз	D1	E50
1 нед.	Реж.1	3	3	1	1	1	1
2 нед.	Реж.1	4	4	2	2	2	2
3 нед.	Реж.2	5	5	3	3	3	3
4 нед.	Реж.2	6	6	4	4	4	4
5 нед.	Реж.2	7	7	5	5	5	5
6 нед.	Реж.2	8	8	5	5	5	5
7 нед.	Реж.2	9	9	5	5	5	5
8 нед.	Реж.2	10	10	5	5	5	5
9 нед.	Реж.2	11	11	5	5	5	5
10 нед.	Реж.2	12	12	5	5	5	5
11 нед.	Реж.2	13	13	5	5	5	5
12 нед.	Реж.2	14	14	5	5	5	5
далее	Реж.2	15	15	5	5	5	5

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.
*Вначале фонируют область К (левый) и область М (правый).
 Затем фонируют область левого глаза (левый) и область правого глаза (правый).
 Далее фонируют область D1(левый) и область E50(правый).*

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА И СУСТАВОВ

Общие положения

Причины. Здоровый позвоночник и суставы, также как и организм, состоит из живых клеток. Кость, хрящ, мениск, межпозвоночный диск и другие ткани состоят из живых клеток. Только живые клетки способны к регенерации и полному восстановлению. Накопление поврежденных клеток ведет к развитию дегенеративно-дистрофических изменений и болезням.

Позвоночник и суставы являются основой опорно-двигательного аппарата и в движении испытывают значительные ударные нагрузки, которые могут быть губительными для клеток. Защищает суставы и позвоночник от разрушающего действия ударных нагрузок система нейромышечной амортизации (далее – “система НА”) путем управления сокращением скелетных мышц. Множество механорецепторов, контролирующих положение суставов и позвонков, позволяют нервной системе управлять мышцами так, чтобы обеспечивать плавность движений и снижать ударные нагрузки в десятки раз. Без такой амортизации суставы и позвоночник деградировали бы за несколько месяцев. Это нейромышечная защита “подкашивает ноги” при попытке прыгнуть на прямых ногах, заставляет нас хромать, пытаюсь защитить больной сустав от перегрузки.

Даже в положении лежа и при полном расслаблении система НА продолжает выполнять защитную функцию. С помощью небольшого тонуса мышц суставы и позвоночник стягиваются, благодаря чему ткани получают микровибрацию, необходимую для выделения смазки, выведения погибших клеток и регенерации тканей. Это особенно актуально для плотных костных тканей, межпозвоночного диска, суставных хрящей. В положении сидя, стоя, в движении работа системы НА отражается в осанке и в плавности походки, бега, прыжка.

Таким образом, **заболевания позвоночника и суставов напрямую связаны с нарушением работы системы НА.** Соответственно, для их излечения необходимо, прежде всего, улучшить работу этой системы. Если этого не сделать, то трудно рассчитывать на полноценное восстановление. Ведь именно недостаточность нейромышечной амортизации может привести к развитию остеохондроза даже в молодом и детском возрасте.

Причины нарушений работы системы НА следующие. Система НА осуществляет защиту опорно-двигательного аппарата как единого целого, заставляя изгибаться ноги и спину по весьма сложной траектории. Слаженная работа мышц спины, ног, а иногда рук возможна лишь при достаточности мозговых ресурсов, хорошей

проводимости нервных путей и наличии достаточных ресурсов в мышечных клетках.

Мышцы управляются нервными импульсами, идущими из мозга и проходящими через позвоночник. Общее нервное истощение, усталость мышц, нарушение проводимости нервных путей, вызванное застойными явлениями и отеками в позвоночнике, являются причинами нарушения в системе НА. В зависимости от характера действия нагрузок и от того, какое именно звено системы НА в большей степени ослаблено, зависит и место первичного проявления болезни.

Методика фони́рования позвоночника

Фонирование проводят по **схемам 9-16** в положении лежа на спине. Во время проведения процедур в области шейного отдела позвоночника для установки виброфонов под шею и плечи подкладывают подушку так, чтобы они достаточно плотно прилегали к области воздействия.

При наличии проблем в нескольких отделах позвоночника (например, остеохондроз шейного отдела и межпозвоночная грыжа в пояснично-крестцовом отделе) выбирают одну схему для наиболее проблемной области. При умеренной степени деградации позвоночника возможно фони́рование по двум схемам одновременно, при этом в один день фони́рование по каждой из схем следует проводить с интервалом не менее 2 часов.

Если пользователь страдает гипертонической болезнью, то в процессе проведения процедур следует контролировать артериальное давление до начала процедуры и через 30 минут после ее завершения. Оно может изменяться. Давление необходимо поддерживать на оптимальном уровне, когда наблюдается наилучшее самочувствие и наивысшая работоспособность. При применении гипотензивных препаратов фони́рование области почек может вызвать избыточное снижение артериального давления. В этом случае необходимо откорректировать (сократить) дозы лекарственных препаратов, чтобы поддерживать давление на оптимальном уровне. В случае роста давления, при появлении головокружения или слабости уменьшают длительность процедур на область позвоночника.

При аритмии сердца и после перенесенного инфаркта миокарда фони́рование грудного отдела позвоночника проводят по схеме 10А: воздействие на грудной отдел (Е11, Е2, Е21) начинают с минимального времени (1 минута) и увеличивают его очень постепенно по 1 минуте каждые 3-4 дня.

Возможность обострения. При наличии хронических болезней позвоночника, как правило, после нескольких процедур временно

обостряются болезненные ощущения при одновременном увеличении объема движений. Это свидетельствует о восстановлении кровоснабжения нервных путей и является положительным изменением в состоянии позвоночника. Проведение процедур не прекращают. Чем равномернее процедуры проводятся в течение суток, тем выше эффект и тем ниже вероятность обострения болезненных ощущений.

Продолжительность курса в большой степени зависит от тяжести, продолжительности и характера заболевания и колеблется при остеохондрозе и радикулите в пределах от нескольких дней до нескольких месяцев. При грыжах межпозвоночных дисков и сколиозе для стойкой и полной реабилитации потребуется от одного до трех лет (зависит от тяжести заболевания и полноты соблюдения дополнительных мер).

Дополнительные меры. Желательно **исключить ударные и повреждающие нагрузки на позвоночник**:

- 1) не носить тяжестей более 5 кг;
- 2) не переутомляться, желателен дневной двухчасовой отдых;
- 3) минимизировать поездки в транспорте, в том числе в легковом автомобиле, исключить поездки на велосипеде;
- 4) в процессе ходьбы следить за плавностью и мягкостью походки. Не бегать и не прыгать (особенно приземляясь на всю ступню, а не на носок);
- 5) носить мягкую удобную обувь.

Остеохондроз, радикулит

Фонирование проводят **по схемам 9-12** в зависимости от того, в каком отделе позвоночника имеется остеохондроз, радикулит (шейном, грудном, поясничном, пояснично-крестцовом отделе позвоночника). Процедуры повторяют **2-4 раза в сутки**. При выборе схемы ориентируйтесь на рис. 4 с изображением областей воздействия, указанных в схемах: области воздействия в схеме должны приходиться на проблемную область.

Лечение **распространенного остеохондроза** проводят по схеме 12. Подсоединенный к правому разъему виброфон типа «Матрац» разворачивают в длину в один ряд виброфонов и укладывают вдоль позвоночника, причем верхний край матраца должен находиться посередине шеи. Подсоединенный к левому разъему преобразователь фиксируют в области К. Процедуры проводят 2 раза в сутки.

По окончании курса делают перерыв на 1-3 месяца. Затем курс повторяют с 8 по 90 день.

ВНИМАНИЕ! Перед началом применения выбранной схемы

ознакомьтесь с подразделом “Методика фони́рования позвоночника”.

Схема 9. Фони́рование при остеохондрозе, радикулите шейного отдела позвоночника.

День	Режим	Энергия ви́брофонов, области и время фони́рования в минутах Левый – сдвоенный ви́брофон Правый – сдвоенный ви́брофон				
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 2			
		К	М	D1	D2	E1
1-3	Реж.1	10	5	1	2	2
4-6	Реж.1	14	7	2	2	3
7-9	Реж.2	18	9	3	3	3
10-12	Реж.2	22	11	3	4	4
13-15	Реж.2	26	13	4	4	5
далее	Реж.2	30	15	5	5	5

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

Схема 10. Фони́рование при остеохондрозе, радикулите грудного отдела позвоночника.

День	Режим	Энергия ви́брофонов, области и время фони́рования в минутах Левый – сдвоенный ви́брофон Правый – сдвоенный ви́брофон				
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 2			
		К	М	E11	E2	E21
1-3	Реж.1	11	5	2	2	2
4-6	Реж.1	15	7	2	3	3
7-9	Реж.2	19	9	3	4	3
10-12	Реж.2	22	11	3	4	4
13-15	Реж.2	26	13	4	5	4
далее	Реж.2	30	15	5	5	5

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

Схема 10А. Фони́рование при остеохондрозе, радикулите грудного отдела позвоночника при аритмии сердца и после перенесенного инфаркта миокарда.

День	Ре- жим	Энергия виброфонов, области и время фонирования в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон				
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 2			
		К	М	Е11	Е2	Е21
1-3	Реж.1	8	5	1	1	1
4-6	Реж.1	12	7	1	2	2
7-9	Реж.2	17	9	2	3	3
10-12	Реж.2	22	11	3	4	4
13-15	Реж.2	26	13	4	5	4
далее	Реж.2	30	15	5	5	5

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

Схема 11. Фонирование при остеохондрозе, радикулите поясничного отдела позвоночника.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фонирования в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон				
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 2			
		К	М	Е21	Е3	Е31
1-3	Реж.1	11	5	2	2	2
4-6	Реж.1	15	7	2	3	3
7-9	Реж.2	19	9	3	4	3
10-12	Реж.2	23	11	3	5	4
13-15	Реж.2	27	13	4	6	4
далее	Реж.2	30	13	5	7	5

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

Схема 11А. Фони́рование при остеохондрозе, радикулите пояснично-крестцового отдела позвоночника.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фони́рования в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон				
		Постоянно	1 установка		2 установка	
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 2		Правый Энергия 3	
		К	М	Е3	Е3	Е4
1-3	Реж.1	11	5	2	2	2
4-6	Реж.1	15	7	3	2	3
7-9	Реж.2	20	9	4	3	4
10-12	Реж.2	24	11	5	3	5
13-15	Реж.2	28	12	6	4	6
далее	Реж.2	32	13	7	5	7

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

Схема 12. Фони́рование при распространенном остеохондрозе

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фони́рования в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – виброфон «Матрац»		
		Левый Энергия 3	Правый	
		К	Энергия	Область позвоночника
1	Реж.1	5	2	5
2	Реж.1	7		
3	Реж.2	7	2	7
4	Реж.2	10		
5	Реж.2	10	3	10
6	Реж.2	13		
7	Реж.2	13	3	13
8	Реж.2	15		
9	Реж.2	17	3	17
10	Реж.2	19		
11	Реж.2	20	3	20
12	Реж.2	25		
13	Реж.2	27	3	27
14	Реж.2	30		
15-90	Реж.2	30	3	30

По четным дням процедуры на область позвоночника не проводят.

Грыжа межпозвоночного диска

Фонирование проводят по **схеме 13**. Процедуры повторяют **3-4 раза в сутки первые три месяца, в последующие — 2 раза в сутки**.

ВНИМАНИЕ! Перед началом применения выбранной схемы ознакомьтесь с подразделом “Методика фонирования позвоночника”.

Схема 13. Фонирование при межпозвоночной грыже.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фонирования в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон			
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 2		
		К	М	Слева и справа от области грыжи	Сверху и снизу области грыжи
1-2	Реж.1	7	3	2	2
3-4	Реж.1	10	4	3	3
5-6	Реж.2	13	5	4	4
7-8	Реж.2	16	6	5	5
9-10	Реж.2	19	7	6	6
11-12	Реж.2	22	8	7	7
13-14	Реж.2	25	9	8	8
15-16	Реж.2	28	10	9	9
17-18	Реж.2	31	11	10	10
19-20	Реж.2	34	12	11	11
21-22	Реж.2	37	13	12	12
23-24	Реж.2	38	14	12	12
далее	Реж.2	39	15	12	12

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

Сколиоз

Фонирование проводят по **схеме 14**. Процедуры повторяют **2 раза в сутки 6-7 дней в неделю**.

ВНИМАНИЕ! Перед началом применения выбранной схемы ознакомьтесь с подразделом “Методика фонирования позвоночника”.

Схема 14. Фони́рование при сколиозе.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фони́рования в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон					
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 2				
		К	М	Е1	Е2	Е3	Е4
1-2	Реж.1	10	2	2	2	2	2
3-4	Реж.1	14	4	2	2	3	3
5-6	Реж.2	18	6	3	3	3	3
10-12	Реж.2	22	8	3	3	4	4
13-15	Реж.2	26	8	4	4	5	5
далее	Реж.2	30	10	5	5	5	5

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

Боль в спине

Причины. Боль в спине, если она не связана с травмой, возникает по двум причинам – перегрузка мышц спины и отек, вызванный воспалительным процессом. Поэтому важно не просто избавиться от боли, но и восстановить ресурсы мышц спины, снять отек, восстановить кровоснабжение в двигательном сегменте. Отек снимается исключительно через лимфатические сосуды и вены, в первую очередь за счет энергии микровибрации. Это связано с тем, что вены и лимфатические сосуды не имеют собственных мышц и движение жидкости по ним (кровь или лимфа) возможно лишь при сокращении рядом расположенных скелетных мышц. Собственная микровибрация тканей в норме возникает за счет тонуса этих мышц. В покое мышцы имеют небольшой тонус, но его достаточно для лимфодренажа при отсутствии повреждений и отека. При отеке дренажная функция мышц резко нарушается. Отек требует большего участия мышц в этом процессе, но это невозможно из-за боли, усталости мышц и ограничения физической активности. Круг замыкается. Но самое главное – основные проблемы начнутся утром. Ночью мышцы совсем расслабляются, поэтому к утру отек еще больше усиливается (так, что можно даже не встать). Расслабляться нельзя, а мышцы спины уже утомлены, перегружены и болят.

Цель фони́рования. Восстановление и поддержание мышечных

ресурсов, уменьшение отека и боли.

Методика. Фомирование проводят по **схемам 15, 16** в зависимости от силы боли. В схемах приняты следующие обозначения:

S7 – область мышц спины на 7 см выше области боли;

S3 – область мышц спины на 3 см выше области боли;

S↔ – слева и справа на 2-3 см от позвоночника на уровне боли;

S↑ – вдоль позвоночника выше и ниже на 2-3 см области боли.

Продолжительность курса: 7 дней. Даже при полном исчезновении боли и скованности движений после нескольких процедур программу первого 7-дневного курса необходимо выполнить полностью. Это важно для предупреждения повтора возникновения болей и различных осложнений на внутренние органы.

После 7-дневного курса схему фомирования выбирают в зависимости от диагноза (радикулит, грыжа межпозвоночного диска, остеохондроз).

ВНИМАНИЕ! Следует помнить, что если одновременно с острой болью в пояснице появилось нарушение мочеиспускания (острая задержка мочи), необходимо срочно обратиться за медицинской помощью к нейрохирургу. Такое осложнение может быть связано с формированием свободного фрагмента грыжи межпозвоночного диска и сдавливанием им корешков спинного мозга. В таких случаях показана операция.

Дополнительные меры. При возникновении боли **необходимо защитить позвоночник от перегрузок:**

1) немедленно прекратить физические работы, даже если их выполнение возможно;

2) необходимо исключить на 1-3 дня передвижения в транспорте, даже на легковом автомобиле;

3) исключить толчки на позвоночник: садиться на стул и ходить плавно, не топать, исключить значительные наклоны и повороты;

4) при болях в области поясницы при перемещениях надевать армированный пояс.

А также принять **меры по защите от отека:**

5) первые 2 дня не принимать душ, ванну, баню и сауну;

6) нельзя руками массажировать область боли – это даст временное облегчение, но уже через 6 часов, и особенно к утру, отек усилится и станет еще хуже;

7) сразу после возникновения боли нельзя ложиться в течение 6-8 часов, надо потихоньку расхаживаться. Все позы не должны приводить к расслаблению мышц спины, поскольку именно их активная работа защищает от дальнейших повреждений и развития отека;

8) в первые две ночи для предупреждения усиления отека необходимо прервать сон один или два раза через 2-3 часа на 15-20 минут и походить или поделать упражнения, лежа в постели;

9) сон должен быть не более 6-7 часов в течение первых двух дней. Днем или к вечеру можно скомпенсировать сокращение сна в ночное время.

Меры по уменьшению отека:

10) избегать длительного нахождения в одном положении, чтобы избежать длительной нагрузки на одни и те же группы мышц. Необходима легкая физическая активность, при этом виды легкой активности чередуют не реже, чем через 40 минут;

11) при невозможности ходить и сидеть применяют мочегонные и противоотечные препараты, для выбора которых желательно проконсультироваться с врачом.

Схема 15. Фонирование при возникновении сильных болей в спине.

День	Кол-во проце- дур в сутки	Режим	Энергия виброфонов, области и время фонирования в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон					
			Левый Энергия 3	Правый Энергия 2				
				К	М	S7	S3	S↔
1	6	Реж.1	6	3	3		-	-
2	6	Реж.1	9	3	3	3	-	-
3	4	Реж.2	15	3	3	3	3	3
4	3	Реж.2	20	7	-	3	5	5
5	2	Реж.2	24	8	-	-	8	8
6	2	Реж.2	30	10	-	-	10	10
7	2	Реж.2	40	10	-	-	15	15

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

Схема 16. Фони́рование при возникновении умеренных болей в спине.

День	Кол-во процедур в сутки	Режим	Энергия виброфонов, области и время фони́рования в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон					
			Левый Энергия 3	Правый Энергия 2				
			К	М	S7	S3	S↔	S↓
1	4	Реж.1	17	5	3	3	3	3
2	4	Реж.1	17	5	3	3	3	3
3	4	Реж.2	18	5	3	3	3	4
4	3	Реж.2	20	7	-	3	5	5
5	2	Реж.2	24	8	-	-	8	8
6	2	Реж.2	30	10	-	-	10	10
7	2	Реж.2	40	10	-	-	15	15

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

Методика фони́рования суставов

Фони́рование проводят по **схемам 17-21** в положении лежа на спине. За один курс можно лечить не более двух суставов.

Примеры установки виброфонов на различные суставы изображены на рис. 2, 3. Виброфоны лучше фиксировать специальной манжетой.

Возможность обострения. При фони́ровании сустава иногда после **нескольких** процедур наступает обострение болезненных ощущений и **временное** усиление отека. Это связано с тем, что благодаря **микровибрации** усиливаются иммунные реакции.

Фони́рование не прекращают, и несколько дней обычно приходится потерпеть, поскольку принимать обезболивающие препараты не рекомендуется. Этот психологический барьер необходимо преодолеть. Микровибрация безупречно выполняет свою работу по очистке тканей от шлаков, а это всегда положительно для здоровья сустава. Можно использовать противовоспалительные средства, предписанные врачом.

Чтобы улучшить переносимость и уменьшить болезненность, можно внести следующие изменения в схему таким образом, чтобы фони́рование переносилось легко, в частности:

1) уменьшить время фониrowания сустава в течение одной процедуры. Количество процедур в сутки сокращать не рекомендуется;

2) перейти к фониrowанию только одного сустава, если процедуры выполнялись одновременно в отношении двух суставов.

Продолжительность курса. Продолжительность курса в большой степени зависит от тяжести, продолжительности и характера заболевания. При незапущенном заболевании курс до исчезновения болей и формирования нормальной подвижности сустава колеблется в пределах от нескольких недель до нескольких месяцев в зависимости от суммарного времени фониrowания и полноты соблюдения дополнительных мер. При запущенном заболевании могли развиваться необратимые процессы, и тогда фониrowание сможет только препятствовать дальнейшей деградации и некоторому снижению болезненности.

Дополнительные меры – те же, что и в разделе «Методика фониrowания позвоночника». При этом при заболеваниях суставов ног в процессе ходьбы особенно важно следить за плавностью и мягкостью походки, не бегать и не прыгать. При спуске по лестнице опускаться на здоровую ногу, а больную приставлять к здоровой. Точно так же при подъеме: опираться на здоровую, а больную ногу приставлять.

В процессе реабилитации сустава соблюдать постепенное увеличение нагрузки и ее равномерное распределение в течение дня.



Артроз, артрит, повреждения мениска

Фонирование проводят по **схемам 17-19** в зависимости от сустава, в котором имеется проблема. Процедуры повторяют **2-3 раза в сутки**. Схемы 17 и 18 разделены на две части: в каждую процедуру необходимо выполнять обе части.

Виброфоны в области голени устанавливают на передние и задние мышцы (рис. 3). При фонировании области ПЛУ, виброфоны устанавливают на паховые лимфатические узлы той ноги, на которой находится пораженный сустав (рис. 8).

ВНИМАНИЕ! Перед началом применения выбранной схемы ознакомьтесь с подразделом “Методика фонирования суставов”.

Схема 17. Фонирование при заболевании тазобедренного сустава. Часть 1.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фонирования в минутах			
		Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон			
		Постоянно	1 установка		2 установка
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 3		Правый Энергия 2
		К	Мышцы левой голени	Мышцы правой голени	М
1	Реж.1	9	2	2	5
2	Реж.1	12	3	3	6
3	Реж.2	15	4	4	7
4-5	Реж.2	18	5	5	8
6-7	Реж.2	21	6	6	9
8-9	Реж.2	24	7	7	10
10-11	Реж.2	26	7	7	12
12-13	Реж.2	28	7	7	14
далее	Реж.2	30	7	7	16

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

Схема 17. Фонирование при заболевании тазобедренного сустава Часть 2.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фонирования в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон					
		Левый Энергия 4		Правый Энергия 2			
		Сустав		Е3	Е31	Е4	ПЛУ
1	Реж.1	4		1	1	1	1
2	Реж.1	6		2	2	1	1
3	Реж.2	8		2	2	2	2
4-5	Реж.2	10		3	3	2	2
6-7	Реж.2	12		3	3	3	3
8-9	Реж.2	14		4	4	3	3
10-11	Реж.2	16		4	4	4	4
12-13	Реж.2	18		5	5	4	4
далее	Реж.2	20		5	5	5	5

* **ПЛУ** область паховых лимфатических узлов

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.



Схема 18. Фони́рование при заболевании голеностопного, коленного сустава (артроз артрит, незапущенное отслоение мениска). Часть 1.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фони́рования в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон			
		Постоянно	1 установка		2 установка
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 3		Правый Энергия 2
		К	Мышцы левой голени	Мышцы правой голени	М
1	Реж.1	9	2	2	5
2	Реж.1	12	3	3	6
3	Реж.2	15	4	4	7
4-5	Реж.2	18	5	5	8
6-7	Реж.2	21	6	6	9
8-9	Реж.2	24	7	7	10
10-11	Реж.2	26	7	7	12
12-13	Реж.2	28	7	7	14
далее	Реж.2	30	7	7	16

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.



Схема 18. Фони́рование при заболевании голеностопного, коленного сустава (артроз артрит, незапущенное отслоение мениска). Часть 2.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фони́рования в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон					
		Левый Энергия 4		Правый Энергия 2			
		Сустав		Е3	Е31	Е4	ПЛУ
1	Реж.1	4		1	1	1	1
2	Реж.1	6		2	2	1	1
3	Реж.2	8		2	2	2	2
4-5	Реж.2	10		3	3	2	2
6-7	Реж.2	12		3	3	3	3
8-9	Реж.2	14		4	4	3	3
10-11	Реж.2	16		4	4	4	4
12-13	Реж.2	18		5	5	4	4
далее	Реж.2	20		5	5	5	5

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

Схема 19. Фони́рование при заболевании суставов рук.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фони́рования в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон				
		Постоянно	1 установка		2 установка	
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 2		Правый Энергия 4	
		К	М	D2	E1	Сустав
1-2	Реж.1	10	3	1	1	5
3-4	Реж.1	15	4	2	2	7
5-6	Реж.2	20	5	3	3	9
7-8	Реж.2	25	6	4	4	11
9-10	Реж.2	30	7	5	5	13
11-12	Реж.2	33	8	5	5	15
13-14	Реж.2	36	9	5	5	17
далее	Реж.2	40	10	5	5	20

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

Пяточная шпора

Причины. Как и другие заболевания суставов, пяточная шпора образуется в результате нарушения системы нейромышечной амортизации (подраздел “Общие положения” в разделе «Заболевания позвоночника и суставов»). Мышцы голени испытывают недостаток питания из-за дефицита микровибрации и в недостаточной степени амортизируют удары при движении. Пяточная шпора образуется в результате большого скопления погибших клеток в месте крепления сухожильной связки.

Цель фони́рования. Фонирование способствует утилизации погибших клеток из области пятки, а также восстановлению тонуса мышц голени для улучшения работы системы нейромышечной амортизации.

Методика. Фонирование проводят по **схеме 20**. Процедуры повторяют **2-3 раза в сутки**.

При фонировании голени виброфоны устанавливают на переднюю и заднюю мышцы голени той ноги, на которой образовалась пяточная шпора. Пример установки виброфонов показан на рис. 3

ВНИМАНИЕ! Перед началом применения схемы ознакомьтесь с подразделом “Методика фонирования суставов”.

Схема 20. Фонирование при пяточной шпоре.

День	Энергия виброфонов, режим, области и время фонирования в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон					
	Часть 1				Часть 2	
	Режим	Левый Энергия 3	Правый Энергия 3		Режим	Правый Энергия 3
		К	Область пятки	Мышцы голень		Область пятки
1	Реж.1	10	5	5	Реж.3	5
2	Реж.1	12	6	6	Реж.4	6
3	Реж.2	14	7	7	Реж.6	7
4	Реж.2	16	8	8	Реж.4	8
5	Реж.2	18	9	9	Реж.6	9
далее	Реж.2	20	10	10	Чередовать 4 и 6 режим	10

Порядок проведения процедур приведен на страницах 19-20.

В первой части фонировуют область К(левый) и области пятки и

мышц голени (правый). Во второй части левый преобразователь отключают и правым фонируют область пятки.

Подагра

Причины. В отличие от других заболеваний суставов, которые в первую очередь вызваны нарушениями системы нейромышечной амортизации, подагра – заболевание, связанное с нарушением метаболизма мочевой кислоты в организме. Избыток этой кислоты и ее солей (уратов) накапливается в кровеносном русле и может откладываться в коже, хрящах и на суставах. Это приводит к развитию приступов подагрического артрита, а в почках – к образованию камней.

Цель фонирувания. Фонирование области почек способствует выведению (удалению) из организма мочевой кислоты и замедлению образования уратов.

Методика. Фонирование проводят по **схеме 21**. Процедуры повторяют **2-3 раза в сутки**.

ВНИМАНИЕ! Перед началом применения схемы ознакомьтесь с подразделом “Методика фонирувания суставов”.

Схема 21. Фонирование при подагре.

День	Ре- жим	Энергия виброфонов, области и время фонирувания в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон		
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 3	Левый Энергия 3
		К	Область пораженного сустава	К
1	Реж.1	3	3	7
2	Реж.1	5	5	8
3	Реж.2	7	7	9
4	Реж.2	9	9	10
5	Реж.2	12	12	10
6-7	Реж.2	15	15	10
8-9	Реж.2	18	18	10
10-11	Реж.2	21	21	10
12-13	Реж.2	25	25	10
далее	Реж.2	30	30	10

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

Вначале фонируют область К(левый) и область пораженного сустава (правый). Затем правый виброфон отключают и продолжают фонировать область К.

МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Аденома предстательной железы

Причины. Аденома (доброкачественная гиперплазия) предстательной железы – одно из следствий старения. Возрастные изменения проявляются в дефиците ресурсов для утилизации поврежденных клеток, скапливающихся в этой области вследствие физиологических особенностей строения семявыводящих путей: гиперплазия развивается в области выхода семявыводящего протока в мочеиспускательный канал.

Погибшие клетки являются источником строительных белков, поэтому необходимым условием успешного лечения аденомы является очистка от них области заболевания. Отсутствие строительных белков не даст возможности аденоме расти. Строительные белки выводятся исключительно с лимфой. Поэтому для замедления роста аденомы необходимо усиление лимфотока.

Интенсивность лимфотока определяется уровнем биологических микровибраций, которые образуются при сокращении мышечных клеток, расположенных в стенках мочевого пузыря, прямой кишки, мышц тазового дна и других тканях, окружающих предстательную железу. С возрастом сократительная активность мышечных клеток снижается и возникает дефицит биологических микровибраций. Дефициту биологических микровибраций способствуют запоры, заболевания позвоночника, не регулярная или чрезмерная половая жизнь, хроническая усталость.

Цель фонирувания. Фонирувание улучшает лимфоотток, снимает отек, что позволяет организму утилизировать избыток погибших клеток в данной области. Процедуры также способствуют укреплению мышц мочевого пузыря, мышц тазового дна. В результате рост аденомы останавливается, существенно улучшается струя мочи, сокращается число мочеиспусканий, уменьшается количество остаточной мочи.

Методика. Фонирувание проводят по **схеме 22**. Процедуры повторяют **2 раза в сутки 6-7 дней в неделю**. Данная методика применяется при ПСА-крови не более 4нг/мл и количестве остаточной мочи не более 150 мл.

Фонирувание проводят лежа на спине. При необходимости под область таза подкладывают небольшую подушку для обеспечения горизонтальности тела. Для фонирувания области промежности (П) устанавливают один виброфон в промежутке между анальным отверстием и корнем полового члена под мошонкой. Одновременно

второй виброфон устанавливают на область мочевого пузыря (МП) – в нижней части живота так, чтобы центр мембраны оказался выше лобка на 3-4 см.

Продолжительность курса. Курс фонирования длится 3 месяца, и его следует повторять 2 раза в год. Остальное время года проводят поддерживающие процедуры: 1-2 раза в неделю или по 1-2 процедуры в течение суток после каждого полового акта.

Схема 22. Фонирование при ДГПЖ (аденоме).

День	Энергия виброфонов, режим, области и время фонирования в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон						
	Часть 1					Часть 2	
	Режим	Левый Энергия 3	Правый Энергия 2			Режим	Левый Энергия 3
		К	М	Е3	Е4		П и МП
1-2	Реж.1	10	5	3	2	Реж.1	5
3-4	Реж.1	12	6	3	3	Реж.1	6
5-6	Реж.2	14	7	4	3	Реж.2	7
7-8	Реж.2	16	8	4	4	Реж.2	8
9-10	Реж.2	18	9	5	4	Реж.2	9
11-12	Реж.2	20	10	5	5	Реж.3	10
13-14	Реж.2	22	10	6	6	Реж.3	11
15-16	Реж.2	24	10	7	7	Реж.3	12
17-18	Реж.2	26	10	8	8	Реж.3	13
19-20	Реж.2	28	10	9	9	Реж.3	14
далее	Реж.2	30	10	10	10	Реж.3 или 2	15

Во время первой части фонировать области К+М, затем К+Е3, затем К+Е4. Далее правый преобразователь отключают и фонировать промежность и мочевой пузырь. При большом весе более 90 кг правый виброфон не отключают, а устанавливают на промежность, при этом оба виброфона левого преобразователя устанавливают на область мочевого пузыря. Часть 1 и часть 2 можно выполнять в разное время суток.

Простатит

Причины. Первопричиной простатита является часто повторяющееся неполное семяизвержение, приводящее к накоплению в предстательной железе и протоках погибших клеток. Погибшие клетки являются благоприятной почвой для инфекции, которая

может проникнуть через мочеиспускательный канал. Здоровые клетки для инфекции недоступны и они являются основой иммунитета организма. Погибшие клетки содержат много «строительного материала», позволяющего проникшей инфекции активно размножаться. В результате развивается воспалительный процесс, именуемый простатитом. Для излечения простатита необходимо очистить ткани от погибших клеток в области предстательной железы и, что более важно, предупредить их накопление вновь.

Цель фони́рования. Фони́рование проводят с целью улучшения работы специальных мышечных клеток, обеспечивающих семяизвержение и эрекцию, а также с целью улучшения лимфооттока. Это позволяет организму утилизировать избыток погибших клеток из области предстательной железы и ее протоков. Вывод погибших клеток – обязательное условие излечения простатита.

Методика. Фони́рование проводят по **схеме 23**. Процедуры повторяют **3 раза в сутки первый месяц, далее – 2 раза в сутки**.

Фони́рование проводят лежа на спине. При необходимости под область таза подкладывают небольшую подушку для обеспечения горизонтальности тела.

Для фони́рования области промежности (П) устанавливают один виброфон в промежутке между анальным отверстием и корнем полового члена под мошонкой. Одновременно второй виброфон устанавливают на область мочевого пузыря (МП) – в нижней части живота так, чтобы центр мембраны оказался выше лобка на 3-4 см.

Фони́рование можно совмещать с лекарственной терапией. Лечение **острого простатита** сочетают с применением антибиотиков, назначенных урологом.

Если **при выполнении процедур по схеме 23 эффект недостаточен, вероятно есть другие факторы**, которые способствуют поддержанию **воспалительного процесса**.

1) **Наиболее вероятной причиной** может быть большой процент погибших сперматозоидов, поступающих из яичка. К сожалению, проводимые анализы спермы не дают сведений о количестве погибших сперматозоидов среди неподвижных сперматозоидов. Количество неподвижных может быть в норме, но процент погибших уже может оказаться достаточным для поддержания воспаления. Чтобы уменьшить процент погибших сперматозоидов, можно пройти лечение по **методике фони́рования при мужском бесплодии** в течение 2-3 месяцев.

2) Другой причиной, тормозящей выздоровление, может быть грыжа межпозвоночного диска в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Если имеется грыжа, то сначала необходимо пройти

курс по **методике фони́рования при межпозвоночной грыже**, и в дальнейшем соблюдать меры по защите здоровья позвоночника.

3) Третьей причиной, поддерживающей воспалительный процесс, могут быть камни в предстательной железе (**калькулезный простатит**). При калькулезном простатите воздействие на область П и МП не проводят, а заменяют ее на фони́рование паховых лимфатических узлов (ПЛУ). Фони́рование проводят **по схеме 24**.

Возможность обострения. Если простатит сочетается с заболеванием мочевого пузыря, в первые дни с мочой могут выходить продукты очистительно-восстановительных процессов. Через несколько дней моча становится прозрачной, боли проходят, значительно сокращается число мочеиспусканий, улучшается потенция, удлиняется половой акт.

При хроническом простатите, даже при **постепенном увеличении** времени процедуры, может возникнуть **обострение болезненности** в области предстательной железы. Процедуры **не прекращают**, однако некоторое время не увеличивают **время фони́рования** до исчезновения болезненности. Если болезненность возникла уже после выхода на максимальное время **фони́рования**, то можно вернуться на 22-й день схемы фони́рования и повторить набор дозы.

При наличии невыявленных патологий в области пояснично-крестцового отдела позвоночника, через несколько дней могут появиться болезненные ощущения в области поясницы или даже боль, отдающая в ногу или другие области нижней части тела. В этом случае для уменьшения остроты реакции организма возвращаются к началу и продолжают с первого дня схемы фони́рования.

Продолжительность курса. Фони́рование продолжают до достижения **необходимого результата**. Продолжительность курса зависит от **общего состояния** и от степени анатомических нарушений в простате. По достижении желаемого результата во избежание рецидива проводят поддерживающие процедуры 1-2 раза в сутки 4-6 раз в неделю.

Дополнительные меры. Важно соблюдать умеренность в половой жизни в течение 3-6 месяцев: частота половых отношений на период проведения основного курса фони́рования 1 раз в 1-2 недели.

В холодное время года ноги и область таза необходимо держать в тепле (например, теплый трикотаж под брюки).

Схема 23. Фонирующие при простатите.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фонирувания в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон					
		Часть 1					Часть 2
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 2				Левый Энергия 3
		К	М	ЕЗ	ЕЗ1	Е4	П и МП
1-3	Реж.1	10	4	2	2	2	3
4-6	Реж.1	13	5	3	3	2	4
7-9	Реж.2	16	6	4	3	3	5
10-12	Реж.2	19	7	4	4	4	6
13-15	Реж.2	22	8	5	4	5	7
16-18	Реж.2	25	9	6	5	5	8
19-21	Реж.2	27	10	7	5	5	9
22-24	Реж.2	28	10	8	5	5	10
25-27	Реж.2	29	10	9	5	5	11
28-30	Реж.2	30	10	10	5	5	12
31- 33	Реж.2	30	10	10	5	5	13
34-36	Реж.2	30	10	10	5	5	14
далее	Реж.2	30	10	10	5	5	15

Во время первой части фонируют области К+М, затем К+ЕЗ, затем К+ЕЗ1, затем К+Е4. Далее правый преобразователь отключают и фонируют промежность и мочевого пузыря.

Схема 24. Фони́рование при калькулезном простатите. Процедуры повторяют 2-3 раза в сутки.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фони́рования в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон					
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 2				
		К	М	Е3	Е31	Е4	ПЛУ
1-3	Реж.1	12	4	2	2	2	2
4-6	Реж.1	15	5	3	3	2	2
7-9	Реж.2	19	6	4	3	3	3
10-12	Реж.2	23	7	4	4	4	4
13-15	Реж.2	27	8	5	4	5	5
16-18	Реж.2	30	9	6	5	5	5
19-21	Реж.2	32	10	7	5	5	5
22-24	Реж.2	33	10	8	5	5	5
25-27	Реж.2	34	10	9	5	5	5
28-30	Реж.2	35	10	10	5	5	5
далее	Реж.2	35	10	10	5	5	5

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

Преждевременная эякуляция

Причины. Одной из причин раннего семяизвержения является воспаление семенного холмика, являющегося иногда первичным заболеванием, а иногда следствием других воспалительных процессов (простатита, уретрита и других). Другая причина раннего семяизвержения может быть в следующем. Извержение семени происходит благодаря мощной динамической волне (аналогично рвотному рефлексу), требующей слаженной работы мышечных групп мужских половых органов. Извержение семени проходит успешно только при сохраняющейся эрекции, нормальной проводимости нервных путей и достаточном запасе ресурсов в мышечных структурах обеспечения эрекции и семяизвержения. Воспалительные процессы расстраивают этот сложный процесс, нарушая проводимость нервных путей, кровоснабжение тканей и ограничивая тем самым темп восстановления мужских ресурсов. Нарушения проводимости нервных путей начинаются из-за проблем в области

пояснично-крестцового отдела позвоночника.

Цель фони́рования. Фонирование способствует улучшению тонуса мышц в проблемной области и ликвидации воспалительных процессов (при их наличии). Воздействие на область пояснично-крестцового отдела позвоночника позволяет восстановить проводимость нервных путей от мужских половых органов до коры головного мозга.

Методика. Фонирование проводят по методике фони́рования при простатите (**схема 23**). При этом очень важно обязательно фонировать пояснично-крестцовый отдел позвоночника (Е3, Е31, Е4).

Продолжительность курса: 1-3 месяца, далее профилактически по 1-2 процедуры в течение суток после полового акта.

Импотенция

Причины. Эрекция возникает за счет слаженной работы специальной группы мышц, в результате которой происходит наполнение пещеристых тел полового члена кровью. Эти «мышцы обеспечения эрекции» синхронно с сердечным сокращением пережимают кровеносные сосуды так, чтобы на пике пульсовой волны кровь проходила через сжатый мышцами сосуд, а обратно – нет. В результате в пещеристом теле полового члена возникает постоянное высокое давление, что и обеспечивает эрекцию. Величина эрекции (давление крови в пещеристом теле) зависит от того, насколько хорошо работают мышцы обеспечения эрекции. Продолжительность эрекции зависит от количества накопленных мышечных ресурсов и эффективности управления ими.

Цель фони́рования. Фонирование мышечных структур в области промежности и мочевого пузыря (области П и МП) способствует насыщению мышечных клеток ресурсами и, соответственно, усиливает величину эрекции. Фонирование области позвоночника (области Е3, Е31, Е4) улучшает проводимость нервных путей управления эрекцией, что способствует увеличению продолжительности эрекции.

Методика. Фонирование проводят по **схеме 25**. Процедуры повторяют **1-3 раза в сутки**. Иногда достаточно местного воздействия на промежность и область мочевого пузыря (П и МП), но эффект пропорционален суммарной накопленной дозе и количеству областей фони́рования.

Фонирование проводят лежа на спине. При необходимости под область таза подкладывают небольшую подушку для обеспечения горизонтальности тела.

Для фони́рования области промежности (П) устанавливают один виброфон в промежутке между анальным отверстием и корнем полового члена под мошонкой. Одновременно второй виброфон устанавливают на область мочевого пузыря (МП) – в нижней части живота так, чтобы центр мембраны оказался выше лобка на 3-4 см.

Продолжительность курса: 1-3 месяца, далее профилактически по 1-2 процедуры в течение суток после полового акта.

Схема 25. Фони́рование для улучшения эрекции.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фони́рования в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон					
		Часть 1					Часть 2
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 2				Левый Энергия 3
		К	М	ЕЗ	ЕЗ1	Е4	П и МП
1	Реж.1	10	4	2	2	2	3
2	Реж.1	13	5	3	3	2	5
3	Реж.2	16	6	4	3	3	7
4	Реж.2	19	7	4	4	4	8
5	Реж.2	22	8	5	4	5	9
6	Реж.2	25	9	6	5	5	10
7	Реж.2	27	10	7	5	5	11
8	Реж.2	28	10	8	5	5	12
9	Реж.2	29	10	9	5	5	13
10	Реж.2	30	10	10	5	5	14
далее	Реж.2	30	10	10	5	5	15

Во время первой части фони́руют области К+М, затем К+ЕЗ, затем К+ЕЗ1, затем К+Е4. Далее правый преобразователь отключают и фони́руют промежность и мочевой пузырь. При большом весе более 90 кг правый виброфон не отключают, а устанавливают на промежность, при этом оба виброфона левого преобразователя устанавливают на область мочевого пузыря. Часть 1 и часть 2 можно выполнять в разное время суток.

Бесплодие у мужчин

Причины. Одна из частых причин невозможности зачать ребенка имеет функциональную природу – низкая жизнеспособность и

активность сперматозоидов. Прежде чем сперматозоид попадет из яичка в предстательную железу, он должен проделать очень длинный путь. Если передвижение будет медленным, а запасы ресурсов малыми, то это приведет к истощению ресурсов сперматозоидов и даже их гибели. Это своего рода испытание на жизнеспособность, которая зависит от условий, в которых сперматозоиды созревают: кровоснабжения, венозного и лимфатического оттока и уровня микровибраций, создаваемых мышечными тканями, окружающими яичко.

Если у супругов нет детей, а желание их иметь есть, то в целях сохранения семейной гармонии, прежде чем искать виновного, обоим рекомендуется пройти фони́рование (схемы 26 и 27). Это позволит устранить наиболее частую функциональную причину отсутствия детей.

Цель фони́рования – компенсация дефицита микровибраций в области ресурсообеспечивающих и детородных органов, улучшение кровоснабжения, венозного и лимфатического оттока. В результате условия созревания и выживания сперматозоидов становятся более благоприятными, их жизнеспособность увеличивается. Улучшается спермограмма. Метод дает положительный результат даже тогда, когда другие средства не помогают (при отсутствии патологических причин). С каждой процедурой эффект накапливается.

Методика. Фони́рование проводят по **схеме 26**. Процедуры повторяют **2 раза в сутки (утром и вечером) 5-6 дней в неделю**, при этом области Е3 и Е4 чередуют от процедуры к процедуре.

При **местном воздействии** виброфоны устанавливаются в центре мошонки между яичками (область ЦММЯ). Для удержания виброфона можно воспользоваться облегчающими плавками.

Продолжительность курса. Фони́рование продолжают до достижения желаемого результата, который может наступить через 1-3 месяца. Крайний срок ожидания результата (хорошая спермограмма или беременность) – 9 месяцев при условии проведения 2 процедур в сутки.

Дополнительные меры: соблюдать оптимальную частоту половых актов – 1-2 раза в неделю.

Схема 26. Фони́рование при мужском бесплодии.

День	Ре- жим	Энергия виброфонов, области и время фони́рования в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон				
		Часть 1		Часть 2		
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 3	Левый Энергия 2	Правый Энергия 2	
		К	ЦММЯ	М	Е3 утро	Е4 вечер
1	Реж.1	5	5	5	5	5
2	Реж.1	7	7	6	6	6
3	Реж.2	9	9	7	7	7
4	Реж.2	11	11	8	8	8
5	Реж.2	13	13	9	9	9
6	Реж.2	15	15	10	10	10
7	Реж.2	15	15	10	10	10
далее	Реж.2	15	15	10	10	10

Во время первой части фонируют области К+ЦММЯ.

Во время второй части фонируют области М+Е3 утром или М+Е4 вечером.



ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Бесплодие у женщин

Причины. Одна из частых причин отсутствия детей – функциональное бесплодие, которое у женщин связано с недостаточностью ресурсов детородных органов для вынашивания и рождения ребенка. Если у супругов нет детей, а желание их иметь есть, то в целях сохранения семейной гармонии, прежде чем искать виновного, обоим рекомендуется пройти фони́рование (схемы 26 и 27). Это позволит устранить наиболее частую функциональную причину отсутствия детей.

Цель фони́рования – увеличение общих ресурсов женщины с акцентом на ресурсах детородных органов. Метод дает положительный результат даже тогда, когда другие средства не помогают (при отсутствии патологических причин). С каждой процедурой эффект накапливается.

Методика. Фони́рование проводят по **схеме 27** в положении лежа на спине. Процедуры повторяют **2-3 раза в сутки 5-6 дней в неделю**. До и после каждой процедуры фони́рования рекомендуется выполнить упражнение «качели на локтях».

Продолжительность курса. Желаемый результат может наступить через 1-3 месяца. Однако для лучшей переносимости беременности и в целях улучшения здоровья будущего ребенка не следует планировать зачатие прежде, чем будет выполнена 3-х месячная программа подготовки к беременности. Начиная с этого времени, после каждой попытки зачатия рекомендуется сразу подложить подушку под область таза и полежать так 10-15 минут. Крайний срок ожидания результата – 9 месяцев при условии проведения 2 процедур в сутки.

Схема 27. Фони́рование при женском бесплодии. Программа подготовки к беременности.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фони́рования в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон					
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 2				
		К	М	М1	Е3	Е31	Е4
1-3	Реж.1	10	2	2	2	2	2
4-6	Реж.1	15	4	2	3	3	3
7-9	Реж.2	20	6	3	4	4	3
10-12	Реж.2	25	8	4	5	4	4
13-15	Реж.2	29	10	5	5	5	4
16-17	Реж.2	33	12	6	5	5	5
далее	Реж.2	35	13	7	5	5	5

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

Болезненные менструации

Причины. Во время менструации должна произойти очистка от всего, что отслужило свой срок. Это в большей степени биомеханический процесс, чем биохимический. Для очистки нервная система поочередно и согласованно возбуждает мышечные слои матки и проходов, чтобы отделить и выгнать все ненужное наружу. Эффективность этого процесса зависит от согласованности работы всех мышечных слоев и групп. Процесс очистки проходит на клеточном уровне и поэтому на его эффективность решающим образом влияют микровибрации, создаваемые тонусом мышечных слоев. Весь процесс возбуждения мышечных клеток осуществляется нервными импульсами, передаваемыми через нервные корешки спинного мозга. При недостатке питания отдельные нервные клетки не проводят импульсы. Это вносит «разлад» в организацию мышечных сокращений и снижает уровень микровибраций. Отдельные мышечные группы оказываются малоактивными, а другие, наоборот, испытывают перегрузку, вызывая разного рода болезненности. Выделения происходят неравномерно. Возникшие затруднения организм пытается компенсировать усилением активности матки, что вызывает избыточный поток венозной крови через воротную вену в печень. Это может вызвать тошноту, рвоту, головную боль, потливость, озноб, тахикардию.

Цель фони́рования. Фони́рование способствует улучшению

равномерного тонуса всех мышц области матки и проходов. Воздействие на область пояснично-крестцового отдела восстанавливает проводимость нервных импульсов от матки до коры головного мозга.

Методика. Фони́рование проводят последовательно по **схемам 28 и 29**. Первый курс начинают сразу после менструации по схеме 28. Повторные курсы проводят по схеме 29. Процедуры повторяют **1-2 раза в сутки 6-7 дней в неделю**.

И при первом курсе, и при повторных в период менструации область М1 отдельно фонируют по 3 минуты еще 1-3 раза с интервалом не менее 2 часов, чтобы в сумме на область М1 было 4 процедуры.

Схема 28. Фони́рование при болезненных менструациях. Первый курс.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фони́рования в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон					
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 2				
		К	М	М1	Е3	Е4	
1-3	Реж.1	10	2	2	3	3	
4-6	Реж.1	15	6	3	3	3	
7-9	Реж.2	20	8	4	4	4	
10-12	Реж.2	25	10	5	5	5	
13-15	Реж.2	28	12	6	5	5	
далее до менструации	Реж.2	32	15	7	5	5	
период менструации	Реж.2	30	17	3	5	5	

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

Схема 29. Фони́рование при болезненных менструациях. Повторные курсы.

Период	Режим	Энергия виброфонов, области и время фони́рования в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон				
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 2			
		К	М	М1	Е3	Е4
период между менструациями	Реж.1	32	15	7	5	5
Период менструации	Реж.1	30	17	3	5	5

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

Нарушение менструального цикла

Причины. Функциональные нарушения менструального цикла наблюдаются:

- при становлении менструаций в подростковом возрасте;
- при приеме пероральных контрацептивов;
- после родов;
- после аборта;
- при общем истощении организма.

Первопричиной функционального нарушения, как правило, является дефицит микровибраций, приводящий к недостаточности перемещения веществ и клеток, лимфодренажа, кровоснабжения органов в области яичников и нарушения проводимости нервных путей, управляющих и контролирующих их функции.

Цель фони́рования. Фони́рование способствует компенсации дефицита микровибраций в указанных областях и является эффективной мерой нормализации менструального цикла.

Методика. Фони́рование проводят по **схемам 28 и 29**. Первый курс проводят по схеме 28. Его начинают сразу после окончания менструации, если менструации отсутствуют – в любой день. Повторные курсы проводят по схеме 29.

Серозный мастит

Причины. Как правило, серозный мастит (не путать с гнойным) является следствием лактостаза.

Цель фони́рования – устранение застойных явлений, улучшение лимфодренажа и повышение местного иммунитета, ускорение

заживления трещин, через которые может проникнуть инфекция.

Методика. Фони́рование проводят по **схеме 30**. Процедуры повторяют **2-3 раза в сутки 7 дней в неделю**.

Виброфоны на область заболевания (молочная железа) устанавливают рядом с болезненными уплотнениями на здоровые ткани груди, расположенные ближе к подмышечной впадине (лимфоузлам подмышкой).

Схема 30. Фони́рование при серозном мастите.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фони́рования в минутах				
		Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон				
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 2			
		К	М	D2	E1	Область заболевания
1	Реж.1	10	3	2	2	3
2	Реж.1	15	5	3	3	4
3	Реж.2	18	7	3	3	5
4	Реж.2	21	9	3	3	6
5	Реж.2	23	10	3	3	7
6	Реж.2	26	12	3	3	8
7-14	Реж.2	30	14	3	3	10

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

Лактостаз

Причины. Лактостаз или застой молока в некоторых протоках молочных желез может произойти по разным причинам: ребенок слабо сосет, неправильное положение ребенка у груди при кормлении, недостаточное сцеживание при гиперлактации, обезвоживание в жару, травмы и ушибы груди, переутомление и другие. Длительно сохраняющийся лактостаз заканчивается неинфицированным (серозным) маститом.

Цель фони́рования – устранение застойных явлений в протоках молочных желез.

Методика. Фони́рование проводят по **схеме 31**. Процедуры повторяют **4 раза в сутки**.

Продолжительность курса: до исчезновения симптомов и еще 2 дня после.

Схема 31. Фони́рование при лактоста́зе.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фони́рования в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон	
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 2
		К	Центр груди 4 см выше соска
1 и далее	Реж.1	5	5

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

Улучшение лактации

Причины. Одна из причин недостаточности молока – недостаточность общих и местных ресурсов в организме мамы. Во время родов организм матери теряет много ресурсов и он не успевает их восстановить к началу кормления.

Цель фони́рования – общая и местная ресурсная поддержка организма.

Методика. Фони́рование проводят по **схеме 32**. Процедуры повторяют **2-4 раза в сутки** после кормления.

Продолжительность курса: весь период кормления и еще 2 недели.

Схема 32. Фони́рование для улучшения лактации и профилактики лактоста́за.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фони́рования в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон			
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 2		
		К	М	Центр левой груди 4 см выше соска	Центр правой груди 4 см выше соска
1 и далее	Реж.1	15	5	5	5

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

УРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Почечная недостаточность

Причины. При почечной недостаточности прослеживается выраженное нарушение кровообращения почки и лимфооттока. При почечной недостаточности электролитный состав крови нарушен, что сопровождается компенсаторным снижением сократительной активности мышечных клеток и дефицитом собственных микровибраций. Дефицит микровибраций в свою очередь ведет к недостаточности питания и регенеративных процессов и, как следствие, к дальнейшей деградации функции почек. Поэтому компенсация дефицита микровибраций – важнейшее условие восстановления функции почек. Для почек микровибрация особенно важна, поскольку она участвует в обеспечении фильтрующей (выделительной) и абсорбирующей функции почек.

Деградация функции почки развивается постепенно. В крови увеличивается количество азотистых шлаков (мочевина, креатинин), меняется электролитный состав крови. При хронической почечной недостаточности происходят необратимые изменения в жизненно важных органах - печени, сердце, селезенке, головном мозге, желудке, кишечнике и др.

На определенной стадии почки теряют способность концентрировать мочу и выводят из организма большое количество жидкости (2,5 - 4 литра мочи в сутки). Затем почки прекращают функционировать, не выделяя мочу совсем (анурия). На этом этапе человек обычно погибает, если не прибегнуть к гемодиализу.

Цель фонирования. Фонирование компенсирует дефицит микровибрации, улучшает кровоснабжение и лимфоотток в области почек. Воздействие на область грудного отдела позвоночника восстанавливает проходимость нервных путей, связывающих почки с корой головного мозга.

Методика. Фонирование проводят по **схеме 33**. Процедуры повторяют **2-3 раза в сутки**.

Продолжительность курса: 3 месяца. Курс повторяют 2 раза в год. В остальное время проводят поддерживающие процедуры: фонировать только области почек (К) и печени (М) 2 раза в сутки 7 дней в неделю.

Схема 33. Фонирование при почечной недостаточности.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фонирования в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон			
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 2		
		К	М	Е2	нижняя Е11/ верхняя Е21
1-2	Реж.1	6	2	2	2
3-4	Реж.1	8	3	3	2
5-6	Реж.2	10	4	3	3
7-8	Реж.2	12	5	4	3
9-10	Реж.2	14	6	4	4
11-12	Реж.2	16	7	5	4
13-14	Реж.2	18	8	5	5
15-16	Реж.2	20	10	5	5
17-18	Реж.2	23	12	6	5
19-20	Реж.2	26	14	6	6
далее	Реж.2	30	16	7	7

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

Хронический пиелонефрит

Причины. Ослабление местного иммунитета, вызванное недостаточностью кровоснабжения, лимфооттока и дефицита микровибраций в области почечной лоханки и паренхимы почки.

Цель фонирования – повышение местного иммунитета, улучшение кровоснабжения, лимфооттока.

Методика. Фонирование проводят по **схеме 34**. Процедуры повторяют **2-3 раза в сутки**. В острой фазе хронического пиелонефрита фонирование проводится в сочетании с медикаментозной терапией, в стадии ремиссии – без нее.

Возможность обострения. Лечение хронического пиелонефрита может протекать с временным обострением. Процедуры фонирования не прекращают.

Продолжительность курса. Лечение проводят до выздоровления (отсутствие симптомов заболевания и нормальные анализы мочи). Далее поддерживающие процедуры: фонируют только обла-

сти почек (К) и печени (М) 1-2 раза в сутки 5-7 дней в неделю.

Схема 34. Фоноирование при пиелонефрите.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фоноирования в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон			
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 2		
		К	М	Е2	Нижняя Е11 и верхняя Е21
1-2	Реж.1	2	-	-	-
3-4	Реж.1	4	2	1	1
5-6	Реж.2	6	2	2	2
7-8	Реж.2	8	3	3	2
9-10	Реж.2	10	4	3	3
11-12	Реж.2	12	5	4	3
13-14	Реж.2	14	6	4	4
15-16	Реж.2	16	7	5	4
17-18	Реж.2	18	8	5	5
19-20	Реж.2	20	10	5	5
21-22	Реж.2	23	12	6	5
23-24	Реж.2	26	14	6	6
далее	Реж.2	30	16	7	7

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

Цистит и нарушение мочеиспускания

Причины – ослабление местного иммунитета, вызванное недостаточностью кровоснабжения, лимфооттока и дефицита микровибраций в области мочевого пузыря и мочеиспускательного канала. Причины нарушения мочеиспускания: слабость мышечного сфинктера, нарушение его иннервации и иннервации мочевого пузыря.

Цель фоноирования. Фоноирование проводят с целью улучшения кровоснабжения и снятия отека в области малого таза, мочевого пузыря и нормализации тонуса мышц мочевого пузыря и мышечного сфинктера. Это позволяет устранить болевые ощущения, воспалительные явления в мочевом пузыре, нормализовать мочеиспускание, устранить причину недержания и улучшить общее состояние.

Методика. Фоноирование проводят по **схеме 35**. Процедуры повторяют **2-3 раза в сутки**. В стадии обострения цистита фоноирование выполняется в сочетании с медикаментозной терапией. В стадии ремиссии фоноирование можно проводить без противовоспа-

лительных средств. На область мочевого пузыря (МП) оба виброфона устанавливают в нижней части живота так, чтобы центры мембран оказались выше лобка на 3-4 см.

Возможность обострения. При наборе дозы, на 3-5 день увеличения времени фонирувания позвоночника, могут появиться болезненные ощущения, вызванные восстановлением чувствительности нервных тканей в зонах хронического отека. Фонирование, несмотря на болезненность, продолжают.

Продолжительность курса: до полного выздоровления, далее переходят к поддерживающим процедурам: 1-2 раза в сутки 2-6 раз в неделю.

Схема 35. Фонирование при цистите и нарушении мочеиспускания.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фонирувания в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон					
		Часть 1					Часть 2
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 2				Левый Энергия 3
		К	М	Е3	Е31	Е4	МП
1	Реж.1	10	4	2	2	2	3
2	Реж.1	12	4	3	3	2	5
3	Реж.2	14	5	3	3	3	7
4	Реж.2	16	5	4	4	3	9
5	Реж.2	18	6	4	4	4	11
6	Реж.2	20	6	5	5	4	13
7	Реж.2	22	7	5	5	5	15
8	Реж.2	23	8	5	5	5	15
9	Реж.2	24	9	5	5	5	15
10	Реж.2	25	10	5	5	5	15
далее	Реж.2	25	10	5	5	5	15

В первой части порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20. Во второй части правый виброфон отключается, а левый устанавливается на мочевой пузырь.

Энурез и энкопрез

Причины. В норме, начиная с шести месяцев жизни, возникают

и к трем годам формируются стойкие связи между рецепторами органов физиологического отправления (мочевой пузырь, сфинктер заднего прохода и прямой кишки), спинальными центрами, подкорковыми образованиями и корой головного мозга, в результате чего акт мочеиспускания и дефекации становятся управляемыми и носят условно рефлекторный характер. Если сигналы от рецепторов органов физиологического отправления доходят до коры головного мозга ослабленными, то и контроль за мочеиспусканием и дефекацией тоже ослаблен. Это может проявляться произвольным мочеиспусканием (энурез)/ дефекацией (энкопрез), которые возникают в процессе психического либо физического напряжения. Таким образом, причины – слабость сигналов от рецепторов органов физиологического отправления или их ослабление при прохождении через спинной мозг. Очень часто диагноз энурез сопровождается и энкопрезом.

Цель фони́рования. Фони́рование улучшает кровоснабжение спинного мозга и органов физиологического отправления, усиливая тем самым мощность сигналов в мозг. У процедуры фони́рования есть еще один важный плюс: она позволяет фиксировать внимание ребенка на этом участке его организма и способствовать выработке рефлексов появления ощущения:

- позыва на мочеиспускание вовремя, а не тогда, когда мочевой пузырь переполнен;

- позыва на дефекацию вовремя, а не тогда, когда терпеть уже невозможно.

Именно поэтому детям лучше проводить фони́рование несколько раз в день.

Методика. Фони́рование проводят по **схемам 36 и 37** в зависимости от **возраста**. При недостаточности эффекта, а также, если ребенок вял и неактивен, фони́рование проводят по **схемам 38 и 39**. Процедуры **повторяют 2-3 раза в сутки**.

Дополнительные меры. Чем раньше будут устранены функциональные причины, тем быстрее исчезнет и психическая составляющая. При этом не следует ребенка ругать и наказывать. Лучше начать процедуры фони́рования и воспользоваться традиционными рекомендациями:

- 1) не будить ребенка по ночам. Он ведь толком не может проснуться, не понимает, что от него хотят, наутро ничего не помнит. Такие побудки только истощают ослабленную нервную систему и не способствуют выработке рефлекса на мочеиспускание/дефекацию;
- 2) следить, чтобы ребенок физически не переутомлялся;
- 3) минимизировать психологический фактор, влияющий на психику

ребенка;

4) за 2 часа до сна прекратить прием жидкости;

5) перед сном ребенок должен опорожнить мочевой пузырь/кишечник;

6) научить ребенка каждый день перед сном ставить себе психологическую задачу – обязательно проснуться и сходить в туалет, если такая нужда возникнет. Похвалить, если постель будет сухой и чистой.

Схема 36. Фони́рование при энурезе и энкопрезе для детей до 10 лет.

День	Ре- жим	Энергия виброфонов, области и время фони́рования в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон			
		Часть 1		Часть 2	
		Левый Энергия 2	Правый Энергия 2	Левый Энергия 2	Правый Энергия 2
		К	МП	Е3	Е4
1-5	Реж.1	5	5	5	5
далее	Реж.1	10	10	7	7

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

Схема 37. Фони́рование при энурезе и энкопрезе для детей и подростков старше 10 лет.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фони́рования в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон			
		Часть 1		Часть 2	
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 3	Левый Энергия 2	Правый Энергия 2
		К	МП	Е3	Е4
1-5	Реж.1	5	5	5	5
далее	Реж.1	10	10	10	10

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

Схема 38. Усиленная методика фонирувания при энурезе и энкопрезе для детей до 10 лет.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фонирувания в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон					
		Часть 1			Часть 2		
		Левый Энергия 2	Правый Энергия 2		Левый Энергия 2	Правый Энергия 2	
		К	Е3	D1	МП	Е4	D2
1-5	Реж.1	5	3	2	5	3	2
далее	Реж.1	10	7	3	10	7	3

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

Схема 39. Усиленная методика фонирувания при энурезе и энкопрезе для детей и подростков старше 10 лет.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фонирувания в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон					
		Часть 1			Часть 2		
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 2		Левый Энергия 3	Правый Энергия 2	
		К	Е3	D1	МП	Е4	D2
1-5	Реж.1	7	5	2	7	5	2
далее	Реж.1	13	10	3	13	10	3

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Хронический гастрит и дуоденит

Причины. Гастрит – воспаление слизистой оболочки желудка. В последнее время считается, что в 90% случаев причиной хронического гастрита является поражение слизистой оболочки бактериями *Helicobacter pylori* (пилорическим хеликобактером). В то же время есть данные, что 90% людей, в желудках которых обнаружены бактерии *Helicobacter pylori*, не имеют никаких симптомов гастрита. То есть попадание инфекции в желудок не является достаточным условием заболевания. Здоровые клетки слизистой кишечника недоступны для инфекции, а вот погибшая (поврежденная) клетка

теряет способность защищаться и становится питательной средой для бактерий. В связи с этим при гастрите от инфекции страдает только небольшая часть слизистой – там, где имеется скопление погибших и поврежденных клеток. Такое место становится очагом проникновения бактерий в ткани и ответного развития воспалительного процесса.

Клетки слизистой гибнут довольно часто, но в норме их быстро распознают и утилизируют специализированные клетки иммунной системы организма. В «ненормальных» количествах погибшие и поврежденные клетки могут накапливаться в слизистой оболочке вследствие двух причин:

Из-за действия сильного повреждающего фактора (например, отравление) одновременно погибло намного больше клеток, чем обычно. По этой причине возникает острый (реактивный) гастрит, с которым организм обычно справляется самостоятельно, при условии устранения повреждающего фактора.

Организм перестал справляться с обычным процессом утилизации погибающих клеток. В этом случае речь идет уже о хроническом гастрите.

Таким образом, причиной хронического гастрита является накопление погибших клеток в слизистой желудка вследствие нарушения обычного процесса утилизации погибших клеток.

Цель фонирувания – восстановление тонуса мышечных тканей желудка, улучшение кровоснабжения. В результате очистка тканей от погибших клеток ускорится, инфекция останется без питания и естественным путем выведется из организма. Фонирувание грудного отдела позвоночника восстановит иннервацию желудка, а также стимулирует выход стволовых клеток, что способствует регенерации тканей.

Методика. Фонирувание проводят по **схеме 40**. Процедуры повторяют **2-3 раза в сутки 5-7 дней в неделю**. Фонирувание сочетается с медикаментозной терапией, но может проводиться и без нее.

Продолжительность курса – 3 месяца. Далее проводят повторные курсы по 1 месяцу 1-3 раза в год.

Дополнительные меры. Соблюдать диету (избегать острой, грубой пищи и т.д.), а также избегать нагрузок на позвоночник (подробнее в разделе «Методика фонирувания позвоночника»).

Дуоденит

Причины. Дуоденит – воспаление слизистой оболочки двена-

дцатиперстной кишки. Причины развития дуоденита те же, что и у гастрита, однако при дуодените также имеется нарушение функции выходного отдела желудка в двенадцатиперстную кишку (антрума), из-за чего в кишку из желудка попадает избыточное количество кислоты.

Цель фони́рования. Фонирование эпигастральной области (в проекции области боли на живот) является одним из наиболее эффективных методов восстановления работы антрума.

Методика. Фонирование проводят по методике фони́рования при гастрите (схема 40).

Схема 40. Фонирование при гастрите и дуодените.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фони́рования в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон					
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 2				
		К	Проекция области боли на живот	М	E21	E2	E11
1	Реж.1	7	2	2	1	1	1
2	Реж.1	9	3	2	2	1	1
3	Реж.2	11	4	3	2	1	1
4	Реж.2	13	5	3	2	2	1
5	Реж.2	15	6	4	2	2	1
6	Реж.2	17	7	4	2	2	2
7	Реж.2	19	8	5	2	2	2
8	Реж.2	21	9	5	3	2	2
9	Реж.2	23	10	6	3	2	2
10	Реж.2	25	11	6	3	3	2
11	Реж.2	27	12	7	3	3	2
12	Реж.2	29	13	7	3	3	3
13	Реж.2	31	14	8	3	3	3
14	Реж.2	33	15	8	4	3	3
далее	Реж.2	35	15	8	4	4	4

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

Запор

Причины. К запору относят регулярную задержку опорожнения кишечника более чем на 2 дня. Задержка опорожнения кишечника приводит к застойным явлениям, интоксикации и избыточной повреждаемости слизистой кишечника при прохождении сухих каловых масс. В результате снижается жизненный тонус, появляется подавленное настроение, увеличивается склонность к ОРВИ и аллергическим реакциям.

В большинстве случаев причина запора у взрослых и подростков – недостаточность моторной (двигательной) функции одного или нескольких сегментов кишечника. Моторная функция кишечника – это согласованное сокращение мышечных клеток кишечника, обеспечивающее продвижение содержимого кишечника (перистальтику). Перистальтика контролируется и регулируется мозгом. Нервные пути, проводящие сигнал от мозга, проходят через поясничный и крестцовый отделы позвоночника.

Нарушение перистальтики может быть вызвано недостаточностью питания мышечных клеток кишечника, либо нервных клеток в области кишечника и позвоночника. Улучшить питание клеток с помощью лекарственных методов не всегда удается.

Цель фонирувания. Фонирувание способствует улучшению кровоснабжения и восстановлению питания мышечных клеток в области кишечника, а также восстановлению проходимости нервных путей, идущих от кишечника через область поясничного и крестцового отделов позвоночника.

Методика. Фонирувание проводят по **схеме 41**. При недостаточности эффекта, слабости, хронической усталости и склонности к ОРВИ фонирувание проводят по **схеме 42**. Процедуры повторяют **2-3 раза в сутки**. Если опорожнения не было более 5-7 дней, перед процедурой желательна клизма.

Дополнительные меры. В развитии запора немаловажную роль может играть нервный стресс, который повышает порог чувствительности нервной системы к сигналам, идущим от рецепторов. В результате мозг их «не замечает». Поэтому, если в течение дня не было опорожнения кишечника, перед сном после процедуры фонирувания необходимо посетить туалет даже при отсутствии позыва. Следует уделить этому процессу 3-5 минут, сильно не усердствуя в достижении результата. Такая психологическая процедура направлена на повышение чувствительности коры мозга к сигналам от рецепторов кишечника.

Продолжительность курса. Фонирувание проводят до норма-

лизации опорожнения кишечника и далее профилактически недельным курсом 2-4 раза в год.

Схема 41. Фони́рование при запоре.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фони́рования в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон				
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 2			
		Е4	Е3	М3	М2	М1
1	Реж.1	4	1	1	1	1
2-3	Реж.1	8	2	2	2	2
4-5	Реж.2	12	3	3	3	3
далее	Реж.2	12	3	3	3	3

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

Схема 42. Усиленная методика фони́рования при запоре.

Энергия виброфонов, области и время фони́рования в минутах							
День	Ре- жим	Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон					
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 2				
		К	Е4	Е3	М3	М2	М1
1	Реж.1	10	5	2	1	1	1
2-3	Реж.1	15	6	3	2	2	2
4-5	Реж.2	18	7	3	3	3	2
6-7	Реж.2	21	8	4	3	3	3
8-9	Реж.2	26	10	6	3	3	4
далее	Реж.2	30	12	7	3	3	5

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

Геморрой

Причины. Венозные кровеносные сосуды, собирающие кровь из тканей прямой кишки, образуют сложную сеть, называемую геморроидальным сплетением. Если мышечный слой в стенках этих сосудов ослабевает, то сосуды расширяются. Если сосуды расширятся настолько, что имеющиеся в них клапаны разомкнутся, то в вене возникнет повышенное давление и это вызовет болевые ощущения, зуд. Расширенные вены постепенно начинают выпирать из стенок прямой кишки и повреждаться при дефекации, приводя к

болезненным ощущениям и кровотечению. Таким образом, причина расширения вен – расслабление мышц, регулирующих тонус геморроидальных сосудов. Происходит это из-за нарушения кровоснабжения в нижней части живота при хронических запорах, во время беременности, при наличии большого живота или вследствие преимущественно сидячего образа жизни. Как правило, развитию геморроя предшествует хронический запор. Ухудшение кровоснабжения может быть вызвано нарушениями в поясничном отделе позвоночника, от которого зависит и перистальтика кишечника, и регуляция тонуса сосудов в области малого таза.

Цель фонирования. Фонирование способствует восстановлению тонуса венозных сосудов, а, соответственно, улучшает отток венозной крови из геморроидального сплетения. Фонирование поясничного и крестцового отделов позвоночника восстанавливает проводимость нервных путей и нормализует перистальтику кишечника. Результативность фонирования будет зависеть от того, сохранилась клапанная система внутри вен или нет. Если клапаны обратного тока крови не повреждены, то от геморроя можно избавиться полностью. Если же они не функционируют, то потребуются периодическое поддерживающее лечение.

Методика. К фонированию можно приступать только после установки диагноза врачом и при отсутствии острых осложнений, требующих госпитализации больного. Фонирование проводят по **схеме 43** в положении лежа на спине. При фонировании под ягодицы надо обязательно подложить небольшую подушку так, чтобы область живота была выше области сердца! Если эффект недостаточен, применяют усиленную методику по **схеме 44**. Процедуры повторяют **2-3 раза в сутки**.

Фонирование сочетается с лекарственной **терапией**, назначенной врачом.

Если геморрою сопутствует хронический запор, то методики фонирования при геморрое (схема 43) и при запоре (схема 41) чередуют каждые 3-4 недели.

Возможность обострения. При хроническом заболевании иногда после первых нескольких процедур кровотечение может усиливаться, но вскоре прекращается. Фонирование в период усиления кровотечения не прекращают.

Дополнительные меры. Весьма полезно обратить внимание на диету – она должна быть послабляющей и не должна быть грубой. Очень важно добиться ежедневного опорожнения кишечника.

Продолжительность курса – 3 месяца и более до тех пор, пока продолжают улучшения. Далее проводят поддерживающие про-

цедуры 1-5 раз в неделю.

Схема 43. Фони́рование при геморрое.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фони́рования в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон				
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 2			
		К	Е4	Е31	Е3	М1
1	Реж.1	4	1	1	1	1
2	Реж.1	7	2	2	1	2
3	Реж.2	9	2	2	2	3
4	Реж.2	12	3	3	2	4
5	Реж.2	14	3	3	3	5
6	Реж.2	17	4	4	3	6
7	Реж.2	19	4	4	4	7
8	Реж.2	22	5	5	4	8
9	Реж.2	24	5	5	5	9
далее	Реж.2	25	5	5	5	10

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

Схема 44. Усиленная методика фони́рования при геморрое.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фони́рования в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон					
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 2				
		К	Е4	Е31	Е3	М1	М
1	Реж.1	5	1	1	1	1	1
2	Реж.1	8	2	2	1	2	1
3	Реж.2	11	2	2	2	3	2
4	Реж.2	14	3	3	2	4	2
5	Реж.2	17	3	3	3	5	3
6	Реж.2	20	4	4	3	6	3
7	Реж.2	23	4	4	4	7	4
8	Реж.2	26	5	5	4	8	4
9	Реж.2	29	5	5	5	9	5
далее	Реж.2	30	5	5	5	10	5

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

Дисбактериоз

Причины дисбактериоза – частый прием антибиотиков и большого количества лекарственных препаратов, употребление некачественных продуктов и продуктов, содержащих большое количество химических консервантов, острые кишечные инфекции. Причиной хронического дисбактериоза является недостаточная функциональная активность клеток кишечника, регулирующая деятельность микрофлоры.

Цель фони́рования – восстановление функциональной активности клеток, участвующих в регуляции жизнедеятельности микрофлоры кишечника.

Методика. Фонирование проводят по **схеме 45**. Процедуры повторяют **1-2 раза в сутки**.

Продолжительность курса – до нормализации микрофлоры кишечника.

Дополнительные меры – употребление квашеных, кисломолочных и дрожжевых продуктов питания.

Схема 45. Фонирование при дисбактериозе у детей до 10 лет.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фони́рования в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон							
		Часть 1				Часть 2			
		Левый Энергия 2	Правый Энергия 2				Левый Энергия 2	Правый Энергия 2	
		К	M1	M2	M3	E11	М	E21	E31
1-3	Реж.1	8	2	2	2	2	4	2	2
далее	Реж.1	12	3	3	3	3	6	3	3

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

Колики

Причины колик у детей грудного возраста – повышенное газообразование, которое вызвано отставанием в развитии ферментной системы и формировании микрофлоры кишечника. В сочетании с недостаточностью моторики кишечника газы скапливаются и растягивают его стенки, вызывая боли.

Цель фони́рования – нормализация моторики кишечника и улучшение пищеварения.

Методика. Фонирование проводят по **схеме 46**. Процедуры повторяют перед каждым кормлением.

Продолжительность курса – до нормализации пищеварения и уменьшения газообразования.

Схема 46. Фонирирование при коликах у детей.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фонирирования в минутах	
		Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон	
		Левый Энергия 2	Правый Энергия 2
		К	М2
1 и далее	Реж.1	3	3

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Стенокардия. Ишемическая болезнь сердца (ИБС)

Причины. Стенокардия является одним из проявлений ИБС. При ИБС мышечные клетки сердца испытывают нехватку питания для той работы, которую они должны постоянно выполнять. Нагрузкой для сердца является тонус аорты. Сердце должно его преодолеть, чтобы осуществить выброс крови. Чем выше нижнее артериальное давление, тем больше нагрузка на сердце. Но не только уровень артериального давления влияет на сердечную нагрузку. Аорта и сердце должны синхронно взаимодействовать. Когда сердце сокращается, аорта должна расслабиться. Запоздывание расслабления аорты – лишняя нагрузка на сердце. На запоздывание влияет состояние грудного отдела позвоночника и проводимость нервных путей.

Цель фонирирования. Фонирирование осуществляется с целью уменьшения артериального давления, уменьшения запоздывания расслабления аорты, улучшения питания сердечной мышцы и увеличения общих мышечных ресурсов. В результате уменьшается нагрузка на сердце.

Методика. Фонирирование проводят по **схеме 47**. Процедуры повторяют **1-2 раза в сутки 5-7 дней в неделю**.

Продолжительность курса – 3 месяца. Курс повторяют 2-3 раза в год.

Схема 47. Фони́рование при ИБС, стенокардии.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фони́рования в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон					
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 2				
		К	С	М	Е1	Е11	Е2
1-2	Реж.1	5	2	3	-	-	-
3-4	Реж.1	7	3	4	-	-	-
5-6	Реж.2	9	4	5	-	-	-
7-8	Реж.2	11	5	6	-	-	-
9-10	Реж.2	13	6	7	-	-	-
11-12	Реж.2	15	7	8	-	-	-
13-14	Реж.2	17	8	9	-	-	-
15-16	Реж.2	19	9	10	-	-	-
17-18	Реж.2	21	10	10	-	1	-
19-20	Реж.2	23	10	10	1	1	1
21-22	Реж.2	26	10	10	2	2	2
23-24	Реж.2	29	10	10	3	3	3
25-26	Реж.2	32	10	10	4	4	4
далее	Реж.2	35	10	10	5	5	5

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

Последствия инсульта

Цель фони́рования – увеличение общих ресурсов организма, что позволит ускорить темп восстановления и повысить степень реабилитации.

Методика. Фони́рование проводят по **схеме 48**. Процедуры повторяют **2-3 раза в сутки первые три месяца, далее 1-3 раза в сутки 5-7 дней в неделю**. Фони́рование начинают, когда все реабилитационные мероприятия завершены и состояние стабильное (примерно через 1-3 месяца после инсульта).

Продолжительность курса. Фони́рование продолжают 3 месяца и более до тех пор, пока идут улучшения. Далее – повторные курсы по три месяца 2-3 раза в год.

Схема 48. Фонирование для реабилитации после инсульта.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фонирования в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон		
		Часть 1		Часть 2
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 2	Левый Энергия 3
		К	М	К (продолжение)
1-2	Реж.1	5	5	-
3-4	Реж.1	6	6	2
5-6	Реж.2	7	7	3
7-8	Реж.2	8	8	4
9-10	Реж.2	9	9	5
11-12	Реж.2	10	10	6
13-14	Реж.2	11	11	7
15-16	Реж.2	12	12	8
17-18	Реж.2	13	13	9
19-20	Реж.2	14	14	10
21-22	Реж.2	15	15	11
23-26	Реж.2	15	15	15
27-32	Реж.2	15	15	20
далее	Реж.2	15	15	25

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

В первой части фонировать область К и М. Во второй части правый преобразователь отключают и левым продолжают фонировать область К.

Аритмии

Причины. Одна из причин аритмий – нестабильность поступления крови в сердце. Стабилизация потоков крови обеспечивается управлением тонусом (диаметром) вен. Чаще всего недостаточность стабилизации возникает в малом круге кровообращения. Иннервация сосудов малого круга проходит через грудной отдел позвоночника. Поэтому некоторые проблемы в этом отделе могут быть причиной различного рода аритмий. Особенностью этих проблем является хроническая форма, снижение тактильной чувствительности в области грудных позвонков при отсутствии явных болезненных ощущений.

Цель фонирования. Фонирование проводят с целью улучшения состояния грудного отдела позвоночника (области E11, E2) и увеличения общих ресурсов организма (области К и М).

Методика. Фони́рование проводят по **схеме 49**. Процедуры повторяют **2-3 раза в сутки**. Области E1 и E21 чередуют от процедуры к процедуре.

Первые 1-2 недели одну процедуру желательнo проводить в середине ночи. Это позволит избежать или уменьшить отек, обычно развивающийся ночью и являющийся причиной утренней скованности и нарушения кровоснабжения нервных путей.

Возможность обострения. Если причина аритмии связана с состоянием грудного отдела, то с началом фони́рования наблюдается обострение аритмических проявлений, которое вскоре сменяется улучшением. Далее аритмия уменьшается, но на некоторое время может появиться небольшая болезненность в области грудного отдела, которая тоже вскоре проходит.

Схема 49. Фони́рование при аритмии.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фони́рования в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон				
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 2			
		К	М	E11	E2	E1/E21
1-2	Реж.1	8	5	1	1	1
3-4	Реж.1	10	5	2	2	1
5-6	Реж.2	12	6	2	2	2
7-8	Реж.2	14	6	3	3	2
9-10	Реж.2	16	7	3	3	3
11-12	Реж.2	18	7	4	4	3
13-14	Реж.2	20	8	4	4	4
15-16	Реж.2	22	8	5	5	4
17-18	Реж.2	24	9	5	5	5
19-20	Реж.2	26	9	6	6	5
21-22	Реж.2	28	10	6	6	6
далее	Реж.2	30	10	7	7	6

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

Варикоз вен

Причины. Варикозная болезнь развивается на фоне сниженного тонуса вен. Венозные клапаны расходятся и перестают удерживать

кровь. Давление на стенки вен увеличивается, кровь начинает застаиваться, может образоваться тромб и развиваться воспалительный процесс. Причинами снижения тонуса вен является недостаточность питания мышечных клеток в стенках сосудов, а также нарушение иннервации конечностей из-за проблем в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Удаление или склерозирование вены не устраняет эти причины, поэтому, избавившись от одной вены, через некоторое время может появиться новая проблемная вена.

Цель фони́рования: устранить причины сниженного тонуса вен – восстановление иннервации вен и кровоснабжения их мышечных структур.

Методика. Фонирование проводят по **схеме 50**. Схема разделена на две части, поскольку рекомендуемое количество процедур для ног и остальных областей воздействия различно. При воздействии на области голени и бедра зону воздействия меняют от процедуры к процедуре. Виброфоны устанавливают с противоположной стороны и сбоку от места расположения выпирающих крупных вен. Виброфоны можно устанавливать на мелкую «венозную сетку».

Продолжительность курса: 1 месяц и более, пока идут улучшения.

Схема 50. Фонирование при варикозе вен нижних конечностей. Часть 1. Повторяют 1-2 раза в сутки 3-7 дней в неделю.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фони́рования в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон			
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 2		
		К	М	Е3	Е4
1-2	Реж.1	6	2	2	2
3-4	Реж.1	9	3	3	3
5-6	Реж.2	12	4	4	4
7-8	Реж.2	15	5	5	5
9-10	Реж.2	18	6	6	6
далее	Реж.2	21	7	7	7

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

Схема 50. Фони́рование при варико́зе вен нижних конечностей. Часть 2. Повторяют 2 раза в сутки первый месяц ежедневно, далее 5-7 дней в неделю.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фони́рования в минутах Левый – двудвойнный виброфон Правый – двудвойнный виброфон	
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 3
		Области голени	Области бедра
1-2	Реж.1	2	2
3-4	Реж.1	3	3
5-6	Реж.2	4	4
7-8	Реж.2	5	5
9-10	Реж.2	6	6
далее	Реж.2	7	7

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

Трофические язвы на ногах

Причины. Локальные нарушения кровоснабжения, лимфодренажа и недостаточность микровибраций.

Цель фони́рования. Улучшение регенеративного процесса за счет нормализации локального кровообращения, лимфотока и компенсации дефицита микровибрации.

Методика. Фони́рование проводят по **схеме 51**. Схема разделена на 2 части: в каждую процедуру необходимо выполнить обе части. Процедуры повторяют **2-3 раза в сутки 5-7 дней в неделю**. Область трофической язвы можно дополнительно фони́ровать еще 1 раз в сутки.

Внимание! В области тромба (ближе 7 см от него) воздействие не проводить.

Один раз в день перед вечерней процедурой края язвы протирают плотной салфеткой, смоченной раствором йода или другим антисептиком, захватывая при этом 5-10 мм пораженной области. Виброфоны устанавливают по краям язвы (сверху-снизу; справа-слева). Для фиксации виброфонов можно использовать фиксирующие манжеты для суставов. В период фони́рования никакие мази не применяют.

При фони́ровании области ПЛУ виброфоны устанавливают на паховые лимфатические узлы той ноги, которая поражена трофиче-

ской язвой.

Продолжительность курса – до полного заживления язв плюс 1 неделя.

Схема 51. Фони́рование при трофической язве. Часть 1.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фони́рования в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон					
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 2				
		К	М	Е3	Е4	Подколенная ямка	ПЛУ
1-2	Реж.1	10	5	2	2	-	1
3-4	Реж.1	14	6	3	3	1	1
5-6	Реж.2	18	7	4	4	1	2
7-8	Реж.2	22	8	5	5	2	2
9-10	Реж.2	26	9	6	6	2	3
11-12	Реж.2	30	10	7	7	3	3
далее	Реж.2	32	10	7	7	4	4

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

Схема 51. Фони́рование при трофической язве. Часть 2.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фони́рования в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон	
		Левый Энергия 2	Правый Энергия 2
		Сверху и снизу области язвы	Слева и справа области язвы
1-2	Реж.1	3	3
3-4	Реж.1	5	5
5-6	Реж.2	7	7
7-8	Реж.2	9	9
далее	Реж.2	10	10

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

ПРОСТУДА, ОРВИ, ОРЗ

Общие положения

Простуда – бытовое название заболевания дыхательных путей, спровоцированное охлаждением и сопровождающееся насморком или кашлем.

ОРЗ – острое респираторное заболевание.

ОРВИ – острая респираторная вирусная инфекция, обнаруживаемая в организме при ОРЗ (например, грипп).

Причины. В летний период ОРВИ (например, гриппом) почти не болеют, а зимой болеют многие и не один раз. Возникает вопрос, почему именно зимой зарождается огромная масса вирусов? В медицинской науке нет единого мнения на этот вопрос, в то же время от правильности ответа на него зависят и методы эффективной профилактики ОРВИ.

Ниже приведенная методика опирается на следующее понимание проблемы. Если учесть, что вирус не является полноценной клеткой, не способен к размножению делением и быстро разрушается во внешней среде, то вероятнее всего респираторные вирусы являются остатками поврежденных эпителиальных клеток. Зимой из-за холода повреждаемость эпителиальных клеток в дыхательных путях выше, поэтому и частота ОРВИ тоже выше.

Выделение мокроты – неизбежный спутник ОРЗ. В норме утилизация погибших клеток осуществляется иммунными клетками через лимфатическую систему. Все содержимое лимфатических сосудов после переработки в лимфатических узлах дозировано поступает в кровь. Но если лимфатическая система переполнена, то при увеличении повреждаемости эпителиальных клеток запускается защитный процесс вывода части содержимого лимфы не в кровь, а наружу через слизистые оболочки носа, горла, бронхов в виде мокроты. Это и есть ОРЗ или простуда, сопровождающаяся обильными выделениями мокроты.

Таким образом, **причина ОРЗ – повышенная повреждаемость клеток слизистых оболочек на холоде при отсутствии резерва лимфатической системы.** Если простуда началась, значит, лимфатическая система переполнена, и часть лимфы выбрасывается с мокротой наружу. Это будет продолжаться до тех пор, пока не образуется достаточный резерв лимфатической системы. Обычно это длится от 7 до 14 дней.

Цель фонирования. Целью фонирования является помощь организму в создании резерва лимфатической системы, что позволит сократить частоту и длительность ОРЗ, избежать осложнений. Для

этого воздействие оказывается в первую очередь на область печени, в которой разлагается избыток лимфы. Фонирующие проводят также в области почек, шейного отдела позвоночника и слизистых оболочек с большим количеством поврежденных клеток (при рините и гайморите – область носа, при ангине – область миндалин, при бронхите – область бронхов). Воздействие на эти области способствует ускорению регенерации слизистых.

Методика. Фонирующие проводят по **схемам 52-55** в зависимости от области концентрации погибших клеток (ринит, гайморит, тонзиллит, бронхит).

Дополнительные меры. Для наиболее эффективного и быстрого выздоровления, а также для профилактики простудных заболеваний обязательно соблюдать также следующий комплекс мер.

1) Необходимо держать ноги в тепле. При охлаждении ног возникает повышенный тонус мышц, который гонит поток шлаков в лимфатическую систему, вызывая ее перегрузку и, как следствие, обострение насморка или бронхита. Для профилактики простудных заболеваний с осени до весны под брюки желательно одевать легкий или теплый трикотаж (по погоде). Весной не следует быстро переходить на легкую обувь, поскольку земля еще холодная, и только воздух уже теплый.

2) Ограничить употребление животных белков. Белки из пищеварительной системы также поступают в лимфатическую систему и могут стать причиной её перегрузки. Рекомендуется 3-5 дней подряд (!) в неделю в течение восстановительного периода не употреблять мясо, рыбу, птицу, яйца. Жиры должны быть всегда в достаточном количестве, поскольку липиды являются строительным материалом слизистых оболочек.

3) Не употреблять острой и грубой пищи для уменьшения повреждаемости слизистой оболочки желудка и кишечника.

4) Избегать физических перегрузок. При физических нагрузках мышцы переутомляются, клетки погибают в повышенных количествах и поступают в лимфатическую систему, что вызывает её перегрузку.

5) Искусственно не подавлять выделение мокроты, например, путем использования аэрозолей, вызывающих спазм сосудов. Это замедляет процесс очистки и создания резерва лимфатической системы.

6) Препятствовать развитию застойных явлений ночью. Ночью из-за малой подвижности может развиваться застой лимфы в тканях. В связи с этим в середине ночи желательно пробуждаться и по возможности проводить фонирующие (особенно ночное фони-

рование важно в первые несколько суток после начала заболевания).

Продолжительность курса. По сравнению с медикаментозной терапией (в особенности при применении антибиотиков) первое применение фонирувания при ОРЗ до исчезновения симптомов занимает несколько больше времени, но последующие курсы становятся короче, а период между ОРЗ длиннее. Есть реальная возможность с помощью процедур фонирувания и дополнительных мер практически избавиться от простудных заболеваний. При медикаментозной терапии частота простудных заболеваний, как правило, только увеличивается, так как лимфатическая система остается перегруженной.

Гайморит

Методика. Фонирувание проводят по **схеме 52**. Процедуры повторяют **2-3 раза в сутки**. Рекомендуется процедуры проводить перед сном и сразу после пробуждения. Первые несколько суток желательно одну процедуру проводить ночью.

При остром гайморите перед фонируванием гайморовы пазухи обязательно очищают от гноя (процедуру выполняет врач).

ВНИМАНИЕ! Перед началом применения схемы ознакомьтесь с общими положениями раздела «Простуда. ОРВИ. ОРЗ».

Продолжительность курса. Процедуры проводят до полного выздоровления, которое, как правило, наступает к 28 дню при условии соблюдения всех рекомендаций. При недостаточности эффекта к 28 дню фонирувание продолжают 3 раза в день еще одну неделю. При хроническом гайморите 2-3 раза в год проводят курс в 28 дней в стадии ремиссии (до начала обострения).

Схема 52. Фонирование при гайморите.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фонирования в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон			
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 2		
		К	М	G	D1
1-2	Реж.1	8	5	2	1
3-4	Реж.1	10	5	3	2
5-6	Реж.2	12	6	4	2
7-8	Реж.2	14	6	5	3
9-10	Реж.2	16	7	6	3
11-12	Реж.2	18	7	8	3
13-14	Реж.2	20	7	10	3
15-16	Реж.2	22	7	12	3
17-18	Реж.2	24	7	14	3
19-20	Реж.2	26	7	16	3
21-22	Реж.2	28	7	18	3
23-28	Реж.2	30	7	20	3

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

Ринит (насморк)

Методика. Фонирование проводят по **схеме 53**. Процедуры повторяют **2-3 раза в сутки**. В первые несколько суток одну процедуру желательно проводить в середине ночи. В процессе фонирования могут временно (на 1-3 дня) усиливаться выделения из носа.

При аллергическом рините необходимо проконсультироваться с врачом и применять методику фонирования при аллергии.

ВНИМАНИЕ! Перед началом применения схемы ознакомьтесь с общими положениями раздела «Простуда. ОРВИ. ОРЗ».

Продолжительность курса – 2 недели. При недостаточности эффекта к 14 дню фонирование продолжают 3 раза в день еще одну неделю.

Во время первой части фонировать области М+G. При проведении процедуры ИК-излучатель меняют местами, время воздействия на область G разбивают пополам, и фонировать область G как слева, так и справа.

Схема 53. Фони́рование при рините.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фони́рования в минутах				
		Часть 1		Часть 2		
		Левый сдвоенный ви́брофон	Правый ИК- излучатель	Левый сдвоенный ви́брофон	Правый сдвоенный ви́брофон	
		Энергия 2		Энергия 3	Энергия 3	
		М	Г	К	Г	D1
1-2	Реж.1	2	2	3	2	1
3-4	Реж.1	4	4	6	4	2
5-6	Реж.2	6	6	9	6	3
7-8	Реж.2	8	8	12	8	4
9-14	Реж.2	10	10	15	10	5

Во время второй части фонируют области К+ Г, затем К+ D1. Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

Тонзиллит (ангина)

Методика. Фони́рование проводят по **схеме 54** при температуре тела не выше 37.5 °С. Процедуры повторяют **2-4 раза в сутки**. Первые 5 дней миндалины фонируют в режиме 1 (часть 1 схемы 54), затем – в режиме 2 (часть 2 схемы 54).

Перед фони́рованием миндалины желательно обработать антисептиком для слизистых оболочек (например, раствором Люголя), при этом стерильную вату наматывают на указательный палец, фиксируют на нем, смачивают антисептиком и аккуратно без усилия счищают налет с миндалин и окружающей части горла. Необходимо иметь в виду, что применение антисептических аэрозолей менее эффективно, поскольку не удаляется налет. В области миндалин (В) ви́брофоны устанавливают симметрично так, чтобы максимально приблизить их к миндалинам.

ВНИМАНИЕ! Перед началом применения схемы ознакомьтесь с общими положениями раздела «Простуда. ОРВИ. ОРЗ».

Продолжительность курса. Процедуры проводят до полного выздоровления, которое, как правило, наступает к 16 дню при условии соблюдения всех рекомендаций. Далее для профилактики рекомендуется выполнять процедуры на максимальном времени (15-й день схемы 54, часть 2) 1-2 раза в неделю еще в течение 1 месяца.

При хроническом тонзиллите 2-3 раза в год проводят повторный курс в 16 дней в стадии ремиссии (до начала обострения).

Схема 54. Фоноирование при ангине. Часть 1.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фоноирования в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон			
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 2		
		К	М	В	D1
1	Реж.1	6	4	1	1
2	Реж.1	8	5	2	1
3	Реж.2	10	5	3	2
4	Реж.2	12	6	4	2
5	Реж.2	14	6	5	3

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

Схема 54. Фоноирование при ангине. Часть 2.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фоноирования в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон			
		Левый Энергия 3	Правый		
			Энергия 3	Энергия 2	
		К	В	М	D1
6	Реж.1	12	1	7	4
7	Реж.1	13	2	7	4
8-10	Реж.2	17	4	8	5
11-12	Реж.2	20	6	9	5
13-14	Реж.2	22	8	9	5
15-16	Реж.2	25	10	10	5

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

Бронхит, трахеит

Методика. Фонируют по **схеме 55** в положении лежа на спине. Процедуры повторяют **2-3 раза в сутки**. Схемы 55 и 55А рекомендуется чередовать.

ВНИМАНИЕ! Перед началом применения схемы ознакомьтесь с общими положениями раздела «Простуда. ОРВИ. ОРЗ».

Возможность обострения. На 2-3-й день фонирования обычно усиливается кашель, который постепенно затихает на 10-14-й день. Фонируют не прекращают. Первые 5 дней грудную клетку смазывают на ночь раствором йода (наносится йодная сетка).

Для облегчения переносимости лечения при сильном кашле уменьшают длительность процедур на область легких. На протяжении всего курса лечения необходимо постоянное тепло (теплая одежда) на область грудной клетки.

Продолжительность курса. Фонируют до полного выздоровления, которое обычно начинается после восстановления эффективного кашля и отхаркивания большого количества мокроты.

При хроническом бронхите и трахеите 2-3 раза в год проводят курс в 30 дней в стадии ремиссии (до начала обострения).

Для предупреждения развития заболевания при первых его признаках проводят процедуру на область С в течение 8 минут, повторяют лечение через 2-3 и через 6-8 часов. На ночь проводят процедуру на область К в режиме 3 в течение 15 минут.



Схема 55. Фонирование при бронхите и трахеите

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фонирования в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон				
		Левый Энергия 3	Правый			
			Энергия 3			Энергия 2
		К	С	М4	F	E1
1	Реж.1	4	1	1	1	1
2-3	Реж.1	8	2	2	2	2
4-5	Реж.2	12	3	3	3	3
6-7	Реж.2	16	4	4	4	4
8-9	Реж.2	20	5	5	5	5
10	Реж.2	21	6	5	5	5
11	Реж.2	22	7	5	5	5
12	Реж.2	23	8	5	5	5
13	Реж.2	24	9	5	5	5
далее	Реж.2	25	10	5	5	5

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

Схема 55А. Фонирование при бронхите и трахеите с использованием ИК-излучателя

День		Энергия виброфонов, режим, области и время фонирования в минутах Левый – одиночный виброфон Правый – ИК-излучатель							
		Энергия 4		Энергия 3		Энергия 3		Энергия 3	
		К		С		D2		E1	
1	Вечер	Режим 2	5	Режим 1	3	Режим 1	2	Режим 2	2
2	Утро	Режим 2	10	Режим 1	5	—		—	
	Вечер	Режим 3	10	Режим 2	7	Режим 1	2	Режим 2	2
3	Утро	Режим 3	10	Режим 3	2	—		—	
	Вечер	Режим 3	15	Режим 2	10	Режим 1	3	Режим 2	3
4-14	Утро	Режим 3	10	Режим 3	3	—		—	
	Вечер	Режим 3	15	Режим 2	10	Режим 1	3	Режим 2	3

При каждой процедуре преобразователи устанавливают последовательно на области воздействия, указанные в схеме. От процедуры к процедуре вибро-

ТРАВМЫ

Переломы конечностей, ключицы, ребер

Цель фонирувания. Фонирувание проводят для сокращения сроков лечения перелома в 1,5-2 раза, для предупреждения осложнений, снятия зуда и отека в зоне фиксирующих повязок, а также для ускорения восстановления подвижности суставов.

Методика. Фонирувание проводят по схеме 56 в положении лежа на спине. Процедуры повторяют не менее 4 раза в сутки. В день травмы фонирувание проводят только на область почек (К) и печени (М). Фонирувание области перелома начинают на 2-4-й день после получения травмы при условии оказания врачебной помощи (устранения смещения, вправления и фиксации отломков, и т. д.).

Виброфоны устанавливают непосредственно на область перелома, а также на здоровые части выше и ниже места перелома. При наличии гипсовых повязок виброфоны устанавливают прямо на гипс над местом перелома, а также по краям гипса непосредственно на тело.

Фонирувание переломов конечностей может применяться при наличии металлических конструкций, применяемых для внутренней фиксации костей, а также при установленном аппарате Илизарова. При этом не рекомендуется прикреплять виброфоны непосредственно к конструкции аппарата Илизарова, и необходимо устанавливать на мягкие ткани или на гипсовую повязку.

После снятия фиксирующих конструкций для восстановления и увеличения подвижности суставов фонирувание продолжают по схеме 56, но вместо области перелома фонируют непосредственно область сустава. Две пары виброфонов устанавливают на сустав рядом друг с другом, как указано на рис. 2 и 3. По возможности во время процедуры выполняют упражнение на увеличение подвижности – с небольшим усилием медленно сгибают сустав в течение 20-30 секунд, а затем также медленно разгибают. Упражнение выполняют в течение половины процедуры.

Продолжительность курса. Фонирувание области травмы проводят до полного заживления, затем продолжают фонирувание области сустава до восстановления его нормальной подвижности.

Схема 56. Фонирирование при переломе конечностей, ключиц, ребер

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фонирирования в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон		
		Левый Энергия 3	Правый Энергия (см. текст*)	
		К	Слева и справа от места перелома или над ним	Выше и ниже места перелома
1	Реж.2	10	-	-
2	Реж.2	12	-	-
3	Реж.2	15	5	5
4	Реж.2	20	10	10
5	Реж.2	24	12	12
далее	Реж.2	30	15	15

В первые два дня используется одна пара виброфонов для фонирирования области К.

* При установке на гипс устанавливают **энергию 4**.

* При установке на тело:

- при переломе ребер – **энергия 2**,
- при переломе ключицы и конечностей – **энергия 3**.

Компрессионный перелом позвоночника

Цель фонирирования. Фонирирование проводят для сокращения сроков лечения перелома в 1,5-2 раза, уменьшения отека, ускорения заживления и профилактики осложнений.

Методика. Фонирирование проводят по **схеме 57**. Процедуры повторяют **4 раза в сутки каждые 6 часов**.

Виброфоны устанавливают симметрично по обе стороны позвоночника вплотную к травмированным позвонкам, также фонируют области выше и ниже места перелома так, чтобы в область воздействия попали и здоровые позвонки, расположенные рядом с травмированными.

В случае усиления боли время фонирирования области перелома необходимо сократить так, чтобы боль уменьшилась до приемлемой переносимости. Количество процедур в сутки при этом желательно не сокращать.

Продолжительность курса. Фоноирование проводят до восстановления позвоночника и еще 2-3 недели.

Схема 57. Фоноирование при компрессионном переломе позвоночника.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фоноирования в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон		
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 2	
		К	Слева и справа от места перелома	Выше и ниже места перелома
1	Реж.2	5	-	-
2	Реж.2	7	-	-
3	Реж.2	10	5	5
4	Реж.2	12	6	6
5	Реж.2	14	7	7
6	Реж.2	16	8	8
7	Реж.2	18	9	9
далее	Реж.2	20	10	10

В первые два дня используется одна пара виброфонов для фоноирования области К.

Рана, послеоперационный шов

Цель фоноирования – сокращение сроков заживления, уменьшение риска образования рубцов.

Методика. Фоноирование проводят по **схеме 58**. Процедуры повторяют **2-3 раза в сутки**. Воздействие на область почек (К) и печени (М) проводят при лечении послеоперационных швов и при большой раневой поверхности. При небольших ранах воздействие на эти области не обязательно, но полезно для целей ОРПО (Схема 1). Воздействие на область раны или шва начинают через сутки после образования раны. Воздействие на область почек (К) и печени (М) начинают, как только это станет возможным. Очищенные края раны обрабатывают антисептиком. Виброфоны устанавливают через стерильную салфетку.

Продолжительность курса. Фоноирование желательно проводить до полного восстановления.

Схема 58. Фонирирование для заживления ран и послеоперационных швов.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фонирирования в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон			
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 2		
		К	М	1-й край раны	2-й край раны
1	Реж.1	10	5	-	-
2-3	Реж.1	17	7	5	5
4-5	Реж.2	19	9	5	5
6-7	Реж.2	21	11	5	5
8-9	Реж.2	23	13	5	5
далее	Реж.2	25	15	5	5

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

Ожог

Цель фонирирования. Фонирирование способствует снятию отека, воспаления, сокращает сроки заживления и уменьшает риск развития осложнений.

Методика. Лечение проводят по **схеме 59**. Процедуры повторяют **2-4 раза в сутки каждые 6 часов**.

При лечении ожогов 2-4 степени аппарат применяют после проведения хирургической обработки обожженной поверхности, осуществляемой в соответствии с фазой раневого процесса.

В области ожога виброфоны устанавливают на неповрежденные участки кожи по краям пораженной области. Виброфоны по краям ожога устанавливают вплотную друг к другу. В зависимости от площади ожога количество установок виброфонов по краям пораженного участка будет разное. При ожогах на кистях рук фонирирование осуществляют с противоположной от ожога стороны кисти.

При ожогах большой площади целесообразно выполнять фонирирование по схеме 59А с использованием виброфона «Матрац».

Продолжительность курса. Фонирирование желательно проводить до полного восстановления ткани в травмированной области.

Схема 59. Фонирирование при ожогах.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фонирирования в минутах Левый – двудвойный виброфон Правый – двудвойный виброфон		
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 2	
		К	М	На каждый край ожога
1	Реж.1	11	5	По 2 мин.
2	Реж.1	15	6	По 3 мин.
3-4	Реж.2	19	7	По 4 мин.
5-6	Реж.2	23	8	По 5 мин.
7-8	Реж.2	24	9	По 5 мин.
далее	Реж.2	25	10	По 5 мин.

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

Схема 59А. Фонирирование при ожогах большой площади

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фонирирования в минутах Левый – двудвойный виброфон Правый – виброфон «Матрац»	
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 2
		К	На каждый край ожога
1	Реж.1	11	По 2 мин.
2	Реж.1	15	По 3 мин.
3-4	Реж.2	19	По 4 мин.
5-6	Реж.2	23	По 5 мин.
7-8	Реж.2	24	По 5 мин.
далее	Реж.2	25	По 5 мин.

Ушиб, гематома

Цель фонирирования. Фонирирование сокращает сроки заживления и уменьшает риск развития осложнений.

Методика. Фонирирование проводят по **схеме 60**. Процедуры повторяют **2-3 раза в сутки, а при давних гематомах – 3-4 раза в сутки**. Виброфоны устанавливают непосредственно на область

травмы.

Продолжительность курса. Фониrowание продолжают до полного выздоровления. Небольшой отек, ушиб проходит за 1-2 процедуры.

Схема 60. Фониrowание при ушибах и гематомах.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фониrowания в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон	
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 3
		К	Область травмы
1	Реж.1	10	10
2	Реж.1	12	12
3	Реж.2	14	14
4	Реж.2	16	16
5	Реж.2	18	18
далее	Реж.2	20	20

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

Вывих, растяжение

Цель фониrowания. Фониrowание сокращает сроки восстановления связочного аппарата сустава и уменьшает риск развития осложнений.

Методика. Фониrowание проводят по **схеме 61** в положении лежа на спине. Один виброфон устанавливают на область травмы (отека) в наиболее ровном месте, второй – на 7-10 см выше первого. Конечность располагают таким образом, чтобы она была выше уровня сердца. Процедуры повторяют **2-3 раза в сутки**. Первую процедуру начинают не ранее, чем через 4 часа после получения травмы при условии вправления вывиха и иммобилизации сустава (при необходимости).

Продолжительность курса. Фониrowание продолжают до полного выздоровления (восстановление прежней подвижности и гибкости).

Схема 61. Фонирирование при вывихах и растяжениях.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фонирирования в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон	
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 3
		К	Область травмы
1	Реж.1	10	10
2-3	Реж.1	12	12
4-5	Реж.2	16	16
6-7	Реж.2	20	20
8-9	Реж.2	24	24
далее	Реж.2	30	30

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

Отморожение конечностей

Цель фонирирования – восстановление кровоснабжения, снятие отека и уменьшение воспаления после согревания в области отморожения.

Методика. Фонирирование проводится по **схеме 62** после обработки кожи в стационарных условиях: асептическая обработка кожи, удаление пузырей, наложение стерильной повязки. Процедуры повторяют **4 раза в сутки**. Нельзя растирать и прибегать к активному теплу.

Виброфоны устанавливают на здоровые участки кожи на границе с областью, лишенной чувствительности. По мере восстановления граница чувствительности меняется: вместе с ней меняют место установки виброфонов.

Схема 62. Фони́рование при отморожении конечностей.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фони́рования в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон	
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 3
		К	Область травмы
1	Реж.1	10	10
2-3	Реж.1	12	12
4-5	Реж.2	16	16
6-7	Реж.2	20	20
8-9	Реж.2	24	24
далее	Реж.2	30	30

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ГЛАЗ**Глаукома и катаракта**

Цель фони́рования. Фони́рование способствует восстановлению оттока внутриглазной жидкости, улучшает питание мышц глаз, зрительного нерва и сетчатки. Регулярное фони́рование позволяет:

- улучшить кровоснабжение глаза и улучшить зрение;
- поддерживать внутриглазное давление в пределах нормы или близким к норме;
- повысить эффективность действия лекарственных препаратов;
- замедлить деградацию структур глаз;
- улучшить самочувствие.

Фони́рование обычно применяется, когда лекарственные средства не дают достаточного эффекта, или же когда внутриглазное давление нормализовано, а зрительные функции (в первую очередь – поле зрения), несмотря на проводимую стимулирующую терапию, продолжают ухудшаться.

Методика. Фони́рование проводится по **схеме 63** и может сочетаться с местной гипотензивной терапией (закапывание капель). Процедуры повторяют **1-2 раза в сутки**. При наличии других заболеваний глаз (помимо глаукомы и катаракты) необходимо проконсультироваться с врачом.

Особенности установки виброфонов в области глаз указаны на

рис. 6.

Продолжительность курса – 3 месяца. Далее проводят поддерживающие процедуры – 1, 2 процедуры в неделю, а также после повышенных нагрузок на глаза по схеме, указанной в строке «далее». Повторный курс – через 6 месяцев.

Схема 63. Фони́рование при глаукоме и для профилактики катаракты.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фони́рования в минутах Левый – двоянный виброфон Правый – двоянный виброфон					
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 2				
		К	М	Левый глаз	Правый глаз	D1	E40
1-2	Реж.1	8	4	1	1	1	1
3-4	Реж.1	11	5	2	2	1	1
5-6	Реж.2	14	6	2	2	2	2
7-8	Реж.2	17	7	3	3	2	2
9-10	Реж.2	20	8	3	3	3	3
11-12	Реж.2	23	9	4	4	3	3
13-14	Реж.2	26	10	4	4	4	4
далее	Реж.2	30	10	5	5	5	5

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

Близорукость и дальнорзркость

Цель фони́рования – улучшение питания мышц глаза, снятие их усталости и улучшение аккомодации.

Методика. Фони́рование проводят по **схеме 64**. Процедуры повторяют **1-2 раза в сутки**. При сильном утомлении проводят одну процедуру дополнительно.

Особенности установки виброфонов в области глаз указаны на рис. 6.

Продолжительность курса – 1 месяц. Далее проводят поддерживающие процедуры 1-2 раза в неделю, а также после повышенных нагрузок на глаза по схеме, указанной в строке «далее». Повторный курс – через 6 месяцев.

Схема 64. Фонирование при близорукости и дальнозоркости.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фонирования в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон					
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 2				
		К	М	Левый глаз	Правый глаз	D1	E40
1-2	Реж.1	8	4	1	1	1	1
3-4	Реж.1	11	5	2	2	1	1
5-6	Реж.2	14	6	2	2	2	2
7-8	Реж.2	17	7	3	3	2	2
9-10	Реж.2	20	8	3	3	3	3
11-12	Реж.2	23	9	4	4	3	3
13-14	Реж.2	26	10	4	4	4	4
далее	Реж.2	30	10	5	5	5	5

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

ЗАБОЛЕВАНИЕ ЗУБОВ**Кариес. Профилактика кариеса**

Цель фонирования – улучшение кровоснабжения зуба и десен, более быстрое восстановление зуба после пломбирования, профилактика кариеса.

Методика. Фонирование проводят по **схеме 65** через сутки после пломбирования. Процедуры повторяют **1-2 раза в сутки**.

При фонировании зубов верхней челюсти один виброфон ставят на щеку **над корнем** больного зуба, а другой – в месте соединения верхней и нижней челюстей (область А, рис. 7) со стороны больного зуба. При фонировании зубов нижней челюсти второй виброфон устанавливают под челюсть со стороны больного зуба.

Продолжительность курса. Фонирование проводят курсом в 7-14 дней. Далее можно проводить процедуры по этой же схеме для профилактики кариеса как на пломбированных, так и на здоровых зубах.

Схема 65. Фонирование при кариесе.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фонирования в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон		
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 2	
		К	М	Область зуба
1	Реж.1	10	5	5
2	Реж.1	12	6	6
3	Реж.2	14	7	7
4	Реж.2	16	8	8
5-6	Реж.2	18	9	9
7-14	Реж.2	20	10	10

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

Зубная боль

Цель фонирования – уменьшить и снять боль. Фонирование не отменяет устранение причины боли (например, кариес), поэтому необходимо обратиться к стоматологу.

Методика. Фонирование проводят по **схеме 66**. Процедуры повторяют **3-4 раза в сутки**. Время фонирования области зуба увеличивают постепенно (как указано в схеме), так как при резком увеличении дозы фонирования можно вызвать обострение реакции и усиление боли.

Виброфоны в области В/В1 (рис.7) устанавливают со стороны больного зуба следующим образом: один виброфон – на область лимфатического узла (В), второй – у основания челюсти (В1).

Установка виброфонов на область зуба описана в методике **Кариес. Профилактика кариеса**.

Схема 66. Фонирувание при зубной боли.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фонирувания в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон			
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 2		
		К	М	Область В/В1	Область зуба
1	Реж.1	10	5	3	2
2	Реж.1	12	6	3	3
3	Реж.2	14	7	4	3
4	Реж.2	16	8	4	4
5-7	Реж.2	20	10	5	5

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

Пародонтоз. Профилактика

Цель фонирувания – уменьшение отека, болезненности, улучшение регенеративных процессов, уменьшение подвижности зуба за счет укрепления периодонта.

Методика. Фонирувание проводят по **схеме 67**. Процедуры повторяют **2-3 раза в сутки**. Фонирувание проводят после кюретажа пародонтальных карманов (процедура чистки) и/или снятия камней. При начинающемся пародонтозе фонирувание может выполняться для профилактики пародонтоза. При фонировании области челюсти виброфоны устанавливают на щеку на уровне десен.




Схема 67. Фони́рование при пародонто́зе, а также для его профилактики.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фони́рования в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон					
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 2				
		К	М	Верхняя челюсть		Нижняя челюсть	
				ле- вая	пра- вая	ле- вая	пра- вая
1	Реж.1	9	5	1	1	1	1
2	Реж.1	13	5	2	2	2	2
3	Реж.2	17	5	3	3	3	3
4	Реж.2	21	5	4	4	4	4
5-14	Реж.2	25	5	5	5	5	5

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

Стоматит

Методика. Цель фони́рования – улучшение регенеративных процессов, уменьшение болезненности и срока протекания заболевания.

Методика. Область воспаления фонируют сдвоенными виброфонами в режиме 1, энергия 2, в течение 3 минут, 3-4 раза в сутки до снятия воспаления, и затем еще 1-2 дня.

При фони́ровании виброфоны устанавливают на лице, в проекции области воспаления слизистой оболочки полости рта.

Перед фони́рованием полость рта дважды очищают ватным диском. Первый раз ватный диск смачивают теплой кипяченой водой или настоем ромашки и скользящим движением протирают всю полость рта, кроме области воспаления. Отдельно (разными ватными дисками) протирают поверхность между зубами и щекой верхней и нижней челюсти. Второй раз ватный диск смачивают раствором Люголя (или аналогичного антисептика) и без надавливания счищают налет в области воспаления и вокруг нее.

ЗАБОЛЕВАНИЯ УШЕЙ

Нейросенсорная тугоухость

Методика. Фонирование проводят по **схеме 68**. Процедуры повторяют **1-2 раза в сутки**.

При односторонней тугоухости виброфоны устанавливают на области А и А1 (рис.7) со стороны больного уха; при двусторонней тугоухости – воздействуют поочередно на левое и правое ухо. Воздействие на области А и А1 проводят в положении сидя, на области D1, D2, К – лежа на спине. Фонирование хорошо сочетается с медикаментозной терапией, назначаемой лечащим врачом.

Продолжительность курса – 3 месяца и более до тех пор, пока происходят улучшения. Далее профилактически по 1 месяцу 1-3 раза в год.

Схема 68. Фонирование при нейросенсорной тугоухости.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фонирования в минутах Левый – двудольный виброфон Правый – двудольный виброфон					
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 2				
		К	М	D1	D2	A/A1 левого уха	A/A1 правого уха
1-2	Реж.1	9	5	2	2	-	-
3-4	Реж.1	15	5	2	2	3	3
5-6	Реж.2	18	5	2	3	4	4
7-8	Реж.2	21	5	3	3	5	5
9-10	Реж.2	24	5	4	3	6	6
11-12	Реж.2	27	5	4	4	7	7
13-14	Реж.2	29	5	4	4	8	8
15-16	Реж.2	31	5	4	4	9	9
далее	Реж.2	33	5	4	4	10	10

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

Отит. Воспаление уха

Методика. Фонирование проводят по **схеме 69**. Сначала лежа на спине фонировать область К, М, D1 и D2 (часть 1 схемы). Затем в больное ухо закапывают 2-3 капли борного спирта или иного проти-

воспалительного средства. Закапывание выполняют лежа на том боку, где находится здоровое ухо. Через 3-5 минут, не меняя положения (на боку), фонировать область A/A1 (часть 2 схемы). Один виброфон устанавливают на область А, другой – на область А1 (рис. 7). Процедуру (обе части) повторяют **2-3 раза в сутки**.

Фонирование желательно начинать при первых симптомах заболевания, а также в целях его профилактики при переохлаждении. При остром воспалении фонирование проводят только в сочетании с противовоспалительными препаратами и под наблюдением врача.

Схема 69. Фонирование при отите. Часть 1.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фонирования в минутах			
		Левый – сдвоенный виброфон		Правый – сдвоенный виброфон	
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 2		
		К	М	D1	D2
1	Реж.1	11	5	3	3
2	Реж.1	13	6	3	4
3	Реж.2	15	7	4	4
4	Реж.2	17	8	4	5
5-7	Реж.2	20	10	5	5

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

Схема 69. Фонирование при отите. Часть 2. После закапывания противовоспалительных средств.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фонирования в минутах	
		Правый -сдвоенный виброфон	
		Энергия 2	
		Область А/А1	
1	Реж.1	5	
2	Реж.1	6	
3	Реж.2	7	
4	Реж.2	8	
5-7	Реж.2	10	

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ

Причины. Содержание сахара в крови регулируется на систем-

ном уровне. В регуляции участвуют клетки мозга, нервных путей, различного рода рецепторов, поджелудочной железы и мышечные клетки, обеспечивающие своей сократительной активностью перемещение веществ. Процесс регуляции крайне динамичен. Сахар (его различные формы) непрерывно и неравномерно расходуется, периодически поступает с пищей. Процесс регуляции сахара в крови весьма сложен и многое еще не изучено. Нарушение питания одной или нескольких групп клеток вызывает ухудшение регуляции сахара в крови. В результате содержание сахара в крови начинает колебаться в широких пределах. Во избежание гликемии организм сдвигает эти колебания в сторону повышенного содержания сахара.

Цель фонирувания – улучшение питания клеток, участвующих в процессе регуляции, улучшение общего самочувствия и профилактика осложнений сахарного диабета.

Методика. Фонирувание проводят по **схеме 70**. Процедуры повторяют **2 раза в сутки**. Область M9 – проекция поджелудочной железы на живот. Эту область лучше дополнительно к схеме фонирувать по 5 минут в первые 30 минут после каждого приема пищи.

Схема 70. Фонирувание при сахарном диабете.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фонирувания в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон					
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 2				
		К	М	M9	E11	E2	E21
1-2	Реж.1	10	2	2	2	2	2
3-4	Реж.1	13	3	3	3	2	2
5-6	Реж.2	16	4	4	3	3	2
7-8	Реж.2	19	5	5	3	3	3
9-10	Реж.2	22	6	6	4	3	3
11-12	Реж.2	25	7	7	4	4	3
13	Реж.2	28	8	8	4	4	4
14	Реж.2	31	9	9	5	4	4
15	Реж.2	34	10	10	5	5	4
16	Реж.2	35	10	10	5	5	5

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

Продолжительность курса – от 3 месяцев и более до тех пор, пока происходят улучшения. Далее проводят поддерживающие процедуры 1-2 раза в сутки 5-7 дней в неделю.

АЛЛЕРГИЯ

Причины – недостаточная функция печени при повышенной проницаемости слизистых оболочек кишечника, бронхов и носоглотки, что, в свою очередь, связано с низкой скоростью регенерации тканей и лимфооттока.

Цель фонирувания: улучшение функции печени и регенеративных процессов.

Методика. Фонирувание проводят по **схемам 71, 72** в зависимости от возраста. Процедуры повторяют **1-3 раза в сутки**.

Продолжительность курса – 3 месяца. Курс при необходимости повторяют после перерыва в 5 дней. Далее в целях профилактики проводят курс в 1 месяц 1-3 раза в год (перед началом периода аллергических обострений).

Схема 71. Фонирувание при аллергии у взрослых и детей старше 10 лет.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фонирувания в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон			
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 2		
		К	М	М5	Е40
1-2	Реж.1	9	3	3	3
3-4	Реж.1	12	4	4	4
5-6	Реж.2	15	5	5	5
7-8	Реж.2	18	6	6	6
9-10	Реж.2	21	7	7	7
11-12	Реж.2	24	8	8	8
13-14	Реж.2	27	9	9	9
далее	Реж.2	30	10	10	10

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

Схема 72. Фоноирование при аллергии у детей до 10 лет.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фоноирования в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон		
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 2	
		К	М	Е40
1-2	Реж.1	10	5	5
3-4	Реж.1	12	6	6
5-6	Реж.2	14	7	7
7-8	Реж.2	16	8	8
9-10	Реж.2	18	9	9
далее	Реж.2	20	10	10

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

ХРОНИЧЕСКИЙ ГЕПАТИТ

Причины – ослабленный иммунный ответ на попадание вируса в кровь.

Цель фоноирования. Фоноирование области печени (F правая/М4 правая) увеличивает интенсивность иммунных реакций, что приводит у больных гепатитом В и С к многократному увеличению интерферона в крови. Практический результат от процедур фоноирования не уступает лекарственной терапии интерфероновыми препаратами: примерно 40% полных ремиссий (ПЦР минус, АЛТ – норма) только за один курс фоноирования (6-12 месяцев). Благодаря воздействию на область почек и грудной отдел позвоночника фоноирование переносится хорошо с улучшением самочувствия.

Методика № 1

Методика. Фоноирование проводят по **схеме 73**. Фоноирование области печени (**F правая /М4 правая**) проводится **1 раз в неделю и 1 раз в сутки!** В этот день воздействие на другие области не осуществляется. В остальные **6 дней недели** воздействие оказывается на области **К, М, Е11, Е2, Е21** для накопления общих ресурсов организма, и процедуры повторяют **2 раза в сутки**.

Область F (правая) изображена на рис. 4, а область М4 (правая) на рис. 8.

Продолжительность курса. Курс можно повторять несколько раз подряд до достижения ремиссии.

Схема 73. Фонирующие при гепатите В и С

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фонирувания в минутах Левый – двояенный виброфон Правый – двояенный виброфон					
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 2			Левый Энергия 3	F правая/ M4 правая
		К	М	E11	E2	E21	
1	Реж.2	9	3	2	2	2	-
2	Реж.3	11	4	3	2	2	-
3	Реж.3	13	5	3	3	2	-
4	Реж.4	15	6	3	3	3	-
5	Реж.4	17	7	4	3	3	-
6	Реж.5	19	8	4	4	3	-
7	Реж.5	-	-	-	-	-	5
8	Реж.5	20	8	4	4	4	-
9	Реж.5	21	9	4	4	4	-
10	Реж.5	23	10	5	4	4	-
11	Реж.5	25	11	5	5	4	-
12	Реж.5	27	12	5	5	5	-
13	Реж.5	28	13	5	5	5	-
14	Реж.6	-	-	-	-	-	7
15	Реж.5	28	13	5	5	5	-
16	Реж.5	29	14	5	5	5	-
17-20	Реж.5	30	15	5	5	5	-
21	Реж.6	-	-	-	-	-	13
22-27	Реж.5	30	15	5	5	5	-
28	Реж.6	-	-	-	-	-	15
29-34	Реж.5	30	15	5	5	5	-
1 день в неделю	Реж.6	-	-	-	-	-	15
6 дней в неделю	Реж.5	30	15	5	5	5	-

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

Методика №2

Лечение хронических вирусных гепатитов проводят по назначению врача. Данный метод лечения рассчитан на применение ИК-излучателя аппарата без медикаментозной противовирусной терапии. Лечение начинают по схеме 73А. При воздействии на области печени F прав. и M4 прав. оба преобразователя устанавливают рядом друг с другом вдоль ребер как в области F прав., так и в M4 прав. В схему лечения включено также воздействие на области K и M по 2 раза в день. При установке на эти области преобразователи от процедуры к процедуре меняют местами.

Процедуры на области F прав. и M4 прав. рекомендуется проводить в вечернее время. Время воздействия увеличивают с каждой процедурой.

При увеличении времени воздействия до 13-25 мин. на области M4 прав. и F прав. у больного на какой-то процедуре могут появиться признаки обострения: боли в правом подреберье, слабость, тошнота, ухудшение аппетита. При первых его признаках со следующей процедуры и до конца курса лечения время процедур на области F прав. и M4 прав. уменьшают на 30 % (на 3-6 минут), но не менее чем до 7 минут. Воздействие на остальные области продолжают с дозировкой и периодичностью, указанной в схеме 73А.

Если при увеличении времени воздействия на области F прав. и M4 прав. до 25 мин. признаки обострения не появились, значит оно прошло незамеченным. Со следующей процедуры уменьшают время воздействия на области F прав. и M4 прав. до 18 мин. и продолжают лечение.

Поскольку лечение продолжается в течение 6 месяцев, неизбежно будут пропуски по обстоятельствам. Желательно, чтобы эти пропуски приходились на дни, когда воздействие на области F прав. и M4 прав. не проводится, и количество таких пропусков было не более чем один в неделю в первые три месяца лечения и не более двух в неделю во второй половине курса. На следующий день после пропуска проводят процедуры пропущенного дня.

Через 6 месяцев делают анализ крови на РНК вируса гепатита методом ПЦР. Если по окончании 6-месячного курса ремиссия не наступает, то после двухнедельного перерыва переходят к усиленному курсу лечения, который врач подбирает индивидуально.

При достижении ремиссии переходят на поддерживающую терапию для профилактики рецидивов по схеме 73Б, которую продолжают 17 недель. В дальнейшем поддерживающий курс повторяют 1-2 раза в год.

Схема 73А. Фоноирование при гепатите В и С с использованием ИК-излучателя. Основной курс

День	Количество процедур в день	Энергия виброфонов, режим, области и Время фоноирования в минутах Левый – одиночный виброфон Правый – ИК-излучатель			
		К	М	Ф правый	М4 правый
		Режим 2 Энергия 3	Режим 1 Энергия 1	Режим 3 Энергия 2	Режим 3 Энергия 2
1	2	5	3	-	-
2	2	7	4	-	-
3	1	-	-	5	5
4,5	2	10	5	-	-
6	1	-	-	7	7
7-10	2	15	10	-	-
11	1	-	-	10	10
12-15	2	20	10	-	-
16	1	-	-	13	13

Далее повторяют схему лечения последних 5 дней (12-16 дни), причем постепенно увеличивают время воздействия на точки *Фправ.* и *М4прав.* на 3 мин. каждые пять дней (но не более чем до 25 минут) до первых признаков обострения.

После чего уменьшают время воздействия на области *Фправ.* и *М4прав.* на 30 % (3-6 минут), но не менее чем до 7 мин., и продолжают лечение до 6 мес.

Схема 73Б. Фоноирование при гепатите В и С с использованием ИК-излучателя. Поддерживающий курс

День	Количество процедур в день	Энергия виброфонов, режим, области и время фоноирования в минутах Левый – одиночный виброфон Правый – ИК-излучатель			
		К	М	Ф правый	М4 правый
		Режим 3 Энергия 2	Режим 1 Энергия 1	Режим 4 Энергия 3	Режим 4 Энергия 2
1	2	-	-	5	5
2	2	20	10	-	-
3-4		Перерыв			
5	2	20	10	-	-
6-7		Перерыв			
8	2	-	-	5	5
9	2	20	10	-	-
10-11		Перерыв			
12	2	10	10	-	-
13-14		Перерыв			
15	2	-	-	5	5
16	1	10	10	-	-

Преобразователи от процедуры к процедуре меняют местами.

ПРОЛЕЖНИ СО СТОРОНЫ СПИНЫ

Причины. Пролежни возникают в результате длительного давления на одно и то же место на теле при сниженном мышечном тоне покое. Давление ущемляет мелкие вены и лимфатические сосуды, вследствие чего образуется застой венозной крови и ухудшается кровоснабжение кожи и подкожных слоев. Через некоторое время клетки погибают, кожа перестает выполнять барьерную функцию, через нее попадает инфекция, развивается гнойный процесс.

Цель фоноирования – повысить мышечный тонус.

Существуют разные степени пролежней:

Степень	Симптомы
1	Красное пятно на коже, которое не проходит. Красное пятно на коже с жестким ободком по краям красноты.
2	Содранная кожа.
3	Влажное повреждение кожи с образованием гноя.
4	Повреждение кожи со многими расплывающимися и сухими некротическими участками кожи.
5	Поражение кости.

Фонирование применяется при пролежнях с 1 по 4 степень. При 5 степени фонирование мало перспективно.

Чем раньше начато фонирование, тем выше результативность.

Методика. Фонирование проводится по **схеме 74**. Процедуры повторяют 2-4 раза в сутки.

Виброфоны устанавливают **под** простыню, на которой лежит больной.

Продолжительность курса. Фонирование проводят до выздоровления, или пока продолжают улучшения. Далее профилактически 1-2 раза день, 5-7 дней в неделю.

Схема 74. Фонирование при пролежнях со стороны спины.

День	Режим	Энергия виброфонов, области и длительность в часах	
		Левый-сдвоенный виброфон Энергия 3	Правый-виброфон «Матрац» Энергия 4
		К	Область пролежней
1	Реж. авто 8	6 часов	6 часов
2	Реж. авто 8	8 часов	8 часов
4	Реж. авто 8	10 часов	10 часов
5	Реж. авто 8	12 часов	12 часов
далее	Реж. авто 8	14 часов	14 часов

Внимание: В режиме авто виброфоны включаются периодически на 3 минуты каждые 24 минуты. Суммарное время в 8 раз меньше установленной длительности процедуры.

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ АНГИОПАТИЯ

Методика. Лечение проводят по **схеме 75**. Одновременно мож-

но лечить либо руки, либо ноги.

Продолжительность курса. Курс лечения – 21 день. Перерыв между курсами – 10 дней.

Схема 75. Лечение диабетической ангиопатии

День		Энергия виброфонов, режим, области и время фонирувания в минутах Левый – одиночный виброфон Правый – ИК-излучатель			
		К	Область E31 для ног/ Область D2 для рук	Область заболевания	Крупные вены выше области заболевания
		Режим 3 Энергия 2	Режим 2 Энергия 3	Режим 2 Энергия 1	Режим 3 Энергия 2
1-2	Вечер	10	3	3	2
4-6	Утро	10	—	3	3
	Вечер	10	3	3	3
7-21	Утро	10	—	4	3
	Вечер	10	3	4	3

От процедуры к процедуре виброфон и ИК-излучатель меняют местами.

ВЕГЕТОСОСУДИСТАЯ ДИСТОНΙΑ

Методика. Лечение проводят по **схеме 76**. Воздействие проводят на области К, D1, D2 и B2. Положение при воздействии на область B2, D1 и D2 – сидя или полулежа, на область К – лежа на спине. При каждой процедуре преобразователи устанавливают последовательно на области воздействия, указанные в схеме лечения. От процедуры к процедуре виброфон и ИК-излучатель меняют местами.

Продолжительность курса. Курс лечения 14 дней. Перерыв между курсами – 2 недели.

Схема 76. Лечение вегетососудистой дистонии

День		Энергия виброфонов, режим, области и время фонирования в минутах Левый – одиночный виброфон Правый – ИК-излучатель							
		К		D1		D2		B2	
		Энергия 3		Энергия 2		Энергия 2		Энергия 3	
1-2	Вечер	Реж. 2	10	Реж. 2	3	Реж. 2	3	Реж. 3	2
3-5	Утро	—		—		—		Реж. 3	2
	Вечер	Реж. 2	10	Реж. 2	4	Реж. 2	4	Реж. 3	3
6-14	Утро	—		—		—		Реж. 3	3
	Вечер	Реж. 3	10	Реж. 2	5	Реж. 2	5	Реж. 3	3

ЛИМФОСТАЗ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Методика. Лечение проводят по **схеме 77**. Воздействие проводят на область К, область подколенной ямки, паховую область и область Е31. Положение – лежа на спине, под голени подкладывают подушку.

При каждой процедуре преобразователи устанавливают последовательно на области воздействия, указанные в схеме лечения. От процедуры к процедуре виброфон и ИК-излучатель меняют местами.

После процедуры до утра рекомендуется не вставать. Во время сна голени должны быть приподняты на уровень чуть выше сердца

Продолжительность курса. Курс лечения – 14 дней. Перерыв между курсами – 1-3 недели.

Схема 77. Лечение лимфостаза нижних конечностей

День		Энергия виброфонов, режим, области и время фонирувания в минутах Левый – одиночный виброфон Правый – ИК-излучатель							
		К		Область подколенной ямки		Паховая область		Е31	
		Энергия 3		Энергия 3		Энергия 3		Энергия 2	
1-2	Вечер	Реж. 2	10	Реж. 2	3	Реж. 2	3	Реж. 2	4
3-5	Вечер	Реж. 2	10	Реж. 3	4	Реж. 3	4	Реж. 2	3
6-14	Вечер	Реж. 3	10	Реж. 4	5	Реж. 4	5	Реж. 2	3

В КОСМЕТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ

Методика. Лечение проводят по **схеме 78**. Для сглаживания мимических морщин виброфоны располагают один за другим на область лечения через 1 слой косметических бумажных салфеток или марли, следя за тем, чтобы они не смещались во время процедуры. Лечение более эффективно, если на кожу предварительно нанесено заранее подобранное косметическое или терапевтическое средство.

Лечебная процедура включает фонирувание области почек К, чтобы уменьшить отеки глаз.

После пластической хирургии применение аппарата в области швов поможет уменьшить шрамы и риск осложнений, что повысит эффект, достигаемый с помощью хирургии. Виброфоны устанавливают через марлевую салфетку в непосредственной близости от швов. Лечение проводят до выздоровления.

Продолжительность курса. Процедуры проводят 3 – 4 раза в неделю перед сном в течение 1 – 2 месяцев.

Схема 78. Фони́рование в косметических целях

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фони́рования в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон				
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 2			
		К	Зона 1	Зона 2	Зона 3	Зона 4
1	Реж. 2	20	5	5	5	5

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГОЛОСА

Методика. Лечение проводят по **схеме 79**. Виброфоны должны быть расположены с обеих сторон гортани в области голосовых связок на 2 см ниже зоны В (рисунок 7). Лечебные процедуры следует проводить один-два раза в день в течение 15-20 минут.

Продолжительность курса. Продолжительность курса лечения для восстановления голоса от **1 до 4-х** дней.

Для развития голоса, процедуры могут выполняться периодически перед выступлением (за 40 минут до начала) или после него (через 3-6 часов), а также перед сном.

Внимание! При заболеваниях щитовидной железы, следует проконсультироваться с эндокринологом перед началом лечения с помощью аппарата.

Схема 79. Фони́рование для восстановления и развития голоса

День	Режим	Энергия виброфонов, области и время фони́рования в минутах Левый – сдвоенный виброфон Правый – сдвоенный виброфон	
		Левый Энергия 3	Правый Энергия 3
		К	2 см ниже зоны В
1-4	Реж.5	15-20	15-20

Порядок выполнения процедур приведен на страницах 19 – 20.

Упражнение «качели на локтях»

Это упражнение при регулярном его выполнении позволяет компенсировать недостатки прямохождения, быстро снять застойные явления во всех органах, улучшить кровоснабжение головы.

Исходное положение (рис. А).

1) Встаньте на колени на горизонтальной достаточно мягкой поверхности (пол с ковром, спальным матрас) (далее – «матрас») таким образом, чтобы колени и пальцы ног одновременно опирались на матрас.



Рис. А

2) Отмерьте 3 ширины ладони от коленей вперед и положите на это место локти на расстоянии ширины плеч. Обопритесь на локти.

3) Голову положите на ладони таким образом, чтобы край ладоней закрыл глаза, а кончики пальцев рук были направлены в сторону теменной области. При правильном положении ладоней при моргании чувствуется касание ресницами ладоней.

Упражнение.

Внимание! При выполнении упражнения локти и колени ни на секунду не отрываются от матраса, а кончики пальцев рук не отрываются от головы. Дыхание – свободное.



Рис. Б

1) Двигая тело вперед, положите голову вместе с ладонями на матрас, причем ладони от глаз надо оторвать, а кончики (примерно две фаланги) пальцев рук должны с умеренным усилием придерживать голову. Задержаться в этой позе на 1-2 секунды (рис. Б).

2) Двигая тело назад (не отрывая локтей и коленей от матраса), попытайтесь бедрами коснуться икроножных мышц, при этом снова закройте ладонями глаза, не отрывая кончики пальцев от исходного положения на голове. Задержитесь в этом положении на 2-3 секунды (рис. В).



Рис. В

3) Повторяйте движение вперед и назад (качайтесь) несколько раз. Начните с такого количества качаний, которое выполняется

легко, но не более 10.

4) Прибавляйте количество качаний по 1-3 в неделю. Увеличивайте постепенно, чтобы упражнение всегда выполнялось легко. По мере освоения упражнения постепенно увеличивайте темп качания. Оптимальный темп каждый выбирает для себя таким, чтобы упражнение выполнялось легко, но не быстрее чем на счет раз-два-и – движение вперед, раз-два-и – движение назад. Упражнение может выполняться 2-6 раз в сутки. Оптимальное количество качаний – 20-50 за один раз, и зависит от возраста.

Примечание 1: В зависимости от соотношения длины бедер и предплечий, возможно, потребуется под локти подложить сложенное в несколько раз одеяло, чтобы при движении назад в крайнем положении плечи были немного выше бедер.

Примечание 2: Через 1-3 месяца по мере освоения упражнения и приобретения большей гибкости упражнение усложняют:

- при движении вперед спину стараются выгнуть вверх, а живот стараются втянуть.
- при движении назад спину стараются выгнуть вниз, а живот – выпучить наружу.

В. __. __. 2016



Рис. 1. Области воздействия С, G, М, М5, М9




Рис. 2. Установка виброфонов в области рук



Рис. 3. Установка виброфонов в области ног



Рис. 4. Области воздействия: D1, D2, E1-E4, E11, E21, E31, К, F, E50




Рис. 5. Области воздействия E40. Виброфоны смещают от процедуры к процедуре на ширину ладони (L) вверх и вниз




Рис. 6. Установка виброфонов в области глаза



Рис. 7. Области воздействия А, А1, В, В1




Рис. 8. Области воздействия М1- М4, ПЛУ

